


# DENTAL



**EVEREST**  
tecnología veterinaria



# DENTAL



<b>+ INSTRUMENTAL</b>	<b>2-7</b>
<b>+ ROEDORES - MESA</b>	<b>8</b>
<b>+ ROEDORES - KITS INSTRUMENTOS</b>	<b>9</b>
<b>+ LIMPIADOR DE ULTRASONIDOS</b>	<b>10-11</b>
<b>+ MOTOR DENTAL</b>	<b>12</b>
<b>+ índice</b>	<b>13</b>

### CURETA HEMINGWAY

17 cm

ID371301	pequeña
ID371302	mediana
ID371303	grande



### CURETA LUCAS PARA LEGRAR

17 cm

ID377501	pequeña
ID377503	grande



### PINZA PARA EXTRACCIÓN DE FRAGMENTOS Y RAÍCES

ID340001	13,5 cm
----------	---------



**FÓRCEPS EXTRACCIÓN DIENTES**

Mango forma diamante. 15 cm. Sin muelle.

ID351001

**FÓRCEPS EXTRACCIÓN DE FRAGMENTOS Y RAÍCES**

ID352001

**FÓRCEPS KLEIN EXTRACCIÓN DIENTES**

ID353001 recto

**FÓRCEPS KLEIN EXTRACCIÓN DIENTES**

ID353002 curvado





## ELEVADOR DENTAL - BEIN RAÍCES

ID360612	nº2	circular	13,5 cm
ID360613	nº3	circular	13,5 cm
ID360603	nº3	recto	13,5 cm
ID360614	nº4	circular	13,5 cm



## ELEVADOR /PERIOSTOTOMO MOLT

ID331001			
----------	--	--	--



## RASPADOR DE SARRO

ID010003	15 cm	derecha / izquierda
ID010004	15 cm	izquierda / derecha



## RASPADOR DE SARRO

ID010010	15 cm	GANCHO FUERTE
----------	-------	---------------

## ESPEJO DENTAL

ID382803

20 mm



## MANGO PARA ESPEJO DENTAL

ID382780



## ELEVADOR MOLAR CRUZADO

IE012197M



## ELEVADOR INCISIVO CRUZADO

IE012197CR




**DILATADOR DE MEJILLAS  
PARA ROEDORES**

IE012188	PEQUEÑA
	Pala: 15 mm (alto) 10 mm (ancho)
IE012189	MEDIANA
	Pala: 22 mm (alto) 15 mm (ancho)
IE012189A	GRANDE
	Pala: 36 mm (alto) 11 mm (ancho)


**SEPARADOR / ABREBOCAS MOLAR  
PARA ROEDORES**

IE012185
----------


**ESPÁTULA DENTAL  
PARA ROEDORES**

IE012184
----------



# LAS COMPARACIONES SON ODIOSAS

SI BUSCAS ENTRE LAS MEJORES MESAS DEL MERCADO,  
VERÁS QUE **CON LAS ATLAS NO HAY COMPARACIÓN.**



En los últimos 25 años diseñamos, fabricamos y actualizamos nuestras mesas y sabemos con toda certeza que son garantía de funcionalidad y durabilidad. Nuestros clientes que las adquirieron hace más de 20 años, aún siguen trabajando con ellas y hasta hoy están satisfechos con lo que ofrecen.

La Serie Atlas reúne las características más relevantes para el cirujano que busca la excelencia en su trabajo.

Entre ellas destacamos:

- Movimiento Trendelemburg y Anti-Trendelemburg.
- Sistema de limpieza "EASY CLEAN".
- Superficies Ergonómicas pensadas para cuidar de tu salud.
- Accionamiento Eléctrico o Hidráulico y Superficie en "V" (libro) o Plana.
- Pedal Hidráulico bilateral que permite que trabajes de ambos lados de la mesa.
- Mando Neumático - más seguridad para ti y para el animal.
- Gran variedad e accesorios y raíles para adaptarlos.
- Garantía de 5 años y Asistencia Técnica en España.
- Fabricadas en España con materiales de alta calidad.



**atlas**   
INCOMPARABLES

**MOLAR CUTTER  
PARA ROEDORES**

IE012186

**FÓRCEPS PARA EXTRACCIÓN  
MOLAR PARA ROEDORES**

IE012199

**RASPADOR MOLAR  
PARA ROEDORES**

180 mm

IE012181

**RASPADOR MOLAR - DIAMANTE  
PARA ROEDORES**

Lima fina de diamante pequeña. 180 mm

IE012181A





## ROEDORES - MESA

## MESA MORDAZA PARA ROEDORES



Mesa con plataforma de teflón blanco, más cómoda y cálida para el pequeño paciente. Fácil de limpiar y esterilizable en autoclave.

## LUZ LED PARA MESA DE ROEDORES

Facilita la iluminación interior de la boca del roedor, y el cirujano tiene las manos libres para trabajar. Cuello flexible de la luz, permite que se ajuste a la posición más cómoda. LED blanco potente, tiene una duración de aproximadamente 100 horas.



IE012207 Mesa mordaza para roedores

IE012209 Mesa mordaza para roedores + luz LED

MESA + LUZ + KIT COMPLETO  
DENTAL - ROEDORES

Mesa mordaza para roedores  
+ Luz LED  
+ KIT dental para roedores  
(completo)

IE0122DENRO





### KIT DENTAL PARA ROEDORES (COMPLETO)

- 1 Caja instrumental 200 x 100 x 40 mm
- 1 Pinza de extracción molar - 160 mm
- 1 Elevador molar cruzado - 160 mm
- 1 Espátula
- 1 Abrebocas
- 1 Elevador incisivo cruzado - 195 mm
- 1 Cortador molar - 180 mm
- 1 Raspador molar diamante - 180 mm
- 3 Dilatadores de mejillas:
  - Pequeño (Boca max.: 40 mm)
  - Grande (Boca max.: 60 mm)
  - Largo (Boca max.: 35 mm)

ID00ROD2



### KIT DENTAL PARA ROEDORES (BÁSICO)

- 1 Caja instrumental 200 x 100 x 40 mm
- 1 Abrebocas
- 1 Cortador molar - 180 mm
- 1 Dilatadores de mejillas:
  - Largo alcance (Boca max.: 35 mm)
- 1 Elevador incisivo cruzado - 195 mm
- 1 Raspador molar

ID00ROD1



## LIMPIADOR DE ULTRASONIDOS

PIEZON® 150 - 150 LED - 250 LED

### COMBITORQUE® / LLAVE DINANOMÉTRICA



RU020007

#### HERRAMIENTA DE PRESIÓN ÚNICA

- Fija asegurando el instrumento en el mango
- Almacenamiento seguro y ordenado de instrumentos
- Reduce significativamente el riesgo de pérdida de instrumentos finos

#### Cada instrumento con su propia LLAVE COMBITORQUE®

- El instrumento y la CombiTorque® se esterilizan juntos
- No tocar el instrumento
- Sin riesgo de lesiones o contaminación

### PIEZON® 150 - 150 LED - 250 LED

#### CARACTERÍSTICAS:

- Control de la potencia con un solo dedo, con 35 posiciones que se ajustan sin ningún esfuerzo
- Aumento del rendimiento y la seguridad en cualquier situación clínica
- Práctico temporizador para luz auxiliar con calidad de luz natural
- Rango de potencias específicas para Perio-Suave

Clasificación EN 60601-1	- Clase II - Unidad IP 20	- Pieza aplicada, Tipo BF - IP X1, pedal
Clasificación 93/42/CEE	Clase II a	
Modo	<b>Con irrigación:</b> Funcionamiento continuo <b>Sin irrigación:</b> Ciclo de trabajo 10% durante 10 min. como máximo	
Fuente de alimentación	<b>Externa:</b> 100-240 VAC / 50-60 Hz <b>Unidad:</b> 30 VDC	
Consumo	50 VA	
Especificaciones de los ultrasonidos	<b>Potencia máxima:</b> 8 Vatios <b>Rango de frecuencias:</b> 24-32 kHz	
Condiciones de funcionamiento	Entre +10°C y +40°C <b>Humedad relativa:</b> 30% - 75%	
Condiciones de almacenamiento y transporte	Entre -10°C y +40°C <b>Humedad relativa:</b> 10% - 95% <b>Presión atmosférica:</b> 500 hPa - 1060 hPa	

diferencias	150 - 150 LED	250 LED
Alimentación de agua	Conexión permanente de la línea de agua (irrigación externa)	Suministro de agua (irrigación interna)
Peso	Aprox. 0.6 kg	Aprox. 1.0 kg
Dimensiones (HxAxF)	92 x 168 x 144 mm	92 x 150 x 215 mm



### MANGO ORIGINAL PIEZON® LED



Ligero y ergonómico, el mango Original Piezon® LED ofrece la máxima visibilidad gracias a su emisión circular de luz. Esterilizable hasta 135 °C.

### INSTRUMENTOS

#### INSTRUMENTO A

Para eliminar los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes

RU020006



#### INSTRUMENTO B

Para la limpieza de superficies linguales con tinción fuerte y cálculos

RU020008



#### INSTRUMENTO C

Para eliminar depósitos y tinciones. Especialmente indicado para eliminar residuos adhesivos.

RU020014



#### INSTRUMENTO PS

Para eliminar los cálculos en bolsas periodontales profundas en todos los cuadrantes

RU0200...



#### INSTRUMENTO P

Para eliminar los cálculos supragingivales y subgingivales en todos los cuadrantes

RU0200...



#### RECAMBIO PUNTA A - UNIVERSAL CLON

RU0200...



### LIMPIADOR DE ULTRASONIDOS PIEZON® 250 LED



### LIMPIADOR DE ULTRASONIDOS PIEZON® 150 Y 150 LED



#### CONTROL DE LA POTENCIA CON UN SOLO DEDO

Diseñados para un uso intuitivo, y para ello cuentan con un ajuste sencillo y preciso de la potencia, mediante un regulador cómodo y ergonómico de gran tamaño que se mueven con un solo dedo. Además, disponen de 35 niveles de potencia indicados por LED y un indicador de rango de potencia para Perio-Suave.

El Piezon® 250 se basa en el Método Original Piezon® de EMS. Ofrece a los profesionales de la limpieza dental una experiencia de tratamiento excepcional, que incrementa significativamente la productividad y aumenta tanto su comodidad como la de sus pacientes, gracias al bajo nivel de ruido en funcionamiento y a la excelente calidad del equipo y sus accesorios.

Este potente y compacto equipo de ultrasonidos incorpora un control preciso de la potencia y el caudal de irrigación en un sistema muy ergonómico, que cuenta con un exclusivo y sofisticado diseño auténticamente suizo.

- 1 Mango Original Piezon® LED
- Instrument A, con llave dinamoétrica CombiTorque®
- 1 Botella de 350ml
- 1 Pedal de 360° de dos puntos
- 2 Bombas peristálticas
- 1 Manguera

UU010003 Piezon 250 LED

La nueva gama Piezon® 150, refinada y versátil, incluye la intuitiva tecnología del Método Original Piezon®, que ofrece a los dentistas más eficacia y eficiencia en todos los sentidos.

Gracias a la amplia gama de Swiss InstrumentsPM, las aplicaciones son ilimitadas: desde profilaxis hasta tratamientos periodontales, y desde la endodoncia al mantenimiento de implantes.

Por último, el novedoso mango de una sola pieza dotado con seis LED es garantía de solidez, y ofrece una visión mucho más clara, que facilita la localización de los cálculos y de la placa durante el tratamiento.

- 1 Mango Original Piezon® LED\*
- Instrument A, (con llave CombiTorque®)
- 2 Filtros de agua externos
- 1 Pedal de 360° de dos puntos
- 1 Manguera

UU010001 Piezon 150

UU010002\* Piezon 150 LED



### LIMPIADOR Y PULIDOR - SP6 P6

El iM3-SP6 combina la última tecnología Piezo P6 y Micromotor en un diseño compacto y fácil de usar. La configuración para el limpiador y el micromotor se ajusta fácilmente a través de la pantalla LCD digital y el micromotor gira hasta 30,000 rpm.

- 2 puntas de escala universal
- Control de pedal activado / desactivado
- Micromotor con conector E
- Paquete de pulido de inicio iM3 1:1 de cono de punta recta (azul) incluyendo profilaxis



UD010003\*

\* Necesaria bomba de agua.

### ALFOMBRA PARA PROCEDIMIENTO DENTAL

- Drena líquidos y productos químicos y los aleja de la cabeza de los animales.
- Comodidad para el animal.
- Instrumentos de superficie a colocar.
- Lavable a máquina, temperatura máxima 60°C
- Reutilizable 50-100 veces, reciclable.
- Tamaño 30 x 40 cm.



AD020001

## MOTOR DENTAL



## MOTOR DENTAL

Motor electrónico, adaptado perfectamente a las exigencias de la técnica actual. Para fresar, rebajar, amolar, pulir y taladrar.

Para pequeña mecánica y laboratorio dental y médico.

- Interruptor para la rotación adelante/ reverse
- Protección de sobrecarga
- Selección infinita de control de la velocidad variable

Velocidad	1000 - 35000 rpm.
Potencia	120W
Valtio	115/230 V, 50-60 Hz
Dim. AxLxF	130 x 190 x 250 mm
Peso	3,2 kg

Modelo de mesa, incluye:

- MOTOR ELECTRÓNICO
- INTERRUPTOR DE PEDAL
- MICROMOTOR con cable de 2m, 35.000 r.p.m.

MD010003

## PIEZA DE MANO RECTA

PM010001


## CONTRA ÁNGULO

AD010001 (antes XX170011)

## DEPÓSITO / BOMBA DE AGUA

Depósito de agua presión previa 5 litros.

DP060105



## ¿Estás seguro de las condiciones de tu depósito para unidad dental?

Con el tiempo se acumulan bacterias, algas y suciedad que pueden dañar la salud del animal y también causar desperfectos en los equipos.

Para evitar problemas:  
**Recomendamos reemplazo del depósito de agua a cada 2 años de uso.**

**¡RENUÉVALO!**



NUESTRAS MARCAS:



**EVEREST**  
tecnología veterinaria

