

DESECHABLES



EVEREST
tecnología veterinaria



DESECHABLES



+ CURAS

+ DESINFECCIÓN - ESTERILIZACIÓN

+ INYECCIÓN - INFUSIÓN

+ BIOPSIA - PUNCIÓN

+ DIAGNÓSTICO

+ RADIOLOGÍA

+ LABORATORIO - ANÁLISIS CLÍNICOS

+ CIRUGÍA

+ CÁNULAS - SONDAS

+ HIGIENE - PROTECCIÓN

+ AUTO PROTECCIÓN ANIMAL




ALGODÓN HIDROFILO ENROLLADO CON PAPEL

Manto de algodón hidrófilo 100%, de gran capacidad de absorción. Formado por la superposición de capas que le confieren una homogeneidad óptima para uso sanitario en curas superficiales, sin contacto invasivo, o como almohadillado en la construcción de apósitos para heridas y lesiones.

1 Kg. enrollado con papel

AH020110



APÓSITO AUTOADHESIVO CON GEL HYDROSORB

HARTMANN

Gel de poliuretano hidrófilo con un gran contenido en agua (60%) que protege de forma eficaz la herida frente a la deshidratación, previniendo así la formación de escaras. Rápida cicatrización, material transparente que permite la inspección y que no se pega a las heridas.

AM055075 5 x 7,5 cm / 5 uds.


AM051010 10 x 10 cm / 6 uds.

BASTONCILLOS DE ALGODÓN

EVEREST

Con doble punta de algodón.

BA020002 3 cajas de 200 uds.



APÓSITO HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE

SURGICEL / ETHICON

Malla de celulosa oxidada y regenerada de origen vegetal. Hemostática. Efecto bacteriostático. Es fácil de colocar, se adapta fácilmente y controla la absorción.

10 sobres

AH010001	1,25 x 5 cm
AH010002	10 x 20 cm



APÓSITO MEDIPORE + PAD

3M Apósito quirúrgico de tejido sin tejer con un almohadillo absorbente. Revestido por un adhesivo acrílico químicamente inerte, protegido por un papel soporte. Estéril. Esquinas redondeadas. Resistente a roturas, fácil de manipular, se retira sin dolor, no deja residuos. No contiene látex.

Se presenta en sobres individuales.
(contienen 25 uds. **excepto 5 x 7,2 cm: 50 uds.**)

AM045072	5 cm x 7,2 cm	(50 uds.)
AM041006	5 cm x 7,2 cm	(50 uds.)
AM041010	10 cm x 10 cm	(25 uds.)
AM041015	10 cm x 15 cm	(25 uds.)
AM041025	10 cm x 25 cm	(25 uds.)



APÓSITO MELOLIN

Apósito absorbente fabricado con una mezcla de algodón, viscosa y fibras de poliacrilonitrilo, reforzado con celulosa. Debido a una película de plástico no se adhiere a la superficie de la herida, pero permite el paso del exudado desde la herida hacia el cuerpo del apósito.

100 unidades (envase hospitalario)

AM035050	5 x 5 cm
AM031010	10 x 10 cm
AM031020	10 x 20 cm





COMPRESA PARA OTOHEMATOMA - BUSTER

Compresa hecha con tejido de compresión que aporta una buena ventilación y excelentes resultados cosméticos. El tejido está formado por una capa de interior abierta de espuma blanda y una superficie exterior más dura en la que se colocan las suturas.

CB040001



ESPARADRAPO CON APÓSITO - PRIMAPORE

SMITH & NEPHEW / EVEREST

Apósito de tejido sin tejer impregnado por una cara de adhesivo hipoalergénico. En el centro contiene un apósito absorbente no adherente, constituido por una lámina de tejido sin tejer, un acolchado de algodón-fibra acrílica y una lámina de poliéster perforado. Gran absorción de sangre o exudados, no se adhiere a la herida. El soporte adhesivo es impermeable pero permite el paso del aire y del vapor de agua, evitando la maceración de la piel.

20 unidades por caja

EE020810	8 cm x 10 cm
EE020812	8 cm x 15 cm
EE020818	10 cm x 20 cm



ESPARADRAPO DE TELA - OMNIPLAST

HARTMANN

Esparadrapo de tejido de gran adherencia. Permeable al aire y al vapor de agua. Muy resistente, se retira con facilidad sin dejar residuos. Sin Látex.

EE020215	1,25 cm x 5 m - Blanco (20 uds.)
EE020225	2,5 cm x 5 m - Blanco (20 uds.)
EE020250	5 cm x 5 m - Blanco (10 uds.)
EE020210	10 cm x 10 m - Blanco (5 uds.)
EE020115	1,25 cm x 5 m - Rosa (20 uds.)
EE020125	2,5 cm x 5 m - Rosa (20 uds.)
EE020150	5 cm x 5 m - Rosa (10 uds.)

ESPARADRAPO MEFIX/HYPAFIX

TEJIDO AUTOADHESIVO

Se puede usar en una gran variedad de situaciones que requieren fijación, como la fijación de paños, compresas, catéteres y tubos.

En tejido sin tejer, garantiza la permeabilidad al aire y al vapor de agua. No es absorbente y proporciona una barrera para la filtración de sangre y líquidos.

Flexible, se adapta bien a los contornos del cuerpo.

EE020425	2,5 cm x 10 m
EE020420	20 cm x 10 m
EE020415	15 cm x 10 m
EE020410	10 cm x 10 m
EE020405	5 cm x 10 m



ESPARADRAPO DE PAPEL - LEUKOPOR

BSN MEDICAL

Hipoalergénico. Permeable al aire y al vapor de agua, evitando la maceración de la piel. Confortable, se adapta a todas las partes del cuerpo. Elevada adhesión inicial y permanente. Indoloro para eliminar y no deja residuos. Fáciles de romper con las manos. Radio-transparente. 6 rollos.

EE020725	5 cm x 9,20 m
----------	---------------



ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO MICROPORE

3M

Españado de papel poroso. Hipoalergénico y transpirable. De fácil rasgado, tiene adhesión inicial baja que aumentará con el tiempo. Fácil de manipular con guantes. No deja residuos.

EE020012	1,25 cm x 9,14 m (24 rollos)
EE020025	2,5 cm x 9,14 m (12 rollos)
EE020050	5 cm x 9,14 m (6 rollos)





ESPARADRAPO SEDA - "ELGON-SILK"

EVEREST

Esparadrapo de adhesividad alta con tacto sedoso. Gran resistencia pero fácilmente rasgable. Tolerancia cutánea normal. Tipo de soporte: Acetato. Masa adhesiva: óxido de zinc.

EE020925	2,5 cm x 9,1 m (12 rollos)
EE020950	5 cm x 9,1 m (6 rollos)



ESPARADRAPO SEDA - DURAPORE

3M

Esparadrapo de seda. Hipoalergénico, transparente y transpirable. Fácil rasgado en las dos direcciones, De adhesión inicial media que aumentará con el tiempo. Fácil de manipular con guantes. No deja residuos.

EE020525	12 uds	2,5 cm x 9,1 m
EE020550	6 uds	



VEA EL VIDEO



<http://youtu.be/D71NmOzZCZM>



COMPRESAS GASA

EVEREST

Compresas de gasa plegadas en diferentes medidas de algodón hidrófilo, blanqueado y purificado. El tipo de tejido es de 18 hilos de malla C.

NO ESTÉRIL

GG012020	20 x 20 cm - 2.500 uds.
GG012040	20 x 40 cm - 1.250 uds.
Plegado especial, asegura el no desprendimiento de hilos.	
GG012525	25 x 25 cm - 1.600 uds.
GG015050	50 x 40 cm - 500 uds.

ESTÉRIL

GG032020	20 x 20 cm - 250 sobres*
GG032040	20 x 40 cm - 150 sobres *

* 5 unidades por sobre

RX RECTILÍNEA

Su elevada absorción hace que sea un producto indicado para uso en quirófano. Compresas cosidas y con control radiográfico. Ideales para operaciones de abdomen.


GG014545	45 x 45 cm - no estéril - (100 uds.)
GG034545	45 x 45 cm - estéril - (5 uds. por sobre)



GASA COMPRESA NON-WOVEN

Compresa de non-woven con estructura de gasa. Producto especialmente absorbente, suave y transpirable, de composición 70% rayón y 30% poliéster le proporcionan una estructura parecida a las compresas de algodón. Triple absorción, en comparación a gasas de algodón.

GG050001	10 x 10 cm	NO ESTÉRIL	100 uds
GG050002	5 x 5 cm	NO ESTÉRIL	100 uds
GG050101	7,5 x 7,5 cm	NO ESTÉRIL	200 uds
GG050410	10 x 10 cm	ESTÉRIL	40 sobres de 5 uds.





VENDA ADHESIVA TENSOPLAST PH

BSN Medical

Venda elástica de alta adhesividad fabricada en algodón y viscosa. Masa adhesiva de caucho natural y óxido de zinc. Para diversos tipos de vendajes. 12 unidades

VA010105	5 cm x 4,5 m
VA010107	7,5 cm x 4,5 m
VA010110	10 cm x 4,5 m



VENDA ADHESIVA ELÁSTICA POROSA "ARLAN"

EVEREST

Venda elástica de algodón con línea central amarilla y masa adhesiva de caucho natural con óxido de zinc, centro de plástico con bordes no cortantes.

Elasticidad del 70%, elevada fuerza adhesiva, porosidad uniforme a lo largo de toda la venda.

10 unidades

VA010205	5 cm x 2,7 m
VA010207	7,5 cm x 2,7 m
VA010210	10 cm x 2,7 m



VENDA ELÁSTICA COHESIVA - PEHA-HAFT

HARTMANN

Venda de fijación elástica cohesiva para todo tipo de vendajes. 85% de elasticidad. Textura de crepé impregnada de látex. No se adhiere en la piel, pelo o ropa. Permeable al aire y agradable a la piel. Especialmente económica debido a su efecto adherente.

VA020106	20 m x 6 cm
VA020108	20 m x 8 cm
VA020110	20 m x 10 cm

VENDA ELÁSTICA COHESIVA LIGERA BERNINA

EVEREST

Venda elástica cohesiva. Se aplica directamente sin necesidad de adherentes. Transpirable, fácil de rasgar, cómoda. Cajas de 4 unidades

VA020306	6 cm x 20 m
VA020308	8 cm x 20 m
VA020310	10 cm x 20 m



VENDA DE GASA DE MALLA

EVEREST

Las vendas de gasa hidrófila de fabrican a partir de hilos de algodón purificados y blanqueados y convertidos en hidrófilos antes de su tejido.

Tiene como principales funciones las de facilitar la aplicación de apósitos, dar protección frente agentes mecánicos en zonas lesionadas de la piel o actuar como inmovilizador de las articulaciones

10 unidades.

VG010205	5 m x 5 cm
VG010207	5 m x 7 cm
VG010210	10 m x 10 cm



VENDA ELÁSTICA CREPE "ERRIGAL"

EVEREST

Vendas orilladas, elásticas debido a hilos sobre torcidos de algodón en la urdimbre. Algodón puro 100%.

Se utiliza como inmovilizador de las articulaciones, con la finalidad de ejercer una presión continua sobre una parte del cuerpo, evitando los deslizamientos.

12 unidades por caja:

VE030105	5 cm x 4 m
VE030107	7 cm x 4 m
VE030110	10 cm x 4 m
VE030100	10 cm x 10 m





VENDA VETRAP CLINIC KIT

3M

Fuerte, flexible y confortable. A través de su material poroso permite que la piel respire y no se pega al pelo o a la piel del animal. No es necesario usar clips o ganchos para sujetarla. Este producto se presenta en más de 8 colores y en tres tamaños diferentes.

32 rollos surtidos
(16 rollos de 5 cm / 8 de 7,5 cm / 8 de 10 cm)

VA060001 _____ Kit 32 unidades



VENDA ELÁSTICA COHESIVA - VETRAP

EVEREST / 3M

Venda elástica cohesiva en colores que se adhiere a sí misma y no al pelo o a la piel, tiene una tensión modulable, lo que facilita su colocación permitiendo ajustes en los contornos más difíciles, sin disminuir la capacidad de movimiento.

Es porosa e hidrófoba, permite que la piel respire y al contacto con el agua mantiene intactas sus propiedades.


Antialérgica. Se corta con tijeras.

No necesita ningún adhesivo adicional.

12 unidades

VA060005	5 cm x 4,5 m (azul)
VA060007	7,5 cm x 4,5 m (azul)
VA060010	10 cm x 4,5 m (azul)
VA060205	5 cm x 4,5 m (rojo)
VA060207	7,5 cm x 4,5 m (rojo)
VA060210	10 cm x 4,5 m (rojo)
VA060505	5 cm x 4,5 m (verde)
VA060507	7,5 cm x 4,5 m (verde)
VA060510	10 cm x 4,5 m (verde)
VA060610	10 cm x 4,5 m (negro)





VENDA COHESIVA - ARLAN COHESIVE

EVEREST

Tejido elástico longitudinalmente compuesto de fibras sintéticas de poliéster/nylon de alta resistencia, recubierto por ambas cara de masa cohesiva libre de látex. Sólo de adhiere sobre sí misma y no sobre la piel. Antideslizante, permeable al aire, esterilizable en autoclave (sin el envase original). Fácil de aplicar y rasgable en sentido transversal.

VA061005	5 cm x 4,5 m (azul)
VA061007	7,5 cm x 4,5 m (azul)
VA061010	10 cm x 4,5 m (azul)
VA061205	5 cm x 4,5 m (rojo)
VA061207	7,5 cm x 4,5 m (rojo)
VA061210	10 cm x 4,5 m (rojo)
VA061505	5 cm x 4,5 m (verde)
VA061507	7,5 cm x 4,5 m (verde)
VA061510	10 cm x 4,5 m (verde)





VENDA ESCAYOLA RESINA VETCAST PLUS

3M

Vendaje de tejido impregnado con resina a base de poliuretano, que se rigidifica al contacto con el agua a temperatura ambiente. Es fácil de usar, de secado modulable, confortable y radio transparente. Permeable al aire, inalterable por el agua o la orina, ligera y muy resistente.

Venta por unidad

VY010205	5 cm x 2,7 m
VY010207	7,5 cm x 2,7 m
VY010210	10 cm x 2,7 m
VY010212	12,5 cm x 2,7 m

VENDA YESO

EVEREST

Venda de yeso de alta calidad y resistencia, fraguado rápido. Gasa entrelazada algodón (100%)

VY010005	5 cm x 2,7 m. (6 unidades)
VY010010	10 cm x 2,7 m. (3 unidades)
VY010015	15 cm x 2,7 m. (4 unidades)
VY010020	20 cm x 2,7 m. (unidad)

VENDAJE TUBULAR ELÁSTICO DE MALLA

EVEREST

Venda de tejido elástico en forma de red tubular, en tejido de punto de malla para fijación. Muy elástica y no compresiva. Su estructura tubular le confiere una enorme adaptabilidad a cualquier parte del cuerpo. Indicado para fijación de apósitos y tratamientos no compresivos.

Venta por unidad

VT010301	Nº 1	1,5 cm x 25 m
VT010302	Nº 2	2 cm x 25 m
VT010303	Nº 3	2,5 cm x 25 m
VT010304	Nº 4	3 cm x 25 m
VT010305	Nº 5	4,5 cm x 25 m
VT010306	Nº 6	5 cm x 25 m
VT010307	Nº 7	5,5 cm x 25 m
VT010308	Nº 8	6 cm x 25 m



VENDA ALMOHADILLADA

Venda de fibras de poliéster 100% sin blanqueador óptico. Hidrófoba. Tejido vaporoso y elástico resistente, que a la vez se desgarrá limpiamente con una ligera tracción.

Esterilizable (121°C).

Unidad

VA040305	5 cm x 2,7 m
VA040307	7,5 cm x 2,7 m
VA040310	10 cm x 2,7 m
VA040320	20 cm x 2,7 m




ADHESIVO CUTÁNEO VETBOND

3M

Adhesivo tisular que actúa como una barrera física para mantener cuerpos extraños fuera de la herida. Reduce el trauma del tejido y la necesidad de analgesia en la reparación de heridas menores.

SA010004 Botella 3 ml





SUTURA METÁLICA GRAPADORA

VISISTAT

Vienen con 35 grapas normales o pediátricas de acero inoxidable de calidad. Más resultados y menos trauma tisular.

SM010001 _____ Grapas pequeñas (cerrada 0,5 cm)
SM010006 _____ Tamaño normal _____

SUTURA METÁLICA GRAPADORA 35 GRAPAS

APPOSE / TYCO

Sutura automática metálica cutánea.
Máquina para suturar piel de 35 puntos de acero inoxidable. Resultado estético óptimo.

Envase unitario estéril.

SM010004 _____ Contiene 35 grapas

QUITA-GRAPAS

Dispositivo para quitar grapas.

SM010003 _____ Venta por unidad



AGUA OXIGENADA

Agua oxigenada, peróxido de hidrógeno (H₂O₂) es un anti-séptico general.

AA020010 _____ 1 litro

ALCOHOL SANITARIO

AA010010 _____ 96° 1 litro

AA010201 isopropílico _____ 70° 1 litro



POVIDONA YODADA - SOLUCIÓN JABONOSA

Antiséptico para desinfección de piel sana, biocida, bactericida, levaduricida. 7,5% de Iodo libre

DD033210 _____ 1 litro

POVIDONA YODADA - SOLUCIÓN ACUOSA

Antiséptico de uso tópico en la desinfección de piel sana (campo pre operatorio y antes de aplicar punción o inyección).

DD033212 _____ 500 ml



CLORHEXIDINA CHG - SOLUCIÓN JABONOSA

Antiséptico de amplio espectro para la desinfección de piel sana. Se utiliza para lavado pre-quirúrgico de manos de personal médico y para desinfección de la piel del paciente.

Acción antiséptica contra bacterias gram +, gram -

DD033950 _____ 500 ml

DD033910 _____ 1 litro





DESINFECTANTE KORSOLEX PLUS

(cloruro didecildimetilamonio)

BODE / Hartmann

Desinfectante y detergente para instrumentos y endoscopia. Sin aldehídos y con potente efecto limpiador. Apto para ultrasonidos, reprocesado de instrumental termo sensible y termo resistente.

Es una alternativa a los productos que contienen aldehído. No es necesario el uso adicional de un potenciador de limpieza, incluso en casos de contaminación importante. Gran rendimiento, 10 ml por litro.

DD035020 _____ 2 litros

DESINFECTANTE KORSOLEX

(para instrumental y endoscopios)

BODE / Hartmann

Desinfectante con aldehídos indicado especialmente para la desinfección de instrumental termo sensible y termoes estable, como endoscopios, laparoscopios y equipos de anestesia.

Excelente compatibilidad con materiales, fácil uso, desinfectante rápido, no necesita activador. Base enzimática. Listo para usar, no se tiene que diluir.

DD035050 _____ 5 litros



DESINFECTANTE MIKROBAC FORTE

DE SUPERFICIES

BODE / Hartmann

Limpiador desinfectante de superficies sin aldehídos con factor protector para materiales delicados. Tiene muy buen efecto limpiador y es adecuado para la desinfección diaria de todo tipo de superficies lavables. De olor neutro. Base tensioactivos.

DD038002 _____ sobres de 20 gr.



DESINFECTANTE ANTISÉPTICO PARA MANOS

STERILLIUM

BODE / Hartmann

Protector y regenerador para la piel.
Eficaz frente a un amplio número de bacterias, hongos y virus encapsulados. Alta tolerancia dermatológica incluso después de un uso prolongado.
Desinfección higiénica de las manos: 30 s.
Desinfección quirúrgica de las manos (según normas CEN y FDA): 1,5 min. Base alcohólica.

DD031010 _____ 1 litro



DERMOPROTECTOR BAKTOLIN GEL

(agentes tensoactivos)

BODE / Hartmann

Componentes tenso activos suaves, de última generación. pH adaptado a la piel (5.5). No contiene jabones ni alcalinos. Se usa para sustituir las pastillas de jabón y está recomendado en caso de hipersensibilidad a éste.
Protector para manos

DD032010 _____ 1 litro
DD032005 _____ 0,5 litro



www.everest-tecnovet.com





BOLSA ESTERILIZACIÓN

BOLSAPLAST

De papel y plástico. Con indicadores de esterilización.

200 unidades

BE011024	100 x 240 mm
BE011528	150 x 280 mm
BE012032	200 x 320 mm
BE012536	250 x 360 mm



ROLLO ESTERILIZACIÓN

BOLSAPLAST

Rollo de papel crepé reforzado y plástico no tejido para esterilización. Estéril. Steripaper 60 g / m² de papel crepé para interior o exterior.

RE037520	75 mm x 200 m
RE011020	100 mm x 200 m
RE011520	150 mm x 200 m
RE012020	200 mm x 200 m
RE012520	250 mm x 200 m
RE013020	300 mm x 200 m
RE014020	400 mm x 200 m



BOLSA DE ESTERILIZACIÓN AUTOSELLABLE

200 unidades

BE052540	250 mm x 400 mm
BE052033	200 mm x 330 mm
BE051428	140 mm x 280 mm
BE051024	100 mm x 240 mm

PRECINTO DE ROLLOS DE ESTERILIZACIÓN

Precinto de rollos de esterilización.
Sólo para cerrar, sin control de esterilización.

PC040002 Rollo de 25 mm x 45 m



PRECINTO CONTROL DE ESTERILIZACIÓN - VAPOR

Cinta para sellar y control de esterilización
en procesos de vapor (autoclave).

PC040102 19 mm x 52 m 1 rollo




CONTROL ESTERILIZACIÓN DE VAPOR EN TIRAS

3M


Indicador químico multi-parámetro, diseñado para monitorizar las condiciones de esterilización por vapor, dentro de cada paquete. Mediante un cambio visual de color valida que el esterilizante ha penetrado al interior del paquete.

CE080001 caja con 480 uds.



ELECTROCIRUGÍA

Trabajamos con una amplia gama de equipos y accesorios para electrocirugía. Consúltenos.



En catálogo de Terapéutica Quirúrgica

AGUJA HIPODÉRMICA LUER - MICROLANCE 3 BD

Agujas hipodérmicas estériles y envasadas individualmente. Lubrificante de grado medio, que facilita la penetración y el deslizamiento de la aguja. Pulido electrónico. Bisel triple. Conexión luer-lock. Codificadas por color para su fácil reconocimiento.

Envasadas individualmente. Cajas de 100 unidades

AH041304	13 x 04 - 27 G
AH041605	16 x 05 - 25 G
AH042506	25 x 06 - 23 G
AH042508	25 x 08 - 21 G
AH042509	25 x 09 - 20 G
AH042511	25 x 11 - 19 G
AH044008	40 x 08 - 21 G
AH044009	40 x 09 - 20 G
AH044011	40 x 11 - 19 G
AH044012	40 x 12 - 18 G



AGUJA HIPODÉRMICA LUER - MEDOJECT

AH062509	25 x 0,9 mm	20G	amarilla
AH062508	25 x 0,8 mm	21G	verde
AH062506	25 x 0,6 mm	23G	azul
AH062505	16 x 0,5 mm	25G	naranja

AGUJA EPICRANEAL

Aguja micro-perfusora estéril, desechable, en blíster individual "Peel-Pack", con cono rígido Luer Lock. Aguja de filo triple y tratamiento de silicona anti-rozamiento. Tubo de 300 mm.

Cajas de 100 unidades

AE020006	G -23 azul
AE020008	G -21 verde




ACCESORIO CATÉTER "MANDRIL"

Para la interrupción de la infusión o transfusión. Evita la formación de trombos.

Envase unitario estéril en cajas de 50 unidades

AC030118	18G Verde (1,2 mm)
AC030120	20G Rosa (1,0 mm)
AC030122	22G Azul (0,8 mm)





CATETER INTRAVENOSO - VENOPIC

PICINDOLOR

1 VÍA:


Las mejores condiciones de seguridad y funcionalidad. Catéter estéril, desechable, en cada blister individual "Peel-Pack", eje con Luer Lock.

100 unidades:

CC060718	18 G	1,30 x 0,95	verde
CC060720	20 G	1,00 x 0,75	rosa
CC060722	22 G	0,90 x 0,65	azul

50 unidades:

CC060724	24 G	0,75 x 0,55	amarillo
----------	------	-------------	----------



2 VÍAS:

Catéter de dos vías, estéril, desechable, en blister "Peel-Pack" individual, eje con Luer Lock. Medios de acceso a la válvula anti-reflujo, para administración de medicación y tapa protectora.

Código Internacional de color.

50 unidades:

CC060618	18 G	1,30 x 0,90	verde
CC060620	20 G	1,10 x 0,80	rosa
CC060622	22 G	0,90 x 0,60	azul
CC060624	24 G	0,75 x 0,55	amarillo



CATETER INTRAVENOSO - INSYTE

BD INSYTE

Incorporan aguja de tecnología BD™ y punta de catéter cónico para facilitar la penetración y la inserción.

Reduce el riesgo de flebitis en un 50%.

50 unidades

SIN ALETAS*:

CC060324	24 GA x 75"	amarillo
CC060322	22 GA x 1.02"	azul
CC060320	20 GA x 1.16"	rosa
CC060318	18 GA x 1.88"	verde

CON ALETAS*:

CC060424	24 GA x .75"	amarillo
CC060422	22 GA x 1.0"	azul
CC060420	20 GA x 1.16"	rosa
CC060418	18 GA x 1.88"	verde

*otras medidas, consultar.

CATÉTER INTRAVENOSO "VASOVET"

Cánula intravenosa fabricada en FEP - teflón. Paredes finas y alto flujo. Superficies suaves. Contiene tapón de retención de sangre con filtro hidrófugo y válvula de inyección con sistema de cierre. Cuatro líneas de contraste radiopaco integradas. Conexión lock. Envase unitario estéril en cajas de 50 unidades

CC060114	14G	2,0 mm	rojo
CC060116	16G	1,6 mm	gris
CC060118	18G	1,2 mm	verde
CC060120	20G	1,0 mm	rosa
CC060122	22G	0,8 mm	azul



CATÉTER INTRAVENOSO

BD NEOFLON

Con alas flexibles que facilitan una fijación segura sin la necesidad de inmovilizar la extremidad, al mismo tiempo reduce el riesgo de flebitis mecánica. Especial exóticos. 50 unidades

CC060826	26G	0,6 x 19 mm	violeta
----------	-----	-------------	---------



CATÉTER INTRAVENOSO - VENOCAN

KRUUSE

Un único puerto de inyección con alas más largas. 50 unidades

CC060920	20G	rosa
CC060922	22G	azul
CC060924	24G	amarillo





CINTA SMARCH PARA EXTRACCIÓN Y HEMOSTASIA

Cinta plana elástica de silicona.
Indicada para la realización de torniquetes.
Venta por unidad

CS060001 _____



TORNIQUETE REUTILIZABLE TEJIDO + HEBILLA

Alta calidad. Mayor presión y control.

CS060002 _____ Unidad.

TODO EN VENDAS

TAPÓN OBTURACIÓN LUER-LOCK

EVEREST

Macho - hembra. Estéril.


TO010003 100 uds.

**TAPÓN LUER LOCK - SILICONA**

EVEREST

Con punto de inyección.

TO010002 100 uds.

**TAPÓN DE Sonda MULTIMEDIDA**

Se adapta a varias medidas. Estéril.

TO010001 100 uds.





LLAVE DE 3 VÍAS

EVEREST

Accesorio para equipos de infusión resistente a lípidos y hemo-derivados. Por gravedad. Un solo uso. Tampones hembra Luer Lock. Estéril.

LC010002 _____ unidad




LLAVE DE 3 VÍAS CON PROLONGADOR

EVEREST

Llave de tres vías con prolongador y punto de inyección. Resistente a lípidos y hemoderivados. Por gravedad. Un solo uso. Tapón hembra luer lock. Tubo 10 cm. Capuchón macho. Estéril.

LC010003 _____ unidad



EQUIPO GOTERO

EVEREST

Equipos de infusión para terapia intravenosa (20 gotas = 1 ml), exentos de látex, con conexiones luer y luer-lock, en distintas versiones para las necesidades específicas de cada usuario. Venta por unidad

EG020001 _____ Luer sin rosca _____ (20 gotas)

EG020004 _____ Luer - lock con rosca _____ (20 gotas)

EG020003 _____ Transfusión de sangre _____

EG020002 _____ Luer lock pediátrico con rosca _____ (60 gotas)

EQUIPO GOTERO

Apto para bomba de infusión.
Equipo para administración intravenosa por gravedad (o bomba infusión Flogard o Colleague) con toma de aire y punto de inyección en Y.

Para bomba Niki IV.

Venta por unidad

EG020006



EQUIPO GOTERO INFUX LUER LOCK

CON TOMA DE AIRE

Equipo infusión universal con toma de aire. Por gravedad.
Exento de látex, de un solo uso. Envase individual. Con punto de inyección en Y.

EG020010



INMEJORABLE

NUN

mesa de examen



PROLONGADOR, TUBO DE INFUSIÓN

PARA MEDICACIÓN OPACO

EVEREST

Con conexiones macho luer lock y hembra luer lock.

PP011518 _____ 180 cm / exterior: 2,5 cm / interior: 1,5 cm.



PROLONGADOR EQUIPO GOTERO - LUER LOCK

Alargadera para equipos de infusión.

Estéril. Sin látex.

Con tapón record hembra luer lock y macho luer lock.

PP010001 _____ 100 cm.



PROLONGADOR CON REGULADOR DE FLUJO

Estéril.

PP010002 _____ 54 cm / 3,8 ml.

BOLSAS TRANSFUSIÓN DE SANGRE

450 ml con 63 anti coágulos.

Bolsa con tubo donador integral de 14 segmentos con 450 ml de anticoagulante CPDA, PL 146.

BT020001 _____ UNIDAD _____



BOLSAS TRANSFUSIÓN DOBLE PARA PLASMA

450 ml doble CPDA-1.

Bolsas dobles, la primera con anticoagulante CPDA-1 con 450 ml y la segunda vacía de 300 ml.

BT020003 _____ UNIDAD _____



JERINGA 1 ML - SIN ESPACIO MUERTO

Estéril, latex free, no tóxica

100 unidades

JH050002 _____



JERINGA HIPODÉRMICA

1 ml
CON AGUJA - 26G - 0,45 x 12,7 mm - 100 uds

JH050001 _____

1 ml
SIN AGUJA - 160 uds

JH050101 _____





JERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL LUER

BD DISCARDIT

Jeringa de 2 piezas, estéril de un solo uso. Método de esterilización por óxido de etileno. Suave movimiento de émbolo. Precisión y seguridad. Alta calidad.

Baremos de puntuación, la graduación se adapta a las necesidades del usuario. Anillo de retención. Ergonómico, facilidad de funcionamiento con una sola mano.

JH010002	2 ml 100 uds.
JH010005	5 ml 100 uds.
JH010010	10 ml 100 uds.
JH010020	20 ml 80 uds.

JERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL LUER

T-INJECTA

Jeringas hipodérmicas estériles de un solo uso para administración de soluciones de inyección común y toma de muestras en servicio de salud.

El envase se compone de papel y una lámina transparente que garantizan la esterilidad del producto. Están esterilizadas por óxido de etileno.

100 unidades	
JH010102	2 ml
JH010105	5 ml
JH010110	10 ml

50 unidades	
JH010120	20 ml

JERINGA HIPODÉRMICA CON AGUJA

BD MICRO-FINE+

Fabricadas con acero quirúrgico. Tienen un diseño especial para máxima comodidad en el momento de la inyección. Con lubricante Micro-Bonded. No tóxicas, sin látex. Especial para administrar insulina en pequeños animales.

100 unidades	
JH020203	BD Micro-Fine™+ Jeringa 0,3 ml con aguja 0,30 mm (30G) x 8 mm
JH020205	BD Micro-Fine™+ Jeringa 0,5 ml con aguja 0,30 mm (30G) x 8 mm

300 unidades	
JH021201	BD Micro-Fine™+ Jeringa 1 ml con aguja 0,4 mm (29G) x 12 mm

JERINGA ESTÉRIL 3 CUERPOS - EXCÉNTRICA

PIC INDOLOR

Jeringa estéril para el suministro de sustancias inyectables. Esterilizado por rayos Gamma de Cobalto 60. Polipropileno no tóxico y no inflamable.

El interior del cilindro está recubierto por una fina capa de lubricante siliconado. Envasada en blíster unitario.

JH040004 _____ 50 cc, cono luer _____ Cajas de 50 uds.



JERINGA ESTÉRIL 3 CUERPOS

PIC INDOLOR

Jeringa estéril. Esterilizado por rayos Gamma de Cobalto 60. Polipropileno no tóxico y no inflamable.

El interior del cilindro está recubierto por una fina capa de lubricante siliconado. Envasada en blíster unitario.

JH040003 _____ 50 cc, cono cateter _____ Cajas de 50 uds.



JERINGA 3 PIEZAS 100 ML

BD PLASTIPACK

Jeringa de 3 piezas estéril. Método de esterilización por óxido de etileno. Precisión y seguridad de uso.

Cuerpo transparente. Jeringas de 100 ml con punta de catéter y potencial para transformarse en punta luer mediante a un adaptador.

JH010100 _____ Caja con 25 uds (100 ml).



JERINGA HIPODÉRMICA 3 CUERPOS LUER-LOCK

BD

Jeringa esterilizada por irradiación gamma con lubricación de silicona especial, que asegura que el émbolo se mueva suave y uniformemente. Anillo de retención, evita la retirada accidental del émbolo. La unidad proporciona todos los beneficios de una jeringa BD Plastipack y una BD Microlance al mismo tiempo. Lubricada con aceite de silicona.

JH060010	100 unidades	10 ml
JH060020	120 unidades	20 ml

JERINGA HIPODÉRMICA 3 CUERPOS

BD

Jeringa hipodérmica de 3 cuerpos, sin aguja, Luer Slip, concéntricos, estéril y libre de látex. Permite una perfecta visualización del contenido de la jeringa. Contiene escala para dosificación exacta de la medicación. Lubricación de silicona especial, perfecto deslizamiento. Conexión segura de jeringa y aguja. Anillo de retención, evita la retirada accidental del émbolo.

JH030002	2 ml	100 uds.
JH030105	5 ml	100 uds.
JH030110	10 ml	100 uds.
JH030120	20 ml	120 uds.

JERINGA 3 CUERPOS LUER

T-INJECTA CHIRANA

Jeringas de inyección - aspiración de tres cuerpos. De un solo uso. Exentas de látex. Conexión Luer.

Cajas 100 unidades

JH010302	2 ml
JH010305	5 ml



PASIÓN POR LA CALIDAD



El diseño y la calidad son elementos comunes con la política de EVEREST, nada se diseña sólo por apariencia o por utilidad, ambos conceptos deben estar unidos, creando así productos bellos y funcionales: ningún elemento está diseñado sin tener en cuenta el confort del usuario y del paciente.



AGUJA BIOPSIA ESTÉRIL BIOPSPUNCH

KRUUSE

Sacabocados de gran calidad para biopsia de piel, estéril, desechable y con un mango ligero. La cuchilla es de una sola pieza (no de doble hoja) para asegurar un corte limpio. Venta por unidad.

AB030003	3 mm
AB030004	4 mm
AB030006	6 mm
AB030008	8 mm



AGUJA BIOPSIA "TRU-CUT"

CARDINAL HEALTH

Están diseñadas para la captura manual de las muestras de tejidos de alta calidad con un mínimo trauma al animal. Marcas con centímetros en profundidad que ayudan en la colocación y estilete remisible que permite toma de muestras múltiples.

Venta por unidad

AB030108	3	14 G x 75 mm
AB030111	4.5	14 G x 115 mm
AB030115	6	14 G x 152 mm



AGUJA BIOPSIA "SPEEDYBELL"

BIOPSYBELL

Agujas de guillotina para biopsia de tejidos blandos. Aguja semiautomática en acero inoxidable AISI 304, cumple los requisitos estándar ISO 9626.

El final de la cánula puede contener un marcador de eco, que permite con imágenes de ultrasonido, la supervisión constante de la posición de la aguja durante la ejecución de la biopsia. También disponible con marcador de centímetros. El pulsador de plástico ergonómico tiene dos anillas para los dedos índice y corazón respectivamente, para un mejor control de la aguja durante la biopsia.

AB05..... diversas medidas


AGUJA / TRÓCAR PARA BIOPSIA DE HUESOS

BIOPSYBELL

La aguja está diseñada para biopsias de médula ósea de la cresta ilíaca y evita maniobras de dislocación.

La cánula, estilete y extractor están hechos de acero inoxidable AISI 304 en conformidad con los requisitos establecidos en la ISO 9626.

AB0BT301 _____ 4 x 100 mm _____ 8 g



AGUJA BIOPSIA AUTOMÁTICA - ACECUT

Es un dispositivo de biopsia automatizado que ofrece una muestra del núcleo semicilíndrica. Aguja ultra-delgada, con marcas de profundidad. Bloqueo automático de seguridad. Sistema automatizado de disparo para agujas interior o exterior de forma independiente. Puede ser utilizado con CT, ultrasonido, fluoroscopio o dirección manual. Esterilizado por EOG. Caja de plástico rígido de protección y paquetes estériles.

AB141502 _____ 14 G x 150 mm _____
 AB147501 _____ 14 G x 75 mm _____
 AB181102 _____ 18 G x 150 mm _____
 AB181502 _____ 18 G x 115 mm _____



AGUJA ESPINAL PUNTA QUINCKE

BD


Agujas espinales con bisel tipo quincke. Estériles.

Apirógenas. Aportan precisión y seguridad.

Calibres desde 18G a 29G, en diferentes longitudes (consultar medidas)

Venta por unidad o en cajas de 25 unidades

	AH051830	18G x 3"	rosa	1.25 x 75 mm
	AH051835	18 G x 3 1/2"	rosa	1.2 x 90 mm
	AH051930	19 G x 3"	marrón	1.1 x 75 mm
	AH051935	19 G x 3 1/2"	crema	1.1 x 90 mm
(Trócar)	AH052015	Medula ósea 20 G x 1 1/2"	amarillo	0.9 x 38 mm
	AH052035	20 G x 3 1/2"	amarillo	0.9 x 90 mm
	AH052215	22 G x 1 1/2"	negro	0.7 x 38 mm
(Trócar)	AH052225	Mielografía 22 G x 2 1/2"	negro	0.7 x 64 mm
(Trócar)	AH052230	Espinal 22 G x 3"	negro	0.7 x 75 mm
	AH052235	22 G x 3 1/2"	negro	0.7 x 90 mm
	AH052250	22G x 5"	negro	0.7 x 127 mm
	AH052335	23 G x 3 1/2"	turquesa	0.64 x 90 mm
	AH052510	Neonatal Lumbar 25 G x 1"	azul	0.5 x 25 mm
	AH052535	25 G x 3 1/2"	naranja	0.5 x 90 mm
	AH052735	27 G x 3 1/2"	gris	0.4 x 90 mm





DEPRESOR LINGUAL MADERA

EVEREST

Depresor lingual de madera.
No estéril.
Desechable.

DL010001 _____ 100 uds.



GEL ULTRASONIDOS TRANSONIC G-15

TELIC

Gel para diagnóstico y terapia de ultrasonidos.
Sin sal, no irrita la piel, no engrasa. Hidrosoluble.
No daña el transductor y se extiende fácil y uniformemente.

GC010005 _____ 250 ml
GC010006 _____ 5 kg Blando (Garrafa Flexible)
GC010008 _____ 5 kg Rígido + Dispensador



GEL ULTRASONIDOS TRANSONIC ECG G-10

TELIC

Gel altamente conductor. Para monitorización y ECG de corta y larga duración. No irrita la piel. Hidrosoluble. No corroe terminales ni contactos, manteniendo su perfecta higiene.

GC010007 _____ 250 ml

PAPEL REGISTRO EKG Y ECO

Trabajamos con todas las marcas del mercado.
Consúltenos.

PR 0300. _____



TEST DE FLUORESCINA

Tiras reactivas para test de fluoresceina.

TF010001 _____ 100 unidades

VERDE LISAMINA

TF010003 _____ 100 unidades

TEST ROSA DE BENGALA

TF010003 _____ 100 unidades



TEST DE LÁGRIMA SCHIRMER

Área fisiológica: 10 - 0 mm
área peligrosa: < 10 mm
Extremo pat. Cambiado: < 5 mm ("ojo seco")
Cada unidad es estéril.

TL010001 _____ 100 tiras





FUNDAS PARA TONOPEN - OCU FILM

Fundas para Tono-Pen, envasadas individualmente en bolsas de polivinilo. Protege su Tono-Pen de polvo y líquidos previene los riesgos de contaminación cruzada entre pacientes.

ET010001 _____ caja de 150 unidades



FUNDA PRESERVATIVO PARA SONDA ECÓGRAFO

Fundas de látex para protección de ecógrafos. No estéril. No lubricadas.

100 unidades

FE070001 _____ 34 mm

Creciendo contigo

Garantía de Calidad, Tecnología y Servicios

ELECTRODO EKG ADHESIVO FOAM

3M

Pequeños electrodos de seguimiento con adhesivo hiperalérgico, acrílico para aplicaciones de corto plazo. Conductor seco gel polímero sintético hidrofílico. Soporte de espuma. Libre de látex. Resistente a líquidos. Fácil aplicación y alto confort.

3 cm x 4 cm x 0,8 cm (espesor).

EE090002 _____ 50 uds.



ELECTRODO ECG - RED DOT - MICROPORE

3M

Electrodo para monitorización cardíaca con soporte de Micropore (rayon). Ideal para aplicaciones de larga duración. Adhesión inicial suave que se incrementa en el tiempo. Micro poroso, permite el normal intercambio gaseoso de la piel. Cómodo, ajustable y suave con la piel. Con gel sólido que no deja residuo y asegura una alta calidad en el trazado. Permeable, libera la transpiración. Adhesivo hiperalérgico. No contiene látex.

EE090003 _____ 50 uds.





REVELADOR Y FIJADOR - AGFA - 1 LITRO

G354 es el fijador sin endurecedor y de una sola parte para el revelado manual y el revelado automático en procesadoras de sobremesa. Fijador de bajo nivel de olor, manteniendo su alta calidad.

G150 es un revelador de una sola parte sin endurecedor ofrece una solución flexible y ecológica para el revelado manual. En combinación con el fijador G354, el revelador G150 ofrece unos excelentes resultados de revelado de película radiográfica convencional, películas láser y películas de copia.

LR010201	fijador manual	1 litro
LR010001	revelador manual	1 litro




REVELADOR Y FIJADOR - TETENAL - 5 LITROS

ROENTOROLL es apto para todos los ámbitos del diagnóstico radiográfico incluyendo el procesamiento de películas dentales y el procesamiento de películas radiográficas en el examen no destructivo de materiales (NDT).

SUPERFIX trabaja con alta velocidad de fijación garantizando, también en máquinas de funcionamiento rápido, la fijación completa de las películas durante el tiempo corto de tratamiento. La mayoría de las películas sin lámina ya pueden procesarse en el ciclo de 3,5 minutos.

LR010205	fijador manual	5 litros
LR010005	revelador manual	5 litros



PELÍCULA RX MXG VERDE - CARESTREAM

Película Ortocromática utiliza tecnología T-Grain® para ofrecer una mejor resolución de imagen, reducción de ruido y mayor velocidad del sistema. Además, las tasas de refuerzo químico reducidas recomendadas par esta película pueden proporcionar ahorro de costes químicos.

- Tolerancia a la exposición
- Imagen coherente, especialmente en situaciones donde puede haber variaciones en la temperatura de la química y/o integridad química.
- Imagen en tono azul: Ofrece una excelente visualización y reduce la fatiga del ojo.
- Rápido procesamiento manual o automático (60 seg.)

100 unidades

PR010724	24 x 30 cm
PR010730	30 x 40 cm

NOS ADAPTAMOS A TU ESPACIO Y ESTILO PERSONALIZA TU POPA SUITE

Prints de vinilo con la imagen que quieras o el logotipo de tu clínica.



POPA  **Suites**
Un paso adelante en seguridad y confort




CRISTAL MICROSCOPIO CUBRE OBJETOS

DELTALAB

Vidrio claro, limpio y desengrasado de 0,15 mm de espesor. Presentados en estuches que incluyen una bolsita de sal silícica. Cada diez estuches se envasan al vacío, ofreciendo una mayor conservación frente a la humedad. Apertura con los dedos.

CM012020	20 x 20 mm	200 uds.
CM012240	22 x 40 mm	100 uds.



CRISTAL PORTA OBJETOS

DELTALAB

Vidrio claro de 1 mm de espesor. Ideal para análisis de rutina. Cada caja está envasada al vacío, con un sistema de fácil apertura sin tijeras. Ofrece una mayor conservación frente a la humedad.

Cajas 50 unidades. 26 x 76 mm.

CM020001	cantos sin pulir
CM020101	cantos pulidos, banda mate 20 mm.
CM020201	cantos pulidos




TUBO HEMATOCRITO

Capilares para micro-hematocritos.

DELTALAB

En vidrio soda con código de color impreso para su identificación. Rojo: con heparina. Azul: sin heparina. Presentados en envase de vidrio con tapón de plástico especificando código, lote y fecha de caducidad.

TH010201	200 uds	c/ heparina (rojo)	70 mm.
TH010202	200 uds	s/ heparina (azul)	70 mm.



HISOPO MADERA NO ESTÉRIL

EVEREST

No estériles. Poseen la cabeza redondeada y compacta de modo que la absorción de la muestra se realiza correctamente sin dejar fibras.

Madera + algodón - 150 x 2,5 mm (Ø cabeza ± 5mm).

HH010001 _____ Cajas de 300 uds.



HISOPO MADERA ESTÉRIL EN SOBRE DE PLÁSTICO

EVEREST

Estériles por óxido de etileno embolsados unitariamente. Destinados cuando no es necesario un posterior transporte de la muestra.

Madera + algodón - 150 x 2,5 mm (Ø cabeza ± 5mm).

HH010002 _____ En sobres, 100 uds.



HISOPO MADERA ESTÉRIL EN TUBO DE PLÁSTICO

EVEREST

Hisopos estériles por óxido de etileno, en tubo de fondo redondo de alta resistencia;

etiquetados mediante etiqueta-precinto con el tapón.

Madera + algodón - Tamaño del tubo: Ø 13 x 165 mm.

HH010004 _____ En tubos, 100 uds.



FRASCO MUESTRA ESTÉRIL

DELTALAB

Frasco en polipropileno de alta transparencia con tapón de polietileno. Cierre hermético. Bolsa individual ESTÉRIL A. En bolsas de 25 unidades.

FM010001K	125 ml
FM010002K	60 ml



PUNTA PIPETA AUTOMÁTICA PARA "ECO"

100 - 1000 μ l (azul)

PP020003	1000 uds.
----------	-----------



PUNTA AMARILLA CORTA

DELTALAB

Punta universal tipo Eppendorf. Compatible (no exclusivo) con: Eppendorf, Gilson, Brand, Biohit, Dsg, Elkay, Finnpi-pette, Genex, Jencons, Nichiryo, Socorex, HTL. Rack en polipropileno autoclavable a 121 °C.

5 - 200 μ l

PP020002	1000 uds.
----------	-----------

PIPETA FINA CON PERILLA - PASTEUR

DELTALAB

En polietileno transparente de baja densidad irrompible, no tóxico e inerte. No estéril. Tolerancia volumétrica $\pm 10\%$. Superficie de baja adherencia. Bulbo de acción especial para evitar contaminaciones. Material de un solo uso y sin peligro biológico. Pueden congelarse en nitrógeno líquido.

100 unidades

PU010001 _____ 3,3 ml



PIPETA CUENTAGLOBULOS

+ GOMAS Y BOQUILLA

Las pipetas cuenta glóbulos o de dilución de sangre son utilizadas para el análisis de la densidad de eritrocitos (glóbulos rojos) y leucocitos (glóbulos blancos) en laboratorios de analítica clínica. Tubo de vidrio de fondo blanco graduado en una escala con 10 subdivisiones, presenta un bulbo central con una pequeña perla en su interior. Cada pipeta viene equipada con su correspondiente tubo de goma y boquilla de aspiración (roja para la pipeta de eritrocitos y blanca para la de leucocitos). Venta por unidad.

PC030001 _____ Glóbulos rojos
 PC030002 _____ Glóbulos blancos
 BP010001 _____ Boquilla para pipeta + Goma





TUBO HEPARINA LITIO

EUROTUBO

Tubos en polipropileno transparente, etiquetados y tapados con indicación del número de lote y fecha de caducidad en cada tubo. El anticoagulante está atomizado en el interior del tubo lo que permite optimizar la mezcla y evitar la dilución innecesaria de la sangre. El anticoagulante actúa inhibiendo la acción de la trombina. 100 unidades.

TP010025 _____ Heparina Litio (2,5 ml) - verde



TUBOS SEPARADORES DE SUERO

CON ACELERANTE Y GRÁNULOS

EUROTUBO

Tubos tapados y etiquetados en polipropileno transparente. Tapones en polietileno inerte. Rápida separación del suero respecto al coágulo de la sangre. Acelera la coagulación. La velocidad de coagulación es muy superior a la obtenida en condiciones similares en otros tubos. El acelerante está pulverizado por las paredes del tubo, para que la mezcla con la sangre sea casi inmediata.

No existe riesgo de dilución. Los tubos llevan en la etiqueta indicación clara de lote, volumen y fecha.

100 unidades.

TP010450 _____ granulos separador de suero (4 ml) - rojo



TUBO EDTA TRIPOTÁSICO

EUROTUBO

Tubos tapados y etiquetados, en polipropileno transparente. El ácido etilen diamino tetraacético, sal tripotásica, actúa como anticoagulante fijando al calcio en la sangre. Mezcla casi inmediata y sin existir errores de dilución. Sin riesgo de pérdida del anticoagulante. La forma del tapón asegura un tapado cómodo y fiable. Los tubos llevan en la etiqueta la indicación de volumen, lote y caducidad asegurando la trazabilidad del producto.

120 unidades.

TP010125 _____ EDTA K3 (2,5 ml) - malva

TUBOS AQUISEL CON TAPÓN - VÁLVULA

AQUISEL

El sistema AQUISEL se compone de tubo, tapón-válvula y del reactivo apropiado para su uso específico.

Está fabricado con polipropileno de alta resistencia y gran transparencia.

El tapón-válvula es de material muy elástico y posee unos cortes que recuperan automáticamente su hermeticidad después de la introducción o extracción de la muestra.

Permite el transporte neumático intra hospitalario e incluso por correo, gracias a su hermeticidad y gran resistencia.

100 unidades (en gradillas de poliestileno)

TP010004	Vacío sin etiqueta (2 ml)
TP010010	Heparina litio (1 ml)
TP010020	Heparina litio (2 ml)
TP010101	EDTA K3 (1ml)
TP010102	EDTA K3 (0,25 ml)
TP010105	EDTA K3 (0,5 ml)
TP010130	EDTA K3 (2,5 ml)
TP010350	GEL separador de suero (4 ml)
TP010410	GEL separador de suero (10 ml)
TP010420	GEL separador de suero (1,5 ml)
TP050004	CITRATO (4 ml)
TP050050	CITRATO (0,5 ml)





TUBOS PARA LABORATORIO

EUROTUBO

Tubos para laboratorio, en diferentes medidas.
Vacíos y con tapón.

100 unidades

TP010001	Tubo 5 ml, fondo plano.
TP010002	Tubo 12 ml, fondo cónico.
TP010003	Tubo 5 ml, fondo redondo.



MICROTUBOS TIPO EPPENDORF

EUROTUBO

Fabricados en polipropileno de alta transparencia.
Autoclavable. Con tapones unidos a los tubos.
Tapones de fácil manipulación con una sola mano.
Ideales para almacenaje y congelación de células,
esperma, bacterias o cualquier otra muestra biológica.
Resistencia a la centrifugación: 14000 rpm.
Congelables hasta -100°C.
250 unidades.

TP020002	10.865 x 39,06 mm (1,5 ml)
----------	----------------------------



TUBOS PARA ANÁLISIS - MICROVETTE 300

Tubos de 300 µL para sangre capilar.
Incluye dos tapones: uno para tapar el capilar por la parte inferior y otro para taparlo en la parte superior. También incluye el tubo para introducir el capilar y poderlo centrifugar.
Cajas de 100 unidades

TP100030	Suero Gel
TP100130	EDTA
TP100230	Heparina Litio



TUBOS PARA ANÁLISIS - MULTIVETTE 600

Tubos de 600µL para la extracción de pequeñas cantidades de sangre: capilar o para venosa a través de cualquier aguja luer. Después de la extracción, el capilar se retira y el tubo queda listo para centrifuga.
Cajas de 100 unidades

TP090060	Suero Gel
TP090160	EDTA
TP090260	Heparina Litio



TUBOS PARA ANÁLISIS - MICRO TUBO

Sistema "abierto" para extracción de sangre.
Micro tubos de base cónica, 1.3 ml de volumen, con preparaciones standard (Suero Gel, EDTA, Heparina Litio) para varias aplicaciones, con tapón a presión sujeto, de PE. Longitud 40 mm, Ø 10,8 mm.
Cajas de 50 unidades.

TP1100..	Suero Gel
TP1101..	EDTA
TP1102..	Heparina Litio



PERLAS CATRINE


Kit práctico y económico para recoger muestras de orina de gato.

Contiene una bolsa de 250 g de perlas no absorbentes que deberá introducir en la bandeja donde orina el gato, una pipeta para recoger la muestra y un tubo de plástico desechable para almacenarla.

PC050001	perlas (250g) + pipeta + tubo
----------	-------------------------------

PERLAS
+
PIPETA
+
TUBO





RAPID VET-H

Pruebas de tipos sanguíneos.

Kit de 5 test.

TM010003 _____ Canino
TM010004 _____ Felino



RAPID VET-H CROSSMATCH KIT

(TEST COMPATIBILIDAD SANGUÍNEA)

RAPID VET

Esencial para la terapia de transfusiones y la cría. Rápidos, fáciles de usar y económicos. Se puede almacenar a temperatura ambiente durante un máximo de 2 años.

RV010001 _____ Caja con 3 test



TIRAS DE ORINA 10 PARAMETROS

KRUUSE

Determinación de uno o más de los siguientes parámetros en la orina: gravedad específica, pH, leucocitos, nitritos, proteína, glucosa, cetonas, bilirrubina, urobilinógeno y sangre en la orina.

TO030001 _____ 100 tiras

TEST DE FLOTACIÓN DE HECES OVA - 3 PASOS

KRUUSE

Kit para recogida, transporte y análisis de huevos de endoparásitos en heces por flotación.

1: El propietario puede recoger la muestra de heces utilizando el inserto azul, que introduce en el contenedor y lo lleva a la consulta para análisis.

2: El inserto azul se encuentra dentro del contenedor, que se llena con Fasel líquido y, a continuación, el inserto azul se gira varias veces para macerar las heces.

3: Los huevos de parásitos flotarán en la superficie del líquido y se pueden transferir a un portaobjetos / cubreobjetos para examen microscópico



TH020001 _____ 50 kits por caja

SPRAY FIJADOR PARA CITOLOGÍA

CITOSPRAY

Fija las muestras citológicas en los cristales garantizando su conservación.

Una cantidad mínima en el cristal basta para un buen fijado sin alteraciones de color y de cantidad de la muestra.



SA010003 _____ Unidad

KIT DE LIMPIEZA DE MICROSCOPIO

ZUZI

Incluye:

Solución limpiadora de lentes (40 mL)

Papel para lentes

5 Bastoncillos de algodón

Pera con cepillo

Gamuza

RM020014 _____ Kit limpieza 5 en 1





EQUIPO DIFF - QUICK COMPLETO

EVEREST

El kit de tinción Diff-Quick contiene soluciones para la tinción rápida de frotis sanguíneo (Panoptico Rápido). Mediante breves inmersiones consecutivas en las soluciones Diff-Quick, las muestras se fijan y se tiñen en tan solo 15 segundos. Modificando el número de inmersiones en la solución de tinción correspondiente se obtienen fácilmente diferentes grados de matices e intensidad.

ED020000 _____ 3 botellas de 250 ml _____

(solución fijadora, solución I y II)

DIFF-QUICK - SOLUCIÓN I - ROJO

EVEREST

Contiene eosina Y (1,22g/l) en una solución tamponada con fosfato (pH 6,6) y 0,1% (p/v) acida sódica como conservante.

ED020003 _____ 250 ml
ED020003G _____ 2,5 litros

DIFF-QUICK - SOLUCIÓN II - AZUL OSCURO

EVEREST

Contiene colorante de tiazina (1,1 g/l) en solución tamponada con fosfato (pH 6,6).

ED020004 _____ 250 ml
ED020004G _____ 2,5 litros

DIFF-QUICK - SOLUCIÓN FIJADORA - LILA

EVEREST

Contiene verde rápido (0,002g/l) en metanol.

ED020002 _____ 250 ml
ED020002G _____ 2,5 litros

LÍQUIDO PARA HUEVAS DE PARÁSITOS - FASOL

Solución saturada sulfato MG.

ED030008 _____ 1 litro

ACEITE DE INMERSIÓN

Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina.

AI010001 _____ 100 ml

SOLUCIÓN TAMPONADA PH 7.2

RL100001 _____ 250 ml

COLORANTE LUGOL

Líquido de Lugol DC.

ED030004 _____ 100 ml
ED030013 _____ 250 ml

COLORANTE AZUL DE METILENO

Tinción de bacterias según Ziehl-Neelsen, colorante de contraste.

ED030005 _____ 100 ml

COLORANTE GIEMSA

Azur-Eosina-Azul de Metileno solución según Giemsa (lento) DC. Tinción de frotis sanguíneos y protozoos.

ED030001 _____ 100 ml

Consultar disponibilidad de reactivos y colorantes.





COLORANTE WRIGHT

Eosina-Azul de Metileno solución según Wright DC para hematología, tinción de frotis sanguíneos

ED030014 _____ 500 ml

COLORANTE SUDAN III

para microscopia, tinción de ácidos grasos y grasas neutras en heces $C_{22}H_{16}N_4O$

ED030011 _____ 25 ml

COLORANTE VERDE MALAKITA BRILLANTE

Verde de Malaquita Oxalato (C.I. 42000) DC. Tinción de citoplasma de células vegetales.

ED030006 _____ 25 g

COLORANTE VIOLETA DE GENCIANA

Tinción de bacterias según Gram-Nicolle.

ED030007 _____ 100 ml

VIOLETA CRISTAL SOLUCIÓN 2%

ED030010 _____ 100 ml

COLORANTE AZUL DE LACTOFENOL

ED030003 _____ 100 ml

COLORANTE MAY GRÜNWARD

ED030009 _____ 100 ml

KIT PARA RECuento DE RETICULOCITOS

TP060001 _____

LABORATORIO - ANÁLISIS CLÍNICOS

COLORANTE FUCSINA

Fucsina Básica Fenicada solución según Ziehl DC.
Tinción de bacterias según Gram-Nicolle y
Ziehl-Neelsen, colorante de contraste

ED030002 Solución de 250 ml.

AGAR SABOREAUD

AA100001 100 ml

LÍQUIDO ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL

Acido Acético glacial (RFE, USP, BP, Ph. Eur.)
PRS-CODEX. CH₃COOH

ED030012 1000 ml

TINCIÓN DE GRAM

Diferenciación de bacterias Gram-positivas y
Gram-negativas

TG010001 3 colorantes y 1 fijador.

ALCOHOL ACETONA PARA TINCIÓN DE GRAM

TG010002 250 ml

LÍQUIDO DE TURCK - LEUCOCITOS

Para hematología, leucocitos.

LT010001 100 ml

HATT & HERRICKS - PARA RECuento

ED030016 480 ml





BIDÓN FLUOSORBER DE CARBON ACTIVADO

Recipiente que contiene carbón activado, se conecta directamente en tubo de recolección de residuos.

El carbón absorbe los gases anestésicos orgánicos.

XX010160 _____ unidad



CAL SODADA - CAMBIO DE COLOR PERMANENTE

Troceada, color permanente.

· Alto rendimiento de absorción con un cambio de color de blanco a violeta, cuando se absorbe el dióxido de carbono. A diferencia de otras marcas comercializadas, esta cal sodada mantiene el cambio de color de forma permanente, lo que asegura el correcto mantenimiento del equipo, la aparición de un cambio de color confirma la actividad del material e indica el progreso de la absorción de dióxido de carbono.

No válida para su uso en buceo ni en grandes animales.

Cal sodada de grado médico para los circuitos de anestesia cerrada.

Indicador: Blanco a violeta.

Gama del tamaño: gránulos 2.5 - 5.0mm



CS030003 _____ 4 Kg



CAL SODADA BLANCA ESFÉRICA - SPHERASORB

INTERSURGICAL

Spherasorb está compuesta por esferas de 3 a 4 mm procesadas para minimizar la posible formación de polvo. Su forma regular permite una compactación consistente, resultando en un flujo uniforme del gas anestésico a través del cánister. Se han probado independientemente sus beneficios a la hora de reducir el riesgo de generación de Componente A y Monóxido de Carbono.

CS030002 _____ 5 Kg

FILTRO ANESTESIA

FA000000 _____ Electrostático G
 FA000001 _____ Humificador P _____



P

G

RESINA ACRY ORT

Self Curing - Resina acrílica (PMMA) auto polimerizante. Fácil de trabajar y caracterizada por una gran transparencia. Especialmente aconsejada para la técnica de pulverización.

CD020003 _____ polvo 500 g _____
 CD020004 _____ líquido 500 cc _____



CEMENTO ÓSEO

CO010001 _____

CEMENTO ÓSEO CON ANTIBIÓTICO - GENTAMICINA

CO010002 _____





RASURADOR QUIRÚRGICO NO ESTÉRIL

WILKINSON

Hoja de gran calidad.
Extremo dentado para un mejor rasurado.

RR010001 _____ 100 unidades



CINTA IDENTIFICADORA EN COLORES

NO TÓXICO

Ahorra tiempo al seleccionar instrumentos para uso o almacenamiento. El color no se altera con la esterilización por hervor, en frío o en autoclave.

No indicado el uso en esterilización con calor seco o vapor.

Colores:

Amarillo, rojo, negro, blanco, verde, marrón, azul y naranja

Pack de 8 unidades

CI060000 _____ 8 rollos de 6,2 mm x 6 m.



MICRO ESPONJAS



k-sponge

Micro esponjas fabricadas con hidrocélulosa comprimida, altamente absorbentes. Absorben espontáneamente el volumen líquido hasta 20 veces su propio peso, sin embargo no se ampliará con la humedad del ambiente. En formato triangular, con mango estéril, desechable.

ME010001 _____ 200 unidades (10 esponjas por bolsa)

CINTAS VASCULARES DORMO-LOOP

Cintas vasculares para una segura identificación, retracción, oclusión de venas, arterias, nervios, uréteres y tendones, durante los procedimientos quirúrgicos. Radiopaco. Estéril por Óxido de Etileno. Silicona de grado médico curada con platino. Proporciona una adecuada retracción y mantiene la tensión. Sección oval para evitar trauma en los tejidos. Sin vicios ni pliegues. Envase de 2 unidades.



CV010001	SUPERMAXI	X: 5,30 mm Y: 1,70 mm	Blue
CV010002	MAXI	X: 2,50mm Y: 1,40 mm	White
CV010003	MAXI		Blue
CV010004	MAXI		Red
CV010005	MAXI		Yellow
CV010006	MINI	X: 1,25 mm Y: 0,95 mm	White
CV010007	MINI		Blue
CV010008	MINI		Red
CV010009	MINI		Yellow
CV010010	MICRO	X: 5,30 mm Y: 1,70 mm	White

ESPONJA GELATINA ABSORBIBLE HEMOSTÁTICA

EQUISPON

Esponja de gelatina estéril, absorbente, insoluble en agua y equipado por efecto hemostático. Presenta una porosidad uniforme de manera neutral. Es un producto listo para uso quirúrgico y no requiere esterilización.


EG031010	10 x 10 x 10 mm (blister 50 uds.)
EG038050	80 x 50 x 10 mm (caja 10 uds.)




MALLA POLIPROPILENO

Malla de polipropileno, para cirugía de las hernias y laparocèle. No absorbible.

MM050001	30 x 30 cm	900 cm ²
MM051010	10 x 10 cm	100 cm ²
MM055010	5 x 10 cm	50 cm ²
MM055050	5 x 5 cm	25 cm ²
MM055075	5 x 7,5 cm	37,5 cm ²





DRENAJE TUBULAR ESPECIAL PENROSE SILICONA

EVEREST

100% silicona. Envases esterilizados. Se utiliza para el control ocular por medio del tubo circular y para verificación de los tubos de sondaje a través de rayos X. Reduce el trauma en colocación o retirada de drenaje. Posibilidad del cirujano hacer agujeros de descarga en el tubo.

CON TUBO DE CONEXIÓN DE 60 cm. Unidad

DT020306	6 mm x 30 cm
DT020308	8 mm x 30 cm
DT020310	10 mm x 30 cm

DRENAJE SILICONA

EVEREST

100% silicona. Envases estériles. Paredes internas anti-adherentes. Comando de posicionamiento por línea ORX. Unidad

DT020505	5 mm x 50 cm
DT020506	6 mm x 50 cm
DT020508	8 mm x 50 cm

DRENAJE TUBULAR PENROSE SILICONA

EVEREST

100% silicona. Envases esterilizados. Reduce el trauma en colocación o retirada de drenaje. Adecuado para un control de simple observación ocular y líquido. Unidad

DT020206	6 mm x 30 cm
DT020208	8 mm x 30 cm
DT020210	10 mm x 30 cm

DRENAJE TUBULAR PENROSE - ESTÉRIL

EVEREST

En látex natural flexible. Se obtiene mediante inmersión del compuesto de látex natural y se fabrica en diferentes medidas. Asistencia en el drenaje de material fecal en operaciones de colostomía. Drenaje de heridas.

Unidad

DT020106	9,5 mm x 45cm	1/4"
DT020113	13 mm x 45cm	3/8"
DT020119	19 mm x 45cm	1/2"



VÁLVULA HEIMLICH

PARA DRENAJE ABDOMINAL / TORÁCICO

Válvula para drenaje abdominal / torácico de 1 solo uso. Conexión hembra luer lock y macho luer lock. Estéril.

VH010002 _____ Unidad



MICROVÁLVULA

PARA DRENAJE ABDOMINAL / TORÁCICO

Micro válvula para drenaje abdominal / torácico de 1 solo uso. Conexión hembra luer lock y macho luer lock. Estéril.

VH010003 _____ Unidad





COMPRESA ESTÉRIL PARA OTOHEMATOMAS

BUSTER

Compresa hecha con tejido de compresión que aporta una buena ventilación y excelentes resultados cosméticos. El tejido está formado por una capa de interior abierta de espuma blanda y una superficie exterior más dura en la que se colocan las suturas.

10 unidades

CB040001 _____ 12 x 8 cm.

GEL LUBRIFICANTE CATHEJEL CON LIDOCAÍNA

CATHEJEL

Gel lubricante estéril para catéteres. Con anestésico (la lidocaína actúa como anestésico local), hidrosoluble, incoloro y transparente. Mejora el deslizamiento en el proceso de introducción de catéteres y otros instrumentos dentro de la uretra. La clorhexidina tiene acción contra las bacterias Gram positivas y Gram negativas, pero no es efectiva contra las bacterias resistentes a los ácidos, las esporas, los hongos y los virus. En esta concentración previene infecciones yatrógenas de la parte alta de la uretra y de la vejiga.

GL100001 _____ unidad

GEL LIMPIADOR Y REGENERADOR DE LA ÚLCERA INTRASITE

SMITH & NEPHEW

Es un hidrogel amorfo y transparente, formado por cadenas poliméricas entrelazadas de carboximetil celulosa parcialmente hidratadas. Actúa a través de la humedad estableciendo el equilibrio físico - químico con el entorno, por lo que aporta las condiciones óptimas en cada una de las etapas de limpieza, granulación y epitelización propias del proceso de cicatrización de las lesiones.

Actúa como limpiador, absorbe el esfacelo y el exceso de exudado, arrastra físicamente a las bacterias, aporta humedad en lesiones secas y favorece la regeneración del tejido de granulación.

IG010001 _____ unidad (15 gr.)



HOJAS BISTURÍ ESTÉRILES

SWANN MORTON

Para los mangos 3, 3L, 3 Graduado, 5B, 7, 9, B3 y B3L. En acero al carbono, envases de aluminio individuales.

100 unidades por caja:

IA012210	nº 10
IA012211	nº 11
IA012212	nº 12
IA012215	nº 15

Para los mangos 4, 4L, 4 Graduado y 6B. En acero al carbono, envases de aluminio individuales.

100 unidades por caja:

IA012220	nº 20
IA012221	nº 21
IA012222	nº 22
IA012223	nº 23
IA012224	nº 24

Para los mangos SF1, SF2, SF3, SF4, SF13 y SF23. En acero inoxidable, envases de aluminio individuales.

25 unidades por caja ó por unidad:

IA012264	nº SM64
IA012265	nº SM65
IA012267	nº SM67
IA012290	nº SP90




HOJAS QUITA SUTURAS ESTÉRILES

SWANN MORTON

El cortador de suturas estéril estándar, de acero al carbono tradicional con punta redondeada, garantiza que no se daña la piel mientras el borde quirúrgico corta la sutura con una resistencia mínima.

IA012401 Caja con 100 unidades



HORIZON - PINZAS APLICADORAS

WECK

Las **pinzas aplicadoras para cirugía abierta** están disponibles con mordazas anguladas, curvadas ó de ángulo recto. Todas las pinzas aplicadoras Horizon para cirugía abierta tienen un sistema de bloqueo mediante fleje, que permite abrirlas con facilidad y limpiarlas minuciosamente.



PINZAS APLICADORAS DE CLIPS PARA CIRUGÍA ABIERTA

Referencia	longitud del aplicador	tamaño del clip	tipo de mandíbula*
IS537061	6" (15 cm)	Microclip	Curvada
IS537081	8" (20 cm)	Microclip	Curvada
IS137061	6" (15 cm)	Pequeño	Curvada
IS137081	8" (20 cm)	Pequeño	Curvada
IS137085	8" (20 cm)	Pequeño	Angulada
IS137111	11" (28 cm)	Pequeño	Curvada
IS137062	6" (15 cm)	Pequeño-Ancho	Curvada
IS137082	8" (20 cm)	Pequeño-Ancho	Curvada
IS137086	8" (20 cm)	Pequeño-Ancho	Angulada
IS137112	11" (28 cm)	Pequeño-Ancho	Curvada
IS237061	6" (15 cm)	Mediano	Curvada
IS237081	8" (20 cm)	Mediano	Curvada
IS237085	8" (20 cm)	Mediano	Angulada
IS237111	11" (28 cm)	Mediano	Curvada
IS237115	11" (28 cm)	Mediano	Angulada
IS237117	11" (28 cm)	Mediano	Angulo Recto
IS337081	8" (20 cm)	Mediano-Grande	Curvada
IS337085	8" (20 cm)	Mediano-Grande	Angulada
IS337111	11" (28 cm)	Mediano-Grande	Curvada
IS337115	11" (28 cm)	Mediano-Grande	Angulada
IS437081	8" (20 cm)	Grande	Curvada
IS437085	8" (20 cm)	Grande	Angulada
IS437111	11" (28 cm)	Grande	Curvada
IS437115	11" (28 cm)	Grande	Angulada
IS437117	11" (28 cm)	Grande	Angulo Recto



HORIZON - CLIPS DE TITANIO

WECK

La forma tipo chevron del clip Horizon facilita el aprisionamiento del tejido con un cierre preciso y ajustado.

Las ranuras transversales evitan que el clip pueda resbalar a lo largo del vaso. La ranura interna del clip Horizon esta ajustada para reducir el efecto de cizalladura.

La sección transversal triangulada de las mandíbulas de los aplicadores, maximiza la superficie de contacto con el clip, eliminando la caída del mismo.

	tamaño del clip	clips/ cartucho	cartuchos /caja
ISHZ5200	Microclip (blanco)	6	30
ISHZ1200	Pequeño	6	30
ISHZ1204	Pequeño	24	25
ISHZ1201	Pequeño-Ancho	6	30
ISHZ1205	Pequeño-Ancho	24	25
ISHZ2200	Mediano	6	30
ISHZ2204	Mediano	24	25
ISHZ3200	Mediano-Grande	6	20
ISHZ3204	Mediano-Grande	24	15
ISHZ4200	Grande	6	20
ISHZ4204	Grande	24	15

HEM-O-LOK SISTEMA DE LIGADURA

WECK

Sistema de ligadura de frío que combina la seguridad de una sutura de 2.0 con la velocidad de un clip de metal para la cirugía abierta y laparoscópica.

Clip de fijación del polímero no absorbible, no conductor, CT / MRI compatible. Retroalimentación táctil. Fácil sistema de carga. Mecanismo flexible prácticamente elimina clips de caer del aplicador.

IS.....

CIRUGIA ABIERTA	M	ML	L	XL
20 cm	IS544113	IS544170	IS544180	-
27 cm	IS544115	IS544171	IS544181	IS544191
27 cm 70°	IS544114	IS544172	IS544179	IS544192
removedor de clip	IS544123	IS544123	IS544123	IS544124

LAPAROSCOPIA	M	ML	L	XL
5 mm-32,5cm	-	IS544965	-	-
10mm-32,5cm	-	-	IS544995	IS544990
removedor de clip	-	IS544121	IS544121	IS544130
bandeja de almacenamiento esterilizable	-	IS544500	IS544500	IS544500



HEM-O-LOK - CLIPS DE POLIMERO

WECK

Sistema de ligadura de frío que combina la seguridad de una sutura de 2.0 con la velocidad de un clip de metal para la cirugía abierta y laparoscópica.

Clip de fijación del polímero no absorbible, no conductor, CT / MRI compatible. Retroalimentación táctil. Fácil sistema de carga. Mecanismo flexible prácticamente elimina clips de caer del aplicador.

IS.....

6 clips por cartucho / 14 cartuchos por caja

CLIP POLIMERO	M	ML	L	XL
	IS544220	IS544230	IS544240	IS544250





CAMPO DE INCISIÓN ANTIMICROBIANO IOBAN 2

3M

El campo de incisión antimicrobiano Ioban 2 se caracteriza por ser una película polimérica cubierta con un adhesivo sensible a la presión. El complejo Iodoforo incorporado al adhesivo, libera agente microbicidas a la piel, proporcionando continua actividad antimicrobiana. El campo Ioban de 3M presenta una adhesión segura, una superficie operatoria estéril, actividad antimicrobiana de amplio espectro, película de baja memoria.

40 unidades por caja:

FE041020 15 x 20 cm área incisión: 10 x 20 cm.

40 unidades por caja:

FE043535 44 x 35 cm área incisión: 35 x 35 cm.

FE045660 66 x 60 cm área incisión: 56 x 60 cm.

CAMPOS DE INCISIÓN STERI-DRAPE

3M

Campo de incisión fabricado con una película plástica transpirable de grande adhesión. Posee una memoria baja. Se adapta a los contornos del cuerpo permitiendo la manipulación de las extremidades. Reduce o elimina la necesidad de grapas para la sujeción de la cobertura quirúrgica.

40 unidades por caja

FE031020 15 x 20 cm área incisión: 10 x 20 cm.

FE031925 30 x 25 cm área incisión: 19 x 25 cm.

FE033560 35 x 60 cm área incisión: 35 x 35 cm.

FE036045 82 x 45 cm área incisión: 60 x 45 cm.



LÁMINA DE INCISIÓN RAUCODRAPE

Lámina de poliuretano fina y elástica impregnada con adhesivo de poliacrilato, es bien tolerada por la piel. Impermeable a las bacterias pero permeable al vapor de agua, transparente y no produce reflejos. Indicada para aplicar como campo operatorio en la zona de incisión.

10 unidades

FE061520 15 x 20 cm.

FE063020 30 x 20 cm.

FE064520 45 x 20 cm.



SPRAY ADHESIVO PARA PAÑOS DE CAMPO

Spray adhesivo utilizado para aplicar en los paños de campo estériles.
No irritante y ecológico.
Sin CFC.

SA010002 150 ml.



LENCERÍA SANITARIA - TELA

EVEREST

Venta por unidad

TALLA TELA ABIERTA

Tamaño abertura:

LS027040	70 x 40 cm	10 x 3 cm
LS027070	70 x 70 cm	20 x 3 cm
LS029011	90 x 110 cm	35 x 4 cm
LS029016	90 x 160 cm	50 x 5 cm

TALLA TELA CERRADA

LS017040	70 x 40 cm
LS017070	70 x 70 cm
LS019090	90 x 90 cm
LS019011	90 x 110 cm
LS019016	90 x 160 cm



TALLA PAPEL IMPERMEABLE

EVEREST

Están diseñadas para proteger tanto al animal como las superficies de trabajo, garantizando la esterilidad de la zona de intervención y evitando la contaminación en las áreas circundantes.

Venta por unidad

2 CAPAS - ESTÉRIL

LS065075	45 x 75 cm
LS067590	75 x 90 cm
LS061015	100 x 150 cm

1 CAPA - ESTÉRIL

LS035075	45 x 75 cm
LS037510	75 x 90 cm
LS031015	100 x 150 cm



LAS COMPARACIONES SON ODIOSAS

SI BUSCAS ENTRE LAS MEJORES MESAS DEL MERCADO,
VERÁS QUE **CON LAS ATLAS NO HAY COMPARACIÓN.**



En los últimos 25 años diseñamos, fabricamos y actualizamos nuestras mesas y sabemos con toda certeza que son garantía de funcionalidad y durabilidad. Nuestros clientes que las adquirieron hace más de 20 años, aún siguen trabajando con ellas y hasta hoy están satisfechos con lo que ofrecen.

La Serie Atlas reúne las características más relevantes para el cirujano que busca la excelencia en su trabajo.


Entre ellas destacamos:

- Movimiento Trendelemburg y Anti-Trendelemburg.
- Sistema de limpieza "EASY CLEAN".
- Superficies Ergonómicas pensadas para cuidar de tu salud.
- Accionamiento Eléctrico o Hidráulico y Superficie en "V" (libro) o Plana.
- Pedal Hidráulico bilateral que permite que trabajes de ambos lados de la mesa.
- Mando Neumático - más seguridad para ti y para el animal.
- Gran variedad e accesorios y raíles para adaptarlos.
- Garantía de 5 años y Asistencia Técnica en España.
- Fabricadas en España con materiales de alta calidad.



atlas 
INCOMPARABLES

PAÑOS DE 3 CAPAS - FOLIODRAPE CONFORT



PAÑO CON ADHESIVO EN "U"

LS562246	150 x 200 cm	8 u
LS562357	200 x 260 cm	5 u



PAÑO CON ADHESIVO

LS523024	50 x 50	100 u
LS523105	75 x 75 cm	30 u
LS523123	75 x 90 cm	30 u
LS520372	100 x 150 cm	20 u
LS522231	150 x 175 cm	9 u
LS522252	150 x 240 cm	8 u
LS522566	170 x 300 cm	5 u

PAÑOS DE 2 CAPAS - FOLIODRAPE PROTECT




PAÑO

LS775161	37 x 45 cm	125 u
LS775001	47 x 75 cm	65 u
LS775011	75 x 75 cm	55 u
LS775021	75 x 90 cm	35 u
LS775061	90 x 150 cm	20 u
LS775481	150 x 175 cm	17 u




PAÑO ADHESIVO

LS775462	50 x 50 cm	105 u
LS775072	47 x 75 cm	60 u
LS775082	75 x 90 cm	40 u
LS775432	150 x 175 cm	13 u
LS775512	150 x 240 cm	10 u
LS775382	170 x 300 cm	7 u




PAÑO FENESTRADO

LS775491	50 x 60 cm / 5 cm	70 u
LS775031	47 x 75 cm / 7 cm	65 u
LS775111	75 x 90 cm / 10 cm	40 u




PAÑO FENESTRADO CON ADHESIVO

LS775371	50 x 60 cm / 7 cm	70 u
LS775171	75 x 90 cm / 7 cm	40 u
LS775451	120 x 150 cm / 7 cm	16 u




PAÑO FENESTRADO CON ADHESIVO 2 mitades

LS775091	45 x 75 cm	65 u
LS775101	75 x 90 cm	40 u



PAÑO DE MESA

LS502207	150 x 100 cm	30 u
LS502243	150 x 200 cm	15 u



PAÑO DE MESA REFORZADO

LS502262	150 x 200 cm	15 u
----------	--------------	------



SUTURA QUIRÚRGICA SEDA

LABORATORIOS ARAGÓ

Multifilamento trenzado con tratamiento anti capilar.

Color: negro

No absorbible.

Alta flexibilidad y manejabilidad.

12 unidades

▼ TRIANGULAR RECTA.

Hilo x cm	USP	EP	ref.Aragó	ref.Everest
-----------	-----	----	-----------	-------------

Modelo	Hilo x cm	USP	EP	ref.Aragó	ref.Everest
TR 50	75	3-0	2	06157	SQ010830
		2-0	3	06158	SQ010820
		0	3,5	06159	SQ010810
TR 60	75	4-0	1,5	06162	SQ010840
		3-0	2	06163	-
		2-0	3	06164	-
		0	3,5	06238	-
		1	4	06166	SQ010801
		2	5	06176	-

▼ TRIANGULAR 1/2 C.

Hilo x cm	USP	EP	ref.Aragó	ref.Everest
-----------	-----	----	-----------	-------------

Modelo	Hilo x cm	USP	EP	ref.Aragó	ref.Everest
TC8	75	6-0	0,7	06081	SQ010060
		5-0	1	06082	-
		4-0	1,5	06084	-
TC10	75	5-0	1	06083	SQ010050
		4-0	1,5	06190	-
		3-0	2	06085	-
TC12	75	6-0	0,7	06087	-
		5-0	1	06088	-
		4-0	1,5	06089	SQ010040
		3-0	2	06090	-
		2-0	3	06091	-
TC14	75	5-0	1	06092	-
		4-0	1,5	06093	-
		3-0	2	06094	SQ010030
		2-0	3	06095	-
TC16	75	6-0	0,7	06594	-
		5-0	1	06098	-
		4-0	1,5	06099	-
		3-0	2	06100	-
		2-0	3	06101	SQ010020
		0	3,5	06102	-
		1	4	06103	-
		2	5	06104	-
TC20	75	3-0	2	06106	-
		2-0	3	06107	-
		0	3,5	06108	SQ010010
		1	4	06109	-
		2	5	06110	SQ010002
TC24	75	2-0	3	06111	-
		0	3,5	06235	-
		1	4	06112	SQ010001
TC26	75	1	4	06252	-
		2	5	06115	-
		3-4	6	06277	SQ010003



Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

SUTURA QUIRÚRGICA NYLON

LABORATORIOS ARAGO

Sutura Sintética Monofilar de Poliamida 6/6
(NYLON UNIFILAR)

Color: Azul
No absorbible.

36 unidades

▼ TRIANGULAR 1/2 C.

Hilo x cm	USP	EP	ref.Aragó	ref.Everest
-----------	-----	----	-----------	-------------

Hilo x cm	USP	EP	ref.Aragó	ref.Everest
75	5-0	1	20017	-
	4-0	1,5	20075	-
75	6-0	0,7	20018	-
	5-0	1	20019	-
	4-0	1,5	20020	-
75	4-0	1,5	20023	-
	3-0	2	20024	-
75	5-0	1	20071	-
	4-0	1,5	20025	-
	3-0	2	20026	-
	2-0	3	20027	-
75	0	3,5	20028	-
	3-0	2	20080	-
	2-0	3	20029	-
	0	3,5	20030	-
75	1	4	20031	-
	2	5	20119	SQ011202
	0	3,5	20100	-
75	1	4	20033	SQ011201
	2	5	20120	-

▼ TRIANGULAR 3/8 C.

Hilo x cm	USP	EP	ref.Aragó	ref.Everest
-----------	-----	----	-----------	-------------

Hilo x cm	USP	EP	ref.Aragó	ref.Everest
75	6-0	0,7	20038	-
	5-0	1	20039	-
75	6-0	0,7	20069	SQ011260
	5-0	1	20041	SQ011250
	4-0	1,5	20042	SQ011240
75	5-0	1	20043	-
	4-0	1,5	20044	-
	3-0	2	20045	SQ011230
	2-0	3	20046	SQ011220
	0	3,5	20047	SQ011210
75	3-0	2	20048	-
	2-0	3	20049	-

SUTURA QUIRÚRGICA TERYLENO

LABORATORIOS ARAGO

Multifilamento trenzado con tratamiento anti capilar.

Color: verde

No absorbible.

Alta resistencia a la tracción, gran inercia química y biológica, gran seguridad en el anudado.

Suavidad de paso y deslizamiento a través de los tejidos.

36 unidades/ 12 unidades

▼ TRIANGULAR 3/8 C.

Hilo x cm	USP	EP	ref.Aragó	ref.Everest
-----------	-----	----	-----------	-------------

Hilo x cm	USP	EP	ref.Aragó	ref.Everest
75	4-0	1,5	29047	-
	3-0	2	29030	SQ010230
	2-0	3	29113	SQ010220

▼ TRIANGULAR 1/2 C.

Hilo x cm	USP	EP	ref.Aragó	ref.Everest
-----------	-----	----	-----------	-------------

Hilo x cm	USP	EP	ref.Aragó	ref.Everest
75	3-0	2	29126	-
	2-0	3	29177	-
	0	3,5	29428	-
75	3-0	2	29019	-
	2-0	3	29020	-
75	2-0	3	29021	-
	0	3,5	29022	SQ010210
	1	4	29023	-
	2	5	29024	-
75	0	3,5	29026	-
	1	4	29027	SQ010201
	2	5	29116	-



Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

SUTURA QUIRÚRGICA SUPRAMID

LABORATORIOS ARAGO

Multifilamento torcido recubierto con una vaina del mismo material que le da aspecto de monofilamento.

Color: negro

No absorbible.

Alta resistencia a la tracción, superficie suave y atraumática. Facilidad en el anudado y muy manejable.

36 unidades

SUTURA QUIRÚRGICA SUPOLENE

LABORATORIOS ARAGO

Multifilamento trenzado recubierto con tratamiento anticapilar especial.

Color: verde

No absorbible.

Alta resistencia a la tracción, gran inercia química y biológica y gran seguridad en el anudado.

12 unidades.

▼ TRIANGULAR 1/2 C.

	Hilo x cm	USP	EP	ref.Aragó	ref.Everest
--	-----------	-----	----	-----------	-------------

	75	5-0	1	26010	-
	75	4-0	1,5	26011	-
		3-0	2	26043	-
	75	4-0	1,5	26038	-
		3-0	2	26012	-
	75	4-0	1,5	26014	-
		3-0	2	26044	-
		2-0	3	26015	-
		0	3,5	26052	-
	75	2-0	3	26016	-
		0	3,5	26017	SQ010510
	75	2-0	3	26047	-

▼ TRIANGULAR 1/2 C.

	Hilo x cm	USP	EP	ref.Aragó	ref.Everest
--	-----------	-----	----	-----------	-------------

	75	3-0	2	30046	-
		2-0	3	30022	-
		0	3,5	30023	-
	75	3-0	2	30024	-
		2-0	3	30025	-
	75	2-0	3	30026	-
		0	3,5	30027	-
		1	4	30028	-
		2	5	30344	-
	75	0	3,5	30340	-
		1	4	30054	-
		2	5	30057	-

▼ TRIANGULAR 3/8 C.

	Hilo x cm	USP	EP	ref.Aragó	ref.Everest
--	-----------	-----	----	-----------	-------------

	75	6-0	0,7	26019	-
	75	6-0	0,7	26162	-
		5-0	1	26021	-
		4-0	1,5	26039	-
	75	6-0	0,7	26031	-
		5-0	1	26034	-
		4-0	1,5	26022	SQ010540
		3-0	2	26023	SQ010530
		2-0	3	26024	SQ010520

▼ TRIANGULAR 3/8 C.

	Hilo x cm	USP	EP	ref.Aragó	ref.Everest
--	-----------	-----	----	-----------	-------------

	75	4-0	1,5	30076	-
		3-0	2	30047	SQ011130
		2-0	3	30030	SQ011120



Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

SUTURA QUIRÚRGICA POLIPROPILENO

LABORATORIOS ARAGÓ


Monofilamento. Polipropileno.

Color: azul

No absorbible.

Alta resistencia a la tracción y de gran inercia química y biológica. Atraumática.

12 unidades.

▼ TRIANGULAR 1/2 C.	Hilo x cm	USP	EP	ref.Aragó	ref.Everest
 TC14	45	3-0	2	37227	-
 TC16	75	4-0	1,5	37025	-
		3-0	2	37026	SQ010930
		2-0	3	37027	SQ010920
 TC33	100	1	4	37499	SQ010901

Te ayudamos a ayudarlo.



Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

SUTURA QUIRÚRGICA ASSUSILK

ASSUT EUROPE

Seda trenzada recubierta de silicona.

Color: negro, azul para la seda virgen.

Sutura natural no absorbible trenzada y revestida de silicona.

36 unidades

▼ TRIANGULAR 1/2 C.	Hilo x cm	USP	EP	ref.Assut	ref.Everest
HS 12,4 	45	5-0	1	KX512	-
HS 20 	75	3-0	2	KV527	-
		2-0	3	KU537	-
HS 22,9 	75	3-0	2	KV541AQ	SQ030030
	45	2-0	3	KU542	-
HS 26,7 	75	2-0	3	KU535	SQ030020
HS 30 	75	1	4	KS274AQ	SQ030010
HSG 36,4 	75	0	3,5	KR574AQ	SQ030001

▼ TRIANGULAR 3 / 8 C.	Hilo x cm	USP	EP	ref.Assut	ref.Everest
TS 13,1 	30	6-0	0,7	KY485	-
	45	5-0	1	KX503	-
		4-0	1,5	KW518	-
 doble aguja	30	5-0	1	KX503K	-
	45	6-0	0,7	KY498	-
TS 16,2 	75	5-0	1	KX499	-
		4-0	1,5	KW500	-
		3-0	2	KV528	-
TS 18,7 	45	5-0	1	KX517	-
	75	4-0	1,5	KW515AQ	SQ030040
	45	3-0	2	KV516	-
	75	2-0	3	KU530	-
TS 24,3 	45	4-0	1,5	KW532	-
		3-0	2	KV533	-
		2-0	3	KU534	-
TS 26,2 	45	2-0	3	KU543	-
		0	3,5	KS224	-
		1	4	KR229	-
TS 29,9 	75	3-0	2	KV258	-
		2-0	3	KU539	-
		0	3,5	KS552	-
		1	4	KR561	-
TS 37 	75	2-0	3	KU558	-
		0	3,5	KS559	-
		1	4	KR332	-
TS 38,1 	75	2-0	3	KU548	-
		0	3,5	KS560	-
		1	4	KR615	-
		2	5	KQ585	SQ030002
TS 45 	75	1	4	KR650	-

CONSULTE TAMBIÉN NUESTRO CATÁLOGO DE SUTURAS



Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

SUTURA QUIRÚRGICA ASSUT CATGUT CRÓMICO

ASSUT EUROPE

Catgut cromico multifilamento absorbible.

Color: marrón oscuro






Sutura absorbible natural retorcida, tratada mediante sales de cromo trivalente para aumentar su fuerza tensil.

Absorción: 90 - 100 días.

12 unidades (0, 2/0, 1), 36 unidades (3/0)

▼ TRIANGULAR 1/2 C.	Hilo x cm	USP	EP	ref.Assut	ref.Everest
	75	4-0	2	JV23AAQ	SQ030240
	75	3-0	3	JU197AQ	SQ030230
	75	2-0	3,5	JS533AQ	SQ030220
	75	0	4	JR281AQ	SQ030210
	75	1	5	JQ574	SQ030201
		2	6	JP821	SQ030202

■ Reforzada.

○ CILINDRICO 1/2 C.	Hilo x cm	USP	EP	ref.Assut	ref.Everest
	75	6-0	1	JX355	-
		5-0	1,5	JW365	-
		4-0	2	JV367	-
	75	5-0	1,5	JW374	-
		4-0	2	JV375	SQ030140
		3-0	3	JU373	-
	75	4-0	2	JV381	-
		3-0	3	JU382	-
	75	5-0	1,5	JW390	-
		4-0	2	JV371	-
		3-0	3	JU389	SQ030130
	75	4-0	2	JV378	-
		3-0	3	JU386	-
		2-0	3,5	JS395	-
		0	4	JR412	-
	75	4-0	2	JV378	-
		1	5	JQ439	-
	75	2-0	3	JS225AQ	SQ030120
		3-0	3	JU245	-
		2-0	3,5	JS246	-
		0	4	JR248	SQ030110
	75	1	5	JQ249	-
		2-0	3,5	JS325	-
	75	0	4	JR333	-
		2-0	3,5	JS325	-
		1	5	JQ296	-

SUTURA QUIRÚRGICA ASSUNYL





ASSUT EUROPE

Nylon monofilamento de poliamida.

Color: negro

Sutura sintética no absorbible, monofilamento.

36 Unidades

▼ TRIANGULAR 3/8 C.	Hilo x cm	USP	EP	ref.Assut	ref.Everest
	45	6-0	0,7	YY485	-
		5-0	1	YX503	-
		4-0	1,5	YW035	SQ030440
	45	6-0	0,7	YY498	-
		5-0	1	YX499	SQ030450
		4-0	1,5	YW500	-
	75	3-0	2	YV528AQ	SQ030430
		4-0	1,5	YW500	-
	45	5-0	1	YX517	-
		4-0	1,5	YW515	-
		3-0	2	YV516	-
	75	2-0	3	YU530AQ	SQ030420
		4-0	1,5	YW532	-
	45	3-0	2	YV533	-
		2-0	3	YU534	-
		0	3,5	YS540AQ	SQ030410
	75	4-0	1,5	YW532	-
		3-0	2	YV533	-
	75	1	4	YR229AQ	-
		3-0	2	YV879	-
	75	2-0	3	YU543	-
		0	3,5	YS224	-
		3-0	2	YV551	-
	75	2-0	3	YU539	-
		0	3,5	YS552	-
		1	4	YR561	-
		3-0	2	YV551	-
	100	2-0	3	YU548	-
		0	3,5	YS560	-
	75	1	4	YR549	-
	75	2	5	YR585AQ	-
		3-0	2	YV551	-

Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

SUTURA QUIRÚRGICA ASSUFIL

ASSUT EUROPE

Sutura sintética absorbible trenzada y recubierta.

Color: violeta o incolora

La reabsorción completa se produce a los 90 días.

12 unidades

▼ TRIANGULAR 1/2 C.

Hilo x cm	USP	EP	ref.Assut	ref.Everest	
HS 22,9	70	3-0	2	FV541	-
		2-0	3	FU542	-
	75	2	5	FQ33CAQ	-
HSG 36,4	70	3-0	2	FV571	-
		2-0	3	FU572	-
		0	3,5	FS573	-
		1	4	FR574	SQ030501
HSG 39,9	70	0	3,5	FS578	-
		1	4	FR579	-
		2	5	FQ583	-
HSG 48	70	0	3,5	FS570	-
		1	4	FR581	-
		2	5	FQ582	-

+ Aguja Reforzada

▼ TRIANGULAR 3/8 C.

Hilo x cm	USP	EP	ref.Assut	ref.Everest	
TS 13,1	45	6-0	0,7	FY485	SQ030560
		5-0	1	FX503	-
		4-0	1,5	FW518	-
TS 16,2	45	5-0	1	FX499	-
		4-0	1,5	FW500	SQ030540
		3-0	2	FV528	-
TS 18,7	70	5-0	1	FX517	SQ030550
		4-0	1,5	FW515	-
		3-0	2	FV516	SQ030530
TS 24,3	70	4-0	1,5	FW532	-
		3-0	2	FV533	-
		2-0	3	FU534	SQ030520
TS 29,9	70	3-0	2	FV511	-
		2-0	3	FU539	-
		0	3,5	FS552	SQ030510
		1	4	FR561	-
TS 39,2	70	2-0	3	FU548	-
		2	5	FQ585AP	SQ030502

Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

○ CILINDRICO 1/2 C.

Hilo x cm	USP	EP	ref.Assut	ref.Everest		
TS 12,5  Sistema D.C.	70	6-0	0,7	FY335	-	
		5-0	1	FX365	-	
		4-0	1,5	FW367	SQ030640	
		3-0	2	FV376	-	
	8x45	5-0	1	FX365Z	-	
TS 17,4 	70	6-0	0,7	FY360	-	
		5-0	1	FX374	-	
		4-0	1,5	FW375	-	
		3-0	2	FV373	SQ030630	
		8x45	2-0	3	FU400	-
	*	4-0	1,5	FW375Z	-	
	*	3-0	2	FV373Z	-	
TS 20 	70	5-0	1	FX384	-	
		4-0	1,5	FW381	-	
		3-0	2	FV382	-	
		2-0	3	FU398	SQ030620	
TS 21,8 	70	4-0	1,5	FW371	-	
		3-0	2	FV389	-	
		2-0	3	FU397	-	
		* 8x45	3-0	2	FV389Z	-
	*	2-0	3	FU397Z	-	
TS 25,9 	70	4-0	1,5	FW378	-	
		3-0	2	FV386	-	
		2-0	3	FU395	-	
		0	3,5	FS412	SQ030610	
		1	4	FR438	-	
		* 8x45	3-0	2	FV386Z	-
	*	2-0	3	FU395Z	-	
TS 26,7 	70	3-0	2	FV802	-	
		2-0	3	FU799	-	
		0	3,5	FS797	-	
		+	1	4	FR801	-
	5x45	3-0	2	FV802X	-	
		2-0	3	FU799X	-	
		0	3,5	FS797X	-	
		++	1	4	FR801X	-
	8x45	3-0	2	FV802Z	-	
		2-0	3	FU799Z	-	
0		3,5	FS797Z	-		
1		4	FR801Z	-		
HRG 36,6 	90	14		FR465	SQ030601	

* Sistema D.C. | + Aguja Reforzada

SUTURA QUIRÚRGICA ASSUFIL MONOFILAR

ASSUT EUROPE

Sutura sintética absorbible monofilamento de absorción prolongada.

Color: violeta o incoloro.

Absorción completa a los 210 días de la implantación.

12 unidades

▼ TRIANGULAR 3/8 C.	Hilo x cm	USP	EP	ref.Assut	ref.Everest
 TS 12	*30	5-0	1	FX041 ^{NAEM}	-
 TS 16,2	*30	5-0	1	FX529 ^{NAEM}	-
 TS 18,7	70	5-0	1	FW517M	SQ030850
		4-0	1,2	FW515M	SQ030840
	*30	4-0	1,2	FW108 ^{NAEM}	-
	70	3-0	2	FV516M	SQ030830
 TS 24,3	70	3-0	2	FV533M	-
	*30	3-0	2	FV171 ^{NAEM}	-
	70	2-0	3	FU534M	SQ030820
	*30	2-0	3	FU171 ^{NAEM}	-
 TS 29,9	70	2-0	3	FU539	-
	*30	2-0	3	FU233 ^{NAEM}	-
	70	0	3,5	FS552M	SQ030810
	*30	0	3,5	FS233 ^{NAEM}	-
	*30	1	4	FR239 ^{NAEM}	-

* Sutures de tendones con loop.

CONSULTE TAMBIÉN NUESTRO CATÁLOGO DE SUTURAS



SUTURA QUIRÚRGICA ASSUFIL FAST

ASSUT EUROPE

Sutura sintética absorbible trenzada y recubierta, de absorción rápida.

Color: incoloro.

Absorción completa a los 42 días.

Después de 7 días de implantación retiene el 50% de la fuerza tensil, desaparece después de 14 días.

⊙ 1/2 CILÍNDRICO.

Hilo x cm	USP	EP	ref.Assut	ref.Everest
-----------	-----	----	-----------	-------------

 HR 17,4	75	5-0	1	FX374R	-
		4-0	1,5	FW375R	-
		3-0	2	FV373R	-
 HR 21,8	75	4-0	1,5	FW371R	-
		3-0	2	FV389R	-
		2-0	3	FU397R	-
 HR 25,9	75	4-0	1,5	FW378R	-
		3-0	2	FV386R	-
		2-0	3	FU395R	-
		0	3,5	FS412R	-
 HRG 26,7	75	2-0	3	FU799R	-
		0	3,5	FS797R	-
		1	4	FR801R	-
 HR 31,1	90	2-0	3	FU246R	-
		0	3,5	FS248R	-
		1	4	FR249R	-
 HR 36,4	75	3-0	2	FV391R	-
		2-0	3	FU401R	-
		0	3,5	FS423R	-
 HRG 36,4	90	2-0	3	FU440R	-
		0	3,5	FS464R	-
		1	4	FR465R	-

+ Aguja Reforzada

▼ TRIANGULAR 3/8 C.

Hilo x cm	USP	EP	ref.Assut	ref.Everest
-----------	-----	----	-----------	-------------

 TS 13,1	45	4-0	1,5	FW518R	-
 TS 16,2	75	4-0	1,5	FW500R	-
		3-0	2	FV528R	-
 TS 18,7	75	5-0	1	FX517R	-
		4-0	1,5	FW515R	-
		3-0	2	FV516R	-
 TS 24,3	75	3-0	2	FV533R	-
		2-0	3	FU534R	-
 TS 29,9	90	0	3,5	FS552R	-

Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

SUTURA QUIRÚRGICA MONOFIL

ASSUT EUROPE

Sutura sintética monofilamento de absorción media.

Color: Violeta / incoloro


Absorción completa a los 90 -120 días..

36 Unidades


▼ TRIANGULAR 3/8 C.	Hilo x cm	USP	EP	ref.Assut	ref.Everest
	70	4-0	1,5	FW500FW	* -
		5-0	1	FX517FW	* -
	70	4-0	1,5	FW515FW	* -
		3-0	2	FV516FW	* -
	70	4-0	1,5	FW532FW	* -
		3-0	2	FV533FW	* -
		2-0	3	FU534FW	* -
	70	2-0	3	FU539FW	* -
		0	3,5	FS552FW	* -

* Incoloro

⊙ CILINDRICO 1/2 C.	Hilo x cm	USP	EP	ref.Assut	ref.Everest
---------------------	-----------	-----	----	-----------	-------------

	70	6-0	1	FY355F	-
		5-0	1,5	FX365F	-
	70	5-0	1	FX374F	-
		5-0	1	FX374FW	* -
		4-0	1,5	FW375F	-
		4-0	1,5	FW375FW	* -
		3-0	2	FV373F	-
		3-0	2	FV373FW	* -
	70	4-0	1,5	FW371F	-
		3-0	2	FV389F	-
		2-0	3	FU397F	-
	70	4-0	1,5	FW378F	-
		4-0	1,5	FW378FW	* -
		3-0	2	FV386F	-
		3-0	2	FV386FW	* -
	90	3-0	2	FV386FAT	-
	70	2-0	3	FU395F	-
	90	2-0	3	FU395FAT	-
	70	0	3,5	FS412F	-
	70	3-0	2	FV802F	-
		2-0	3	FU799F	-
		2-0	3	FU799FW	* -
		0	3,5	FS797F	-
	90	0	3,5	FS797FW	* -
	90	0	3,5	FS797FAT	-
	70	1	4	FR801F	-
	90	1	4	FR801FAT	-

* Incoloro + Aguja Reforzada

▼ TRIANGULAR 1/2 C.	Hilo x cm	USP	EP	ref.Assut	ref.Everest
	70	3-0	2	FV541F	-
		3-0	2	FV541FW	* -
		2-0	3	FU542F	-
		2-0	3	FU542FW	* -
	+	2-0	3	FU572F	-
		2-0	3	FU572FW	* -
		0	3,5	FS573FW	* -
		0	3,5	FS573F	-
		1	4	FR574FW	* -
	+	0	3,5	FS578FW	* -
		0	3,5	FS578F	-
		1	4	FR579FW	* -

* Incoloro + Aguja Reforzada



Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

SUTURA QUIRÚRGICA

VICRYL

Sutura sintética absorbible trenzada recubierta.


Color: violeta e incoloro.

Absorción 56-72 días

Copolímero de Poliglactina 910


(Glicólida 90%, láctico 10%).

Caja 36 unidades ó por unidad

▽ PUNTA TRIANGULAR 1/2 CIRCULO		Hilo x cm	USP	ref. Vicryl	ref. Everest
 8 mm	G-7	30	8-0	W9545	-
 22 mm	X-1	70	3-0	V460H	SQ011430
			2-0	V461H	SQ011420
 22,9 mm	OS-4	75	2	W9287	-
 36 mm	CP-1	70	2-0	V466H	-
			0	V467H	SQ011410
			1	V468H	SQ011401
 40 mm	CP	70	0	V479H	-
			1	V480H	-
			2	V481H	-
 48 mm	CPX	90	1	V1058H	-
			2	V1059H	-
		75	0	W9295	-
			1	W9296	-
		150	2	W9297	-
			1	XS1E	-



⊕ PUNTA TAPERCUT 3/8 CIRCULO		Hilo x cm	USP	ref. Vicryl	ref. Everest
 13 mm urologia	V-5	70	6-0	V991H	SQ011360
			5-0	V990H	-

⊕ PUNTA PLANA CILÍNDRICA 1/2 CIRCULO		Hilo x cm	USP	ref. Vicryl	ref. Everest
 13 mm	RB-2	45	6-0	W9981	SQ011560
			70	4-0	V304H
 17 mm	RB-1 plus	75	3-0	V305H	-
			5-0	W9105	SQ011350
			4-0	W9106	-
			8x45CR	3-0	V733E
 22 mm	SH-1 plus	70	4-0	V310H	-
			3-0	V311H	SQ011330
			8x45CR	2-0	V792E
 26 mm	SH plus	70	3-0	V316H	-
			2-0	V317H	-
			0	V318H	-
	4x45CR	2-0	V779H	-	-
 31 mm	MH-1 plus	75	0	V334H	SQ011310
			1	V335H	-
			3-0	W9130	-
			2-0	W9136	-
 36,4 mm	MH plus	70	2-0	V323H	-
			0	V324H	-
			1	V325H	-
	CT-1 plus	70	2-0	V339H	-
			0	V340H	-
			1	V341H	SQ011301
			90	2	V348H
 40 mm	CT plus	70	0	V352H	-
			1	V353H	-
			0	V358H	-
			1	V359H	-
			90	2	V360H

Consultar disponibilidad y plazo de entrega.



SONDA ESOFÁGICA

Para lavado gástrico.
CH-34 + jeringa 140 ml.

SV060001 _____ sonda CH-34 + jeringa 140 ml

SONDA ALIMENTACIÓN ESOFÁGICA / GÁSTRICA

RUSCH / NELATON

Alimentación.
Para todos los usos. Radiopaco. Reutilizable. 39,5 cm.

SN010008	_____	CH-8
SN010010	_____	CH-10
SN010012	_____	CH-12
SN010014	_____	CH-14
SN010016	_____	CH-16
SN010018	_____	CH-18
SN010020	_____	CH-20



SONDA VETERINARIA ESOFÁGICA

PORTEX

Unidad


SV065623	_____	FG-23	7,5 mm x 76 cm
SV065735	_____	FG-35	11,7 mm x 110 cm



SONDA DE ALIMENTACIÓN RADIOPACA

Estéril. Unidad

SA030105	FG 5 x 50 cm	(gris)
SA030106	FG 6 x 50 cm	(verde)
SA030108	FG 8 x 50 cm	(azul)
SA030110	FG 10 x 50 cm	(negro)



CÁNULA ALIMENTACIÓN METÁLICA CURVA

EJAY

Diseñado para la atención integral. Cada aguja está hecha de acero inoxidable pulido y dispone de una punta de oliva suave. Todas las agujas son auto clavables y pueden ser utilizadas para inyección rectal y cálculos de lavado, además de lavado en los gatos que sufren de Síndrome Urológico Felino, enrojecimiento canales auditivos, etc.

Venta por pares

CA010010	10 G	6"	6,4 mm	15,2 cm
CA010012	12 G	4"	6,4 mm	12 cm



SONDA ENDOTRAQUEAL MILA

Diseñados para muy pequeños animales.
Conector-adaptador Ø15mm en el extremo proximal.
Sin balón de fijación.
Fabricados de material siliconado.

SR100010	1.0 mm con fiador
SR100015	1.5 mm con fiador



SONDA (TUBO) TRAQUEAL

Tubo traqueal de caucho flexible rojo con balón, puerto de inyección universal, graduado, sin metal.

Reutilizable. De larga duración.

Unidad.

SR200002	2,5 mm
SR200003	3 mm
SR200035	3,5 mm
SR200004	4 mm
SR200045	4,5 mm
SR200005	5 mm
SR200055	5,5 mm
SR200006	6 mm
SR200065	6,5 mm
SR200007	7 mm
SR200075	7,5 mm
SR200008	8 mm
SR200085	8,5 mm
SR200009	9 mm
SR200095	9,5 mm
SR200010	10 mm
SR200105	10,5 mm
SR200011	11 mm

CON BALÓN 48 CM

SR200012	12 mm
SR200013	13 mm
SR200014	14 mm
SR200016	16 mm
SR200018	18 mm
SR200020	20 mm
SR200025	25 mm
SR200030	30 mm

CON BALÓN 36 CM

SR200112	12 mm
SR200113	13 mm



**Trabajamos con todo el
catálogo de HEBU Medical**

SONDA TUBO TRAQUEAL CON CONEXIÓN

RUSCH

Tubo traqueal transparente de PVC con balón de baja presión. Válvula para Luer y jeringas Luer-Lock. Estéril. Libre de látex.

Unidad

SR300002	2,5 mm
SR300003	3 mm
SR300035	3,5 mm
SR300004	4 mm
SR300045	4,5 mm
SR300005	5 mm
SR300055	5,5 mm
SR300006	6 mm
SR300065	6,5 mm
SR300007	7 mm
SR300075	7,5 mm
SR300008	8 mm
SR300085	8,5 mm
SR300009	9 mm
SR300095	9,5 mm
SR300010	10 mm



SONDA TUBO TRAQUEAL - SIN BALÓN

RUSCH

Tubo traqueal transparente de PVC. Estéril. Libre de látex.

Unidad

SR310002	2 mm
SR310025	2,5 mm



TUBO TRAQUEAL PEDIÁTRICO - SIN BALÓN

PVC siliconado no tóxico, que ayuda a proteger el delicado tejido de la mucosa. Conector de 15 mm garantiza la plena compatibilidad con las conexiones del circuito. Total compatibilidad con sistemas de respiración o máscaras. Venta por unidad

TT040020	2 mm
TT040025	2,5 mm





TUBO TRAQUEOSTOMÍA - SIN BALÓN

En PVC termo - proporciona la rigidez suficiente para la inserción inicial y luego se reblandece a la temperatura del cuerpo para adaptarse a la anatomía de cada paciente. Todos los tubos se suministran con cintas de algodón de cuello.

TT010030	3,0 mm
TT010035	3,5 mm
TT010040	4,0 mm
TT010045	4,5 mm
TT010050	5,0 mm
TT010060	6,0 mm
TT010070	7,0 mm
TT010080	8,0 mm



TUBO TRAQUEOSTOMÍA - CON BALÓN

En PVC termo - proporciona la rigidez suficiente para la inserción inicial y luego se reblandece a la temperatura del cuerpo para adaptarse a la anatomía de cada paciente. Ángulo de 105 grados para mayor comodidad "in-situ". Brida suave para máximo confort del paciente. Radiopaco.

Unidad

TT010360	6,0 mm
TT010370	7,0 mm
TT010375	7,5 mm
TT010390	9,0 mm



TUBO TRAQUEOSTOMÍA - SIN BALÓN PORTEX

Kit para traqueostomía Blue Line Ultra:
 -Tubo en PVC termosensible radio opaco.
 -Dos cánulas internas removibles.
 -Sin balón.
 -Cepillo para limpieza.
 -Sistema de fijación.

FENESTRADO:

TT010160	6 mm
TT010180	8 mm
TT010190	9 mm
TT010110	10 mm

NO FENESTRADO:

TT010206	6 mm
TT010207	7 mm
TT010208	8 mm
TT010209	9 mm
TT010210	10 mm

ARLAN COHESIVE

NON WOVEN COHESIVE BANDAGE



EVEREST
tecnología veterinaria





CÁNULA / GAFA OXIGENOTERAPIA NASAL O2

INTERSURGICAL

Recta con tubo de conexión. Longitud 5 m.
Unidad.

XX010189 _____ Unidad.




CÁNULA URETRAL MINNESOTA

EJAY

Diferentes longitudes de catéter facilitan la selección de un tamaño adecuado para ayudar en la eliminación de precipitados intraluminales en diferentes lugares de la uretra. (FUS). Construido en acero inoxidable pulido para facilitar la cateterización atraumática de la uretra y lavado.
6 unidades

CU010001 _____ 22 G _____



SONDA DE IRRIGACIÓN LAGRIMAL

DE PLÁSTICO:

SV078507 _____ 0,7 mm x 3 cm (azul)

SV078709 _____ 0,9 mm x 3 cm (rosa)

SONDA TOM CAT

Polipropileno, semi rígida.
Alas extra, anchas y flexible.
14 cm.

SV010604 _____ Con punta abierta _____ FG 3 1/2 _____




SONDA URETRAL VETERINARIA PERRA - TIEMANN

EVEREST

PVC, estéril. Extremo cónico curvado que ayuda en entrada de la uretra de la perra y tiene 2 orificios laterales que optimizan el drenaje de la vejiga.

Unidad

SV010308 _____ N° 8 FS _____
SV010310 _____ N° 10 FS _____



SONDA FOLEY

RUSCH

Látex + silicona, mantiene una capa superficial lubricante en la pared de la misma, no permitiendo que la sonda se adhiera al tejido uretral y evitando que sea rechazada al volverse inerte fisiológicamente. Hidrofóbica. Estable a temperatura corporal, no se deforma, no se colapsa. Mayor confort al paciente.

Por unidad:

SR060508 (pediátrica) _____ CH-8 _____ 30 cm _____

Cajas de 10 uds:

SR060510 _____ CH-10 _____

SR060512 _____ CH-12 _____

SR060514 _____ CH-14 _____


SR060516 _____ CH-16 _____

SR060518 _____ CH-18 _____

SR060520 _____ CH-20 _____

SR060524 _____ CH-24 _____





SONDA URETRAL VETERINARIA GATO

BUSTER

Estéril, de polietileno transparente. No irritante. Luer Lock. 13 cm. Venta por unidad ó cajas de 12 unidades.

SV010003	FG-3	1 mm
SV010004	FG-4	1,3 mm
SV010103	FG-3	1 mm (con fiador)
SV010104	FG-4	1,3 mm (con fiador)



SONDA URETRAL VETERINARIA PERRO

BUSTER

Estéril, de polietileno transparente. No irritante. Luer Lock. 50 cm. Cajas de 12 unidades.

SV010404	FG-4	1,3 mm
SV010406	FG-6	2 mm
SV010408	FG-8	2,6mm
SV010410	FG-10	3,3 mm

SONDA VETERINARIA OSIRIS

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

IMV

Para la inseminación artificial en la perra.

SV090001 _____ catéter con globo + jeringa de 20 cc.



SONDA URETRAL VETERINARIA ESTÉRIL - PERRO

EVEREST

Estéril, blanda.
10 unidades

SV010006K	FG-6	2 mm x 50 cm	blanca
SV010008K	FG-8	2,6 mm x 50 cm	roja
SV010010K	FG-10	3,3 mm x 50 cm	azul



SONDA URETRAL ESTÉRIL - PERRO

EVEREST

Estéril, semi rígida.
10 unidades

SV010106K	FG-6	2 mm x 50 cm	(blanca)
SV010108K	FG-8	2,6 mm x 50 cm	(roja)
SV010110K	FG-1	3,3 mm x 50 cm	(azul)



SONDA URETRAL PARA PERRO Y GATO

PORTEX

Estéril. Venta por unidad.

GATOS:


SV029503	FG-3	1 mm x 30 cm	(rosa)
SV029604	FG-4	1,3 mm x 30 cm	(blanca)

(para gatos muy grandes o perros muy pequeños.)

PERROS:

SV018906	FG-6	2 mm x 50 cm	(amarilla)
SV019008	FG-8	2,6mm x 50 cm	(naranja)
SV019110	FG-10	3,3mm x 60 cm	(blanca)





CONEXIÓN UNIVERSAL

RUSCH

Conector de plástico. No estéril. Diámetro exterior 15 mm.

SR100302	2,5 mm
SR100303	3 mm
SR100304	4 mm
SR100305	5 mm
SR100306	6 mm
SR100307	7 mm
SR100308	8 mm
SR100309	9 mm
SR100310	10 mm
SR100311	11 mm

CONEXIÓN METÁLICA PARA TUBO TRAQUEAL

SR100312	12 mm
SR100313	13 mm
SR100314	14 mm
SR100316	16 mm

CONECTOR ROTATIVO SWIVEL

PORTEX

Conector estándar para el tubo endotraqueal.
Permite el movimiento fácil.

Unidad

SR100415	15 mm
----------	-------

SILKOSPRAY - SPRAY DE SILICONA

El spray universal de silicona Rusch® Silkospray™ reduce la fricción en la superficie de los dispositivos de caucho, látex y PVC.

Facilita la intubación, sondaje e inserción de dispositivos.

Silkospray no contiene CFC y no está diseñado para su uso con dispositivos de silicona.

SS040001	500 ml
----------	--------

CEPILLO UÑAS CON ESPONJA

PARA ASEO PRE-QUIRÚRGICO

Cepillo ligero para una máxima flexibilidad, comodidad y suave acción de lavado. Dispone de una suave esponja removible para proporcionar una buena limpieza. Indicado para el lavado Pre-quirúrgico de manos en piel sana. Acción antiséptica contra bacterias gram+, gram-. Esterilizado por óxido de etileno. Un solo uso.

CU030001



LIMPIADOR LUBRICANTE DE CUCHILLAS

BLADE WASH

Limpiador Lubricante de cabezales Oster Blade Wash para esquiladoras.


CE040001



SPRAY ENFRIADOR LUBRICANTE - KOOL LUBE

- Spray lubricante enfriador para cuchillas de esquiladoras para perros - Útil en zonas cálidas o peluquerías con gran volumen de trabajo.

CE040003





ABSORBENTE IMPERMEABLE MOLINEA

HARTMANN

Núcleo absorbente de suaves copos de celulosa adherido linealmente al polietileno. Dobleces laterales anti escapes, capa de tisú que distribuye la humedad, recubrimiento completo de polietileno antideslizante.

AI014060	40 x 60 cm	180 uds.
AI016060	60 x 60 cm	120 uds.
AI019060	60 x 90 cm	120 uds.



JUEGO HIGIENE BUCAL

BUSTER

Cepillo de dientes y masajeador de encías. Fácil de usar. En combinación con la pasta de dientes para mascotas. Esta es una herramienta excelente para la higiene óptima de la boca del perro.

JH030001	15 unidades
----------	-------------



ESCOBILLÓN ENDOTRAQUEAL

Venta por unidad

ET010001	Pequeño
ET010002	Mediano
ET010003	Grande

CONTENEDOR PARA AGUJAS DESECHABLES

DELTALAB

Compuestos por un cuerpo serigrafiado con el anagrama de peligrosidad y dos tapas de diferente uso.

Una de ellas cubre la totalidad de la boca del contenedor y puede cerrarse hermética e irreversiblemente para evitar pérdidas durante el transporte. La otra puede cerrarse bien de manera provisional o bien definitiva, de forma hermética, e incorpora una apertura rectangular de 70 x 42 mm y dos dispositivos que facilitan la extracción de agujas

CA020001 _____ 1,5.l



FRASCO LAVADOR - BOTELLAS LAVADORAS

DELTALAB

Tapón corto azul

En polietileno translúcido de baja densidad de color natural, con tapón y tubo de salida. El tubo de salida y el tapón a rosca están fabricados de una sola pieza, lo que permite evitar la absorción de aire o líquido por el tapón.

Cuello ancho para un relleno fácil y seguro.

El tapón a rosca posee unas ranuras para abrirlo y cerrarlo con más comodidad.

FL010003 _____ 500 ml



FRASCO LAVADOR

DELTALAB

Fabricados en polietileno de alta densidad.

Color natural translúcido. Tapón en polietileno de alta densidad en color azul, con tubo de salida y el capuchón en color natural. Tapón estriado para un mejor manejo. Muy resistente a cualquier líquido, ácido y base. Cuello ancho para un relleno fácil y seguro.

FL010001 _____ 500 ml

FL010002 _____ 1 litro





GUANTE VINILO NO ESTÉRIL

Guantes de examen de vinilo. No estériles. Ambidiestros. Superficie suave, puño reforzado.

Sin polvo / 1000 unidades

GV010101	P
GV010102	M
GV010103	G

Con polvo absorbible / 1000 unidades

GV010201	P
GV010202	M
GV010203	G



GUANTE NITRILO NO ESTÉRIL

Guantes de examen ambidiestros. Protección bioquímica. Mayor resistencia a la punción. Micro rugoso. 100 unidades.

ECONÓMICO

GN010101	P
GN010102	M
GN010103	G



GUANTE PEHA-NEON PLUS - NEOPRENO

HARTMANN

Guante quirúrgico de policloropreno (elastómero sintético privo de látex) sin polvo, con superficie microtexturada, reborde en el puño y forma totalmente anatómica. Recubrimiento interior de poliuretano que facilita la colocación y da una alta sensación de confort. En envoltorio interior de papel antideslizante separando el guante izquierdo y el derecho.

Tallas disponibles: 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5

GL0104..... caja 25 pares

GUANTE PLÁSTICO NO ESTÉRIL

Guantes de polietileno de baja densidad.
Ambidiestros. No estériles, ligeramente rugosos.
Solo para riesgos mínimos.

GP010001 _____ 100 uds.



GUANTE LÁTEX ESTÉRIL

Guantes quirúrgicos de látex natural.
Estériles. Anatómicos. Micro rugosos.

50 pares

GL010360	_____	nº 6
GL010365	_____	nº 6,5
GL010370	_____	nº 7
GL010375	_____	nº 7,5
GL010380	_____	nº 8



GUANTE LÁTEX DE EXAMEN - ECONÓMICOS

Guantes de examen de látex natural. Ambidiestros.
Diseñados para uso hospitalario. No estéril.

100 unidades

GL030101	_____	6 - 6 1/2
GL030102	_____	7 - 7 1/2
GL030103	_____	8 - 8 1/2





GUANTE LÁTEX ESTÉRIL EMPOLVADOS - CLASSIC

SEMPERMED

QUIRÚRGICO

Guante de látex natural. Óptima impermeabilidad. Sensibilidad al tacto, excelente manejo del instrumental y capacidad prensil. Ligeramente empolvado con almidón de maíz puro. Superficie externa micro-rugosa y no deslizante para facilitar el agarre y la confortabilidad.

Cajas de 60 pares

GL010060	nº 6
GL010065	nº 6,5
GL010070	nº 7
GL010075	nº 7,5
GL010080	nº 8
GL010085	nº 8,5



GUANTE LÁTEX NO ESTÉRIL CON POLVO

SEMPERCARE

Guantes de látex natural. Superficie fina y texturada sin capa interior. Excelente confort y perfecto calzado. Ligeramente empolvados con polvo de maíz puro. Ambidiestros con reborde.

Cajas de 100 unidades

GL030000	XS (5 - 6)
GL030001	S (6 - 7)
GL030002	M (7 - 8)
GL030003	G (8 - 9)



GUANTE NO ESTÉRIL HIPOALERGÉNICO SIN POLVO

HARTMANN

Guantes de exploración de látex libres de polvo. Ambidiestros. Altamente elásticos, sin costuras, puño con reborde. Superficie de agarre micro grabada. Caja con 100 unidades

GL040001	P (6/7)
GL040002	M (7/8)
GL040003	G (8/9)

MASCARILLA CLÍNICA DE ALTA FILTRACIÓN

TIPO BOZAL

EVEREST

Mascarilla cónica desechable. Fabricada en polipropileno. Sujeción elástica, adaptación perfecta a la cara. Libre de fibra de vidrio y alergénicos. Mínima resistencia al flujo respiratorio. Eficacia de filtración bacteriana (BFE): 81%.

MC050004 _____ 50 unidades



MASCARILLA CLÍNICA PLANA 3 CAPAS AZUL

CON CINTAS

3M

Hipoalergénica, confortable, máxima protección. Económica. Eficiencia de filtración bacteriana (BFE1), (%) $\geq 98\%$.

MC050101 _____ 100 unidades



MASCARILLA CLÍNICA PLANA 3 CAPAS AZUL

CON GOMAS

3M

Hipoalergénica, confortable, máxima protección. Económica. Eficiencia de filtración bacteriana (BFE1), (%) $\geq 98\%$.

MC050102 _____ 50 unidades





MASCARILLA FOLIODRESS LOOP

CON GOMAS

HARTMANN

Multi-capa non woven:

- No-tejido exterior
- Filtro especial microorganismo en fibras sintéticas finas
- No-tejido suave (protección interior para la piel)
- (en el caso de tipo II R): capa no-tejido resistente a fluidos

Hipoalergénico y libre de látex.

MC050001 _____ 50 unidades

MASCARILLA - RESPIRADOR

3M

AUTOFILTRANTE EN149 FFP3

Respirador para Partículas N95 con Válvula (CPC)

Proporciona protección frente a los niveles más altos de polvo, nieblas, humo de metales y fibras generados en muchos usos industriales al ser clase (P3).

Empaque individual y diseño de plegado ofrecen almacenamiento conveniente y portabilidad.

Materiales interiores suaves.

Compatible con una variedad de gafas protectoras y protección auditiva.

Clip nasal ajustable ayuda a reducir la posibilidad de que las gafas se empañen y asegurar un mejor sellado y en forma.

Diseño de dos correas con el punto de fijación dual.

Ayuda a proporcionar un ajuste seguro.

Válvula de exhalación CPC.

Evita el calentamiento respiratorio.

N95% Aprobado por NIOSH 42.CFR.84.

MC059332 _____



VESTUARIO SANITARIO

Tela, color verde.

VS050001 _____ Gorro
 VS040001 _____ Mascarilla



BATA ESTÉRIL FOLIODRESS GOWN BASIC

HARTMANN

Bata quirúrgica estéril de protección estándar atada en la espalda con tres cintas. Sin costuras. Bajo peso. Envuelta en papel crepé + 2 toallitas seca manos.

VS030303 _____ L 36 uds
 VS030302 _____ M 36 uds



PIJAMA QUIRÚRGICO - FOLIODRESS SUIT

HARTMANN

Pijama quirúrgico conforme normativa Europea EN13795. Garantiza la resistencia a la penetración microbiana y una mínima emisión de pelusa.

Escote en V, con reborde blanco. Acabados de calidad. Tallaje visible en casaca y pantalón. Conjunto envasado individualmente en bolsas de polietileno transparente.

Tallas: S - XXL

VS0300 _____ 50 unidades





BATA QUIRÓFANO DESECHABLE PERMEABLE

VS030009	no estéril
VS030010	estéril



BATA QUIRÚRGICA ALTA PROTECCIÓN REFORZADA

3M

De material ligero y suave, mantiene al usuario seco y fresco. Modelo con refuerzo impermeable en mangas y frontal, para cirugías de alta exposición a fluidos. Sin desprendimiento de pelusas.

Envase individual + toalla de manos. En colores verde y azul.

VS030011	22 uds.	XXL
VS030103	18 uds	XL
VS030101	22 uds	M



PASIÓN POR LA CALIDAD



GAFAS PROTECCION OCULAR

3M

Gafas de protección, resistencia bajo impacto.
Marca europea para protección de ojos.
Regulador del tamaño de la montura.

GP030002 _____ unidad _____



GORRO

Papel, color verde.
100 unidades

VS050002 _____ mujer (elástico)
VS050003 _____ hombre (cintas)

CUBRE ZAPATOS

Talla única. 100 unidades.

CZ010001 _____ plástico _____
rugoso en toda la superficie

CZ010002 _____ plástico CPE microgofrado _____
impermeable y antideslizante





PINZA PARA EXTRAER GARRAPATAS

BUSTER

Pinzas de plástico manejables que facilitan la extracción de garrapatas de la piel del animal. Colocar las pinzas alrededor de la garrapata, presionar el botón y girar la pinza 2 ó 3 veces.

PG010001 _____ Unidad.

BOZAL NYLON PARA PERROS Y GATOS

BUSTER

Bozal de ajuste exacto con cierre "clic". Cinta ajustable. Lavable en lavadora. Venta por unidad



GATO

BB010101 n° 1 _____

PERRO

BB010000 n° 0 (Yorkshire Terrier, Mini Poodle) _____

BB010001 n° 1 (West Highland Terrier, Jack Russel, Dachshund) _____

BB010002 n° 2 (Boder Collie, Beagle, Cocker Spaniel) _____

BB010003 n° 3 (Labrador, German Shepherd, Dobermann) _____

BB010004 n° 4 (Wolfhounds, Great Danes, Pyrenean) _____

BB010005 n° 5 (Rottweiler) _____

BB010005 n° 6 (Extra largo para grandes Wolfhound, Great Dane) _____

BB010005 n° 7 (Extra largo para grandes Rottweiler) _____

BB010005 n° 8 (Boxer Modelo especial para perros de hocico corto) _____



POPA  Suites

COLLAR - KONG® CLOUD™

Solución ideal para recuperación de los animales. Proporciona una comodidad amortiguada única y una visibilidad completa, que acelera la adaptación al collar de recuperación.

Hechos con material de felpa, lavable, resistente a arañazos y mordidas. Además es suave al tacto y no marca ni rasca paredes, muebles, etc.

CB031000 KIT: XS, S, M, L, XL (uno de cada)

CB031001	XS	hasta 15 cm
CB031002	S	15 - 25,4 cm
CB031003	M	25,4 - 33 cm
CB031004	L	33 - 45,5 cm
CB031005	XL	45,5 cm y más



BODIES POST QUIRÚRGICOS

· Confort y protección de la zona abdominal en procesos post operatorios.

· Fácil de colocar (100% de apertura y cierre con cremallera).

· Confort para el animal y a su dueño ya que evita el uso de collar isabelino.

· Tejido suave: no irrita la piel del animal. (malla elástica: 45% poliéster / 45% algodón / 10% elastano)

· Diversos tamaños, de acuerdo con el peso y la raza del animal, garantizando siempre un tamaño adecuado.



PERROS	
Talla	Peso (Kg)
0	1 - 1,5
1	1,5 - 2,5
2	2 - 3
3	3 - 4,5
4	4,5 - 5,5
5	5,5 - 7
6	7 - 9
7	9 - 14
8	14 - 18
9	18 - 20
10	20 - 24

GATOS	
Talla	Peso (Kg)
0	2 - 2,5
1	2,5 - 3,2
2	3,2 - 4
3	4 - 4,5
4	4 - 5





COLLAR ISABELINO OPACO - CLASSIC

BUSTER

Collares protectores desechables fabricados con polietileno flexible y muy resistente.

10 unidades (excepto 40 cm: venta por unidad)

CB030075	7,5 cm
CB030010	10 cm
CB030012	12,5 cm
CB030015	15 cm
CB030020	20 cm
CB030025	25 cm
CB030030	30 cm
CB030040	40 cm

COLLAR ISABELINO TRANSPARENTE - CLASSIC

BUSTER

Collares de protección fabricados en material transparente.

10 unidades

CB030507	7,5 cm
CB030510	10 cm
CB030512	12,5 cm
CB030515	15 cm
CB030520	20 cm
CB030525	25 cm
CB030530	30 cm
CB030540	40 cm

COLLAR ISABELINO BUSTER CLIC TRANSPARENTE

BUSTER

Collares protectores desechables 100% polipropileno biodegradable, material totalmente transparente que permite al animal ver a su alrededor. Blando y flexible con sistema de cierre "clic" que permite fácil y rápida colocación.

10 unidades

CB030107	7,5 cm
CB030110	10 cm
CB030112	12,5 cm
CB030115	15 cm
CB030120	20 cm
CB030125	25 cm
CB030130	30 cm



COLLAR ISABELINO BUSTER COMFORT

BUSTER

Collar BUSTER Comfort transparente con cierre rápido BUSTER clic. Diseño blando y flexible. Tiene un extremo interior de goma blanda para mayor comodidad, tanto para el animal como para su entorno.

Fabricado con material biodegradable.
100% polipropileno. Venta por unidad.

CB030675	7,5 cm
CB030610	10 cm
CB030612	12,5 cm
CB030615	15 cm
CB030620	20 cm
CB030625	25 cm
CB030630	30 cm




COLLAR ISABELINO TRANSPARENTE

3M

Collar transparente para una alta visibilidad del animal, evita la desorientación y aumenta el confort. Tiene ajuste personalizado, es de fácil aplicación y ahorra costes para la clínica. Se pueden cortar con tijeras grandes para adaptarle a cualquier tamaño. El borde está preparado para no producir lesiones en el cuello del animal.

Fácil de desmontar y volver a colocar. 10 unidades

CB080008	8 x 23,6 cm
CB080012	12 x 32,7 cm
CB080017	17 x 39,3 cm
CB080023	23 x 53,7 cm
CB080030	30 x 64,4 cm



CABEZAL PARA PÁJAROS

BUSTER

Fabricado con material transparente. Aplicación fácil con una grapadora de oficina.

Paquete combinado

(15 uds: 5 x 80 mm / 5 x 100 mm / 3 x 140 mm / 2 x 200 mm)

CB050001	15 unidades
----------	-------------



