


INSTRUMENTAL





C/ Francesc Layret, N° 9 - 08750
MOLINS DE REI (Barcelona)
info@everest-tecnovet.com
www.everest-tecnovet.com
facebook: Everest Tecnovet
Tel. 902108848 - Fax. 936686661

INSTRUMENTAL



+ BISTURÍES	04
+ PINZAS DE DISECCIÓN	06
+ PINZAS DE CAMPO	09
+ PINZAS HEMOSTÁTICAS	10
+ PINZAS ESPECIALES	14
+ TIJERAS	18
+ SUTURA	23
+ PUNCIÓN	27
+ ESTILETES Y SONDAS	28
+ SEPARADORES	29
+ SEPARADORES ABDOMINALES	32
+ ESTOMAGO - INTESTINO	34
+ ORL	36
+ ESPECÍFICO VETERINARIA	38
+ VARIOS	40
+ ÍNDICE POR PRODUCTO	44
+ ÍNDICE POR REFERENCIA	45

TC

con boca de carburo de tungsteno

Instrumentos con boca de carburo de tungsteno
Instruments with tungsten carbid jaws
Instrumentos com bocas de carburo de tungstênio

Para que el cirujano pueda trabajar con diversos groesos de agujas, presentamos los instrumentos con boca de carburo de tungsteno en 3 tamaños y también lisa. La forma piramidal del perfil dental afilado sirve también para el apoyo seguro en situaciones extremas. (ver dibujo esquemático)

In order to surgeon can work with different thicknesses of needles, we present the instruments with tungsten carbid mouth in 3 sizes and smooth too.
The pyramidal ground tooth profile offers a sure handhold even in extreme situations.
(See schematic drawing)

Para que o cirurgião possa trabalhar com diferentes espessuras de agulhas, apresentamos os instrumentos com bocas de carburo de tungstênio em 3 tamanhos e também lisa.
A forma de pirâmide da superfície afiada também serve para garantir o apoio em situações extremas.
(ver desenho esquemático)


La extraordinaria dureza del material de este instrumento se da por su composición
/ The unusual hardness of the insert material is reason of its special composition.
/ A dureza extraordinária deste material é devida à sua composição especial.

82,5% Wolfram-Carbide
15% Cobalt
2,5 % Tantal-Carbide



2 aros dorados
2 gold rings
2 aros dourados

Recomendada para material de sutura:
/ Recommended for suture material:
/ Recomendada para material de sutura:



0,5 mm Standard
hasta / up to / até 3/0

0,4 mm fino / fine / fina
4/0 - 6/0

0,3 mm micro
6/0 - 10/0

lisa / smooth / lisa
9/0 - 11/0

SUPERCUT

SC = SUPERCUT

1 aro dorado
/ 1 gold ring
/ 1 aro dourado



Hoja microdentada al lado se una hoja lisa. Disminuye el deslizamiento y evita trauma de los tejidos.
/ Micro serrated blade next to a smooth sheet.
Reduces slipping and avoits tissue trauma.
/ Lâmina micro-serrilhada ao lado de uma lâmina lisa.
Diminui o deslizamento e evita trauma do tecido.

SUPERCUT - TC

cortante de carburo de tungsteno

1 aro dorado + 1 aro negro
/ 1 gold ring + 1 black ring
/ 1 aro dourado + 1 aro preto




TC

cortante de carburo de tungsteno

Instrumentos con boca de carburo de tungsteno
Instruments with tungsten carbid jaws
Instrumentos com bocas de carburo de tungstênio

2 aros dorados
/ 2 gold rings
/ 2 aros dourados



TIJERAS:

	R/R B/B
	A/R S/B
	A/A S/S

CASTELLANO - PORTUGUÊS

R/R	(roma / roma)
A/R	(aguda / roma)
A/A	(aguda / aguda)

ENGLISH

B/B	(blunt / blunt)
S/B	(sharp / blunt)
S/S	(sharp / sharp)

PINZAS:

1x2 dientes	2x3 dientes	4x5 dientes
3x4 dientes	4x5 dientes	5x6 dientes
7+7 dientes		
		dientes teeth dentes

CUIDADO INSTRUMENTAL



A pesar de tratarse de un instrumental de alta calidad, son necesarios una serie de cuidados especiales para garantizar una larga duración. Las siguientes instrucciones han sido elaboradas por especialistas de diferentes campos.

- Respetar las instrucciones de los fabricantes y de los productos de limpieza y desinfección.
- Aclarar el instrumental después de la limpieza manual o por ultrasonidos.
- Antes de la limpieza, las juntas han de estar abiertas.
- No usar cepillos o esponjas metálicas.
- No dejar los instrumentos húmedos más del tiempo necesario.
- Separar los instrumentos dañados o con manchas.
- Almacenar los instrumentos cuidadosamente.
- Limpiar el instrumental nuevo antes de su primera esterilización.
- Envolver el material cuidadosamente antes de la esterilización.
- La limpieza del instrumental no sustituye a la esterilización.
- Antes de la esterilización, los instrumentos con cremallera deben dejarse cerrados en el primer diente.
- Antes de la esterilización por calor seco, engrasar con aceite de parafina las juntas.
- Enjuagar los instrumentos inmediatamente después de su contacto con agentes corrosivos.

“Un instrumento o aparato deberá ser desinfectado y limpiado inmediatamente después de su utilización.

La suciedad que se encuentre en los objetos no debe secarse para no dificultar el proceso de desinfección y limpieza.

Si es necesario, tendrá que desmontarse el instrumento en sus diferentes componentes para que el desinfectante llegue a todas las superficies“.

Instituto Robert Koch

Nota:

Los instrumentos no desmontables con una conexión para el aclarado deben lavarse con una solución de desinfectante o detergente. Es importante controlar que haya suficiente flujo del líquido hacia el extremo distal del instrumento.



MANGO BISTURI - STANDARD

Scapel Handles standard / cabo de bisturi



Alemania	IZHB1091	nº 3
	IZHB1095	nº 4

MANGO BISTURI - SWANN MORTON

Scapel Handles standard / cabo de bisturi



para hojas:
for blades:
para láminas:

IA012701	nº1	SM65 - SM65A
IA012703	nº 3	10 - 15
IA012704	nº 4	20 - 24



EVEREST

tecnología veterinaria

DESECHABLES

ENCONTRARÁ
HOJAS DE SUTURA
Y TODO LO QUE
NECESITE EN
PRODUCTOS DE
UN SOLO USO EN
NUESTRO CATALOGO
DE DESECHABLES.

CONSULTE.



PREPARACIÓN PARA DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA



Siempre coloque al **instrumental microquirúrgico** en racks, bandejas o soportes con dispositivos fijos para poder ser tratado de forma específica.

El **instrumental odontológico y accesorios** tienen que limpiarse inmediatamente después de su utilización, ya que pueden quedar restos de materiales como los utilizados para empastes adheridos a él; además, existe el peligro de endurecimiento por precipitación en los instrumentos que da lugar a corrosión.

Los **instrumentos dentales rotativos**, p. ej. brocas, fresas, muelas abrasivas, deberán separarse de los demás, colocándolos en los recipientes o dispositivos de sujeción especiales y someterlos así a un proceso de preparación especial.

Los componentes de los **sistemas motorizados** tienen que ser desmontados después de su uso según las instrucciones del fabricante. Para evitar adherencias e incrustaciones las piezas sueltas que no se desmonten tendrán que ser limpiadas con un paño que no suelte pelusas, o con un spray desinfectante. El paño se impregna con una solución desinfectante o con una solución de limpieza.

Habrà que desmontar a los **instrumentos MIC y los endoscopios** antes de limpiarlos siguiendo las instrucciones del fabricante. Los accesorios ópticos se depositan en bandejas especiales.

¡Deseche de inmediato a los artículos de su uso único!

Las herramientas sencillas pueden tratarse de igual manera que el instrumental quirúrgico.

Los juegos desmontados de tubos para líquidos refrigerantes y toberas rociadoras tienen que limpiarse inmediatamente con agua obtenida de la botella de lavado. Posteriormente, habrá que revisarlos para que encontrar fugas (control visual de estanqueidad, véase capítulo "Controles").

Habrà que desmontar a los instrumentos MIC y los endoscopios antes de limpiarlos siguiendo las instrucciones del fabricante. Los accesorios ópticos se depositan en bandejas especiales.

Los residuos secos adheridos a los instrumentos para cirugía endoscópica son considerados especialmente críticos, ya que debido a sus cavidades estrechas, difícilmente se quitan estos residuos de las paredes del instrumental. Una limpieza a medias puede ocasionar que las piezas articuladas dejen de funcionar. Por lo tanto, es preciso limpiar dichos instrumentos inmediatamente después de su utilización. Se recomienda limpiar los residuos congelados de los instrumentos de alta frecuencia irrigándolos de vez en cuando durante operaciones largas con una solución de peróxido (agua oxigenada) al 3%.

Con el fin de evitar daños en los instrumentos de precisión, éstos deben transportarse sobre dispositivos especiales dentro de recipientes especialmente diseñados para tales fines.

Los instrumentos **desmontables y endoscopios** ofrecen la ventaja de que se pueden controlar después de someterlos al tratamiento de limpieza y ver si quedan restos de algún tipo de suciedad.

CUIDADO INSTRUMENTAL

1. Agua

De calidad contrastada. Se recomienda el uso de agua destilada, para no provocar corrosión.

2. Limpieza manual

Instrumentos con juntas deben abrirse antes de su limpieza.

Se han de seguir las instrucciones de uso del fabricante (concentración y tiempo).

Aclarar bien.

Secarse inmediatamente.

Poner especial cuidado en la limpieza de rincones de difícil acceso y en los bordes dentados

3. Limpieza por ultrasonidos

Depositar los instrumentos abiertos.

Añadir algún producto detergente y seguir las instrucciones de uso.

La temperatura de la solución limpiadora en el baño por ultrasonidos debe estar entre 40°C y 45°C.

Es suficiente un tiempo de 3 minutos con frecuencias al menos de 35 KHz.

4. Examen del instrumento

Si aparecen manchas en algún instrumento, debe retirarse inmediatamente y debe ser tratado adecuadamente.

Las causas de estas manchas pueden ser:

- Limpieza insuficiente.
- Influencia del agua (p.ej. ionizada o con sal).
- Restos de detergentes o desinfectante.
- Dosis de detergentes inexactas.
- Desinfectantes o detergentes inadecuados.
- Fallos en el procedimiento.
- Residuos de medicinas.

5. Esterilización

Cerrar instrumentos con "cremallera", en su primer diente.

A vapor: Se recomienda en esterilizadores nuevos, hacer un primer uso en vacío.

Seguir las instrucciones del fabricante en cuanto al secado.

Por aire caliente: Seguir las instrucciones del fabricante.

No pueden esterilizarse por este medio instrumentos con partes de goma.

No usar detergentes.

Untar juntas y cierres, cuando secos, con aceite de parafina.

Los instrumentos que están en **buenas condiciones**, no deben entrar en contacto con aquellos que tienen su superficie dañada para evitar **corrosiones por contacto**.



6. Aclarado

Limpiar inmediatamente después de su uso.

No deben usarse soluciones desinfectantes en al aclarado.

7. Tratamiento de los instrumentos nuevos

Sacarlos de sus bolsas para evitar condensaciones a causa de los cambios de temperatura.

Limpiarlos antes de esterilizarlos.

8. Corrosión y variaciones en la superficie de los instrumentos

- Coloraciones iridiscentes y manchas:

Aparecen cuando iones de metales duros han entrado en contacto con el instrumental durante el aclarado o a través del vapor de la esterilización.

Se eliminan frotando con la ayuda de limpiadores de acero refinados que no rallen.

- Residuos amarillos o marrones: (parece óxido, pero no lo es).

Aparecen en lugares donde no alcanza bien la limpieza.

Debidos a la presencia de residuos albuminosos.

Producidas por las soluciones limpiadoras.

- Corrosiones:

Contacto del instrumento con ácidos fuertes o corrosivos.

Contacto de materiales de diferente composición.

Cuando se mezclan con electrolitos.

Pinzas de acero inoxidable entran en contacto con tijeras durante mucho tiempo y cuando están en agua al mismo tiempo.

Instrumentos de acero inoxidable contactan con instrumental quirúrgico de acero normal.

- Agujeros de corrosión: La causan los iones halógenos, sangre, pus.

Lavar inmediatamente el instrumento después de su uso.

Evitar el contacto del instrumento con óxido con los demás. Se transmite rápidamente.



PINZA DISECCIÓN STANDARD - SIN DIENTES

Dressing Forceps / Pinça de dissecação



Alemania

recta / straight / reta

IZHB0200	11,5cm
IZHB0201	13cm
IZHB0202	14,5 cm
IZHB0203	16 cm
IZHB0204	18 cm
IZHB0205	20 cm
IZHB0206	25 cm
IZHB0207	30 cm



estrechas / narrow / estreitas

recta / straight / reta

IZHB0220	11,5 cm
IZHB0221	13 cm
IZHB0222	14,5 cm
IZHB0223	16 cm
IZHB0224	18 cm
IZHB0225	20 cm
IZHB0226	25 cm
IZHB0227	30 cm



curva / curved / curvada

IZHB0230	11,5 cm
IZHB0231	13 cm
IZHB0232	14,5 cm
IZHB0233	16 cm
IZHB0234	18 cm
IZHB0235	20 cm
IZHB0236	25 cm
IZHB0237	30 cm



Pakistán

recta / straight / reta

IP060014	14 cm
IP060016	16 cm
IP060018	18 cm

PINZA DISECCIÓN STANDARD - TC

Dressing Forceps / Pinça de dissecação



Alemania

recta / straight / reta

IZHB2002	14'5 cm	2,0 mm
IZHB2004	18 cm	2,0 mm
IZHB2006	25 cm	2,8 mm

PINZA DISECCIÓN STANDARD - CON DIENTES

Dressing forceps with teeth /Pinça de dissecação com dentes



Alemania

1x2 recta / straight / reta

IZHB0300	11,5 cm
IZHB0301	13 cm
IZHB0302	14,5 cm
IZHB0303	16 cm
IZHB0304	18 cm
IZHB0305	20 cm
IZHB0306	25 cm
IZHB0307	30 cm
IZHB0308	10,5 cm

1x2



2x3 recta / straight / reta

IZHB0310	11,5 cm
IZHB0311	13 cm
IZHB0312	14,5 cm
IZHB0313	16 cm
IZHB0314	18 cm
IZHB0315	20 cm
IZHB0316	25 cm
IZHB0317	30 cm

2x3



3x4 recta / straight / reta

IZHB0321	13 cm
IZHB0322	14,5 cm
IZHB0323	16 cm
IZHB0325	20 cm

3x4



1x2 estrechas / narrow / estreitas

IZHB0331	13 cm
IZHB0332	14,5 cm
IZHB0333	16 cm
IZHB0335	18 cm

1x2



Pakistán

1x2 recta / straight / reta

IP060514	14 cm
IP060516	16 cm
IP060518	18 cm

1x2



902 10 8848

PINZA DE DISECCIÓN - ADSON

Dressing forceps / Pinça de dissecação



Alemania

micro:

IZHB0274 12cm 0,8 mm

IZHB0274-15 15 cm 0,8 mm

micro:

1x2  IZHB0384 12 cm 0,8 mm

IZHB0384-15 15 cm 0,8 mm

standard:

IZHB0275 12cm 1,2 mm

IZHB0275-15 15cm 1,2 mm

1x2  IZHB0385 12 cm 1,2 mm

IZHB0385-15 15 cm 1,2 mm

2x3  IZHB0383 12 cm

Pakistán

IP062012 12 cm

IP062112 12 cm

PINZA DE DISECCIÓN - ADSON TC

Dressing forceps / Pinça de dissecação



Alemania

IZHB2008 12cm 1,6 mm

IZHB2009 15cm 1,6 mm

1x2  IZHB2010 12cm 1,6 mm

IZHB2011 15cm 1,6 mm

PINZA DE DISECCIÓN - ADSON FINA

Dressing forceps delicate / Pinça de dissecação fina



Alemania

IZHB0360 12cm

IZHB0361 12cm 0,8 mm


IZHB0362 12cm 1,2 mm

1x2  IZHB0363 15cm 1,5 mm

PINZA DE DISECCIÓN - ADSON BROWN

Dressing forceps / Pinça de dissecação

Alemania



IZHB0386

12cm

PINZA SUIZA FINA

Fine Swiss Tweezers / Pinça Suíça Fina



Alemania

joyo / ner / relojeiro

IZHB0104 0,2 mm

IZHB0105 0,15 mm

curvada / curved / curvada

IZHB0107 0,25 mm

angulada / angled / curvada

IZHB0108 0,3 mm

PINZA DISECCIÓN ADLERKREUTZ

Dressing Forceps / Pinça de dissecação



Alemania

2x3  IZ037420 20 cm

4x5  IZ037515 15cm

4x5  IZ037520 20 cm

PINZA DISECCIÓN - MODELO SUECO

Forceps swedeen model / Pinça de dissecação modelo sueco



Alemania IZHB0248 15 cm

PINZA DISECCIÓN POTTS-SMITH

Dressing forceps / Pinça de dissecação



Alemania IZHB0280 18cm

PINZA DISECCIÓN POTTS-SMITH TC

Dressing forceps / Pinça de dissecação



Alemania IZHB2015 18 cm 1,8 mm
IZHB2016 21 cm 2,0 mm

PINZA DE DISECCIÓN FINA

Delicate dressing forceps/ Pinça de dissecação fina



Alemania

con perno y dientes / pin and teeth / pino e dentes

1x2 recta / straight / reta IZHB0428 10,5cm

1x2 curva / curved / curvada IZHB0429 10,5cm

estriada con perno / serrated and pin / serrilha e pino



recta / straight / reta IZHB0425 10,5cm



curva / curved / curvada IZHB0426 10,5cm




Innovamos para ti.

* Mesa cirugía: Atlas



PINZA DE CAMPO - THOMAS

Towel forceps/ Pinça para campo



Alemania

estrias cruzadas
cross serrated/ com serrilha cruzada

IZ078810 10 cm

PINZA DE CAMPO - SCHAEDEL - CANGREJO

Towel forceps/ Pinça para campo



Alemania

curva / curved / curvada
IZHB0761 9 cm

Pakistán

IP175018 9 cm

PINZA DE CAMPO - JONES

Towel forceps/ Pinça para campo



Alemania

IZHB0762 5,5 cm

IZHB0763 9 cm

PINZA DE CAMPO - BACKHAUS

Towel forceps/ Pinça para campo



Alemania

IZHB0771 9 cm

IZHB0772 11 cm

IZHB0773 13 cm

Pakistán

IP175509 9 cm

IP175513 13 cm

PINZA DE CAMPO

Towel forceps/ Pinça para campo



Alemania

bola-paila / ball-socket / bola-paila
IZHB0785 12 cm

bola-bola / ball-ball / bola-bola
IZHB0787 12 cm

PINZAS HEMOSTÁTICAS

PINZA HEMOSTÁTICA MOSKITO - HALSTED

Hemostatic forceps/ Pinça hemostática



Alemania

Micro-Moskito Halsted

recta / straight / reta

IZHB0514 12,5 cm

curva / curved / curvada

IZHB0519 12,5 cm

1x2 recta / straight / reta

1x2 IZHB0529 12,5 cm

1x2 curva / curved / curvada

1x2 IZHB0530 12,5 cm

Moskito Halsted

recta / straight / reta

IZHB0510 12,5 cm

IZHB0511 14 cm

curva / curved / curvada

IZHB0515 12,5 cm

IZHB0516 14 cm

1x2 recta / straight / reta

1x2 IZHB0520 12,5 cm

IZHB0521 14 cm

1x2 curva / curved / curvada

1x2 IZHB0525 12,5 cm

IZHB0526 14 cm

Pakistán

recta / straight / reta

IP154412 12 cm

curva / curved / curvada

IP154512 12,5 cm

1x2 recta / straight / reta

1x2 IP154612 12 cm

1x2 curva / curved / curvada

IP154712 12,5 cm

PINZA HEMOSTÁTICA MOSKITO - HARTMANN

Hemostatic forceps/ Pinça hemostática



Alemania

Micro-Moskito Hartmann

recta / straight / reta

IZHB0503 10 cm

curva / curved / curvada

IZHB0504 10 cm

Moskito Hartmann

recta / straight / reta

IZHB0508 10 cm

curva / curved / curvada

IZHB0509 10 cm

PINZA HEMOSTÁTICA - PEAN

Hemostatic forceps/ Pinça hemostática



Alemania

recta boca corta

straight short jaws / reta boca curta

IZHB0531 14 cm

IZHB0532 16 cm

Pakistán

IP160614 14 cm

PINZAS HEMOSTÁTICAS

PINZA HEMOSTÁTICA - ROCHESTER PEAN

Hemostatic forceps/ Pinça hemostática



Alemania

recta / straight / reta

IZHB0541	14 cm
IZHB0542	16 cm
IZHB0543	18 cm
IZHB0544	20 cm
IZHB0545	22 cm
IZHB0546	24 cm

curva / curved / curvada

IZHB0551	14 cm
IZHB0552	16 cm
IZHB0553	18 cm
IZHB0554	20 cm
IZHB0555	22 cm
IZHB0556	24 cm

Pakistán

recta / straight / reta

IP161014	14 cm
IP161016	16 cm
IP161018	18 cm
IP161020	20 cm
IP161022	22 cm
IP161024	24 cm

curva / curved / curvada

IP161114	14 cm
IP161116	16 cm
IP161118	18 cm
IP161120	20 cm
IP161122	22 cm
IP161124	24 cm

PINZA HEMOSTÁTICA - ROCHESTER-OCHESTER

Hemostatic forceps/ Pinça hemostática



Alemania

1x2 recta / straight / reta

IZHB0571	14 cm
IZHB0572	16 cm
IZHB0573	18 cm
IZHB0574	20 cm
IZHB0575	22 cm
IZHB0576	24 cm
IZHB0577	26 cm
IZHB0579	30 cm

1x2 curva / curved / curvada

IZHB0581	14 cm
IZHB0582	16 cm
IZHB0583	18 cm
IZHB0584	20 cm
IZHB0585	22 cm
IZHB0586	24 cm
IZHB0587	26 cm
IZHB0589	30 cm

Pakistán

1x2 recta / straight / reta

IP161214	14 cm
IP161216	16 cm
IP161218	18 cm
IP161220	20 cm
IP161222	22 cm
IP161224	44 cm

1x2 curva / curved / curvada

IP161314	14 cm
IP161316	16 cm
IP161318	18 cm
IP161320	20 cm
IP161322	22 cm
IP161324	24 cm

*8848: Altura del Everest

 **EVEREST** Tel. 90210 8848
tecnología veterinaria 3w.everest-tecnovet.com

PINZAS HEMOSTÁTICAS

PINZA HEMOSTÁTICA - ROCHESTER CARMALT

Hemostatic forceps/ Pinça hemostática




Alemania

recta / straight / reta
IZHB0591 16 cm

curva / curved / curvada
IZHB0595 16 cm

PINZA HEMOSTÁTICA - KELLY

Hemostatic forceps/ Pinça hemostática




Alemania

recta / straight / reta
IZHB0601 14,5 cm

curva / curved / curvada
IZHB0602 14,5 cm

PINZA HEMOSTÁTICA - ADSON

Hemostatic forceps/ Pinça hemostática



Alemania


recta / straight / reta
IZHB0640 18,5 cm

curva / curved / curvada
IZHB0641 18,5 cm

curva / curved / curvada
IZHB0642 BABY-ADSON 14 cm

PINZA HEMOSTÁTICA - CRILE

Hemostatic forceps/ Pinça hemostática



Alemania

recta / straight / reta
IZHB0605 14,5 cm


curva / curved / curvada
IZHB0606 14,5 cm

1x2 recta / straight / reta
IZHB0607 14,5 cm

1x2 curva / curved / curvada
IZHB0608 14,5 cm

PINZA HEMOSTÁTICA - CRILE RANKIN

Hemostatic forceps/ Pinça hemostática



Alemania

recta / straight / reta
IZHB0609 16 cm

curva / curved / curvada
IZHB0610 16 cm

PINZA HEMOSTÁTICA - DANDY

Hemostatic forceps/ Pinça hemostática



Alemania

sin dientes / without teeth / sem dentes
curva lateral / curved on side / curvada lateral

IZHB0615 14 cm

PINZAS HEMOSTÁTICAS

PINZA HEMOSTÁTICA - MIXTER

Hemostatic forceps/ Pinça hemostática



Alemania

IZHB0675	MIXTER- BABY	14 cm
IZHB0676		15,5 cm
IZHB0677		19 cm
IZHB0678		22 cm

PINZA HEMOSTÁTICA - KOCHER FINA

Hemostatic forceps/ Pinça hemostática



Alemania

1x2 recta / straight / reta		
IZHB0566		14 cm.
1x2 curva / curved / curvada		
IZHB0568		14 cm.

PINZA HEMOSTÁTICA - BENGOLEA

Hemostatic forceps/ Pinça hemostática



Alemania

recta / straight / reta		
IZ066720		20 cm
curva / curved / curvada		
IZ066820		20 cm

PINZA HEMOSTÁTICA - HEISS

Hemostatic forceps/ Pinça hemostática



Alemania

recta / straight / reta		
IZHB0644		20 cm
curva suave / soft curved / curva suave		
IZHB0645		20 cm
curva / curved / curvada		
IZHB0646		20 cm

TRATAMIENTO A MÁQUINA

El instrumental micro-quirúrgico puede tratarse a máquina sin problemas si se acomoda bien en los racks se emplea la técnica de lavado adecuada.

Las sondas y demás instrumental sensible deberá protegerse contra daños y golpes colocándolos en soportes o dispositivos de fijación especial.

Accesorios rotativos como brocas, fresas y piezas esmeriladoras son sólo parcialmente aptas para el lavado a máquina. En general deberá darse preferencia al tratamiento de inmersión en baño de ultrasonido.

El instrumental para tratamiento del canal radicular sólo se limpia a máquina si está bien colocado en los dispositivos especiales que lo sujeten. En caso contrario, es preferible el tratamiento en baño de ultrasonido.

PINZA PARA ESPINAS

Splinter forceps/ Pinça para espinhas



Alemania

recta, estriada / straight serrated / reta com serrilha

IZHB0443 10,5cm

PINZA PARA ESPINAS - FEILCHENFELD

Splinter forceps/ Pinça para espinhas



Alemania IZHB0473 11,2 cm

PINZA PARA PÓLIPOS Y VENDAJES - GROSS

Polypus and dressing forceps/ Pinça para pólipos e curativos



Alemania recta / straight / reta
IZHB0821 20 cm

curva / curved / curvada
IZHB0822 20 cm

PINZA DEPILATORIA - BEER

Cílica forceps/ Pinça para depilar



Alemania lisa / smooth / lisa
IZHB0491 8 cm

PINZA DEPILATORIA - LITTAUER

Cílica forceps/ Pinça para depilar



Alemania estriada / serrated / com serrilha
IZHB0493 8,5 cm

PINZA ESPECIAL - MODELO RUSSO

Special surgery forceps / Pinça especial para cirurgia



Alemania IZHB0413 15 cm

CLAMP PARA VASOS BABY-SATINSKY

Blood Vessel Clamps / Pinça vascular



Alemania IZHB4068 15cm

PINZA PORTA-ESPONJA FOERSTER

Sponge holding forceps / Pinça porta-esponja



Alemania


estrecha estriada
narrow serrated / fina com serrilha



recta / straight / reta
IZHB0893 25 cm




curva / curved / curvada
IZHB0894 25 cm



lisa / smoth / lisa

recta / straight / reta
IZHB0881 18 cm
IZHB0883 25 cm

curva / curved / curvada
IZHB0887 18 cm
IZHB0889 25 cm



estriada / serrated / com serrilha

recta / straight / reta
IZHB0884 18 cm
IZHB0886 25 cm

curva / curved / curvada
IZHB0890 18 cm
IZHB0892 25 cm



EVEREST
tecnología veterinaria

UltraScope

PINZA-CLAMP BRONQUIOS 90° - PRICE-THOMAS

Bronchus Clamp / Pinça grampo para Brônquios



Alemania IZHB4060 22cm

PINZA PREPARACIONES Y LIGADURAS - GEMINI

Dissecting-ligature forceps / Pinça para preparações-ligaduras



Alemania curva / curved / curvada
 IZ067214 14 cm
 IZ067218 18 cm
 IZ067223 23 cm

PINZA CLAMP BULLDOG- DIEFFENBACH

Bulldog Clamp/ Pinça Bulldog



Alemania recta / straight / reta
 IZHB0499 3,5 cm
 IZHB0500 5 cm
 IZHB0497 6 cm
 curva / curved / curvada
 IZHB0501 3,5 cm
 IZHB0502 5 cm
 IZHB0498 6 cm

PINZA HISTERECTOMIA - HEANEY BALLENTINE

Hysterectomy forceps / Pinça para Histerectomia



Alemania recta / straight / reta
 IZHB0713 21 cm
 curva / curved / curvada
 IZHB0712 21 cm

PINZA PARA COGER EL PULMÓN - NELSON

Lung grasping forceps / Pinça para pulmão



Alemania IZHB0417 23 cm

PINZA PARA CONDUCTOS BILIARES - LAHEY

Gall duct Clamps / Pinça para duto biliar



Alemania IZHB0692 19 cm



TRATAMIENTO CON ULTRASONIDO

El tratamiento con ultrasonido es especial y muy adecuado para limpiar el instrumental de acero inoxidable.

Un exceso de suciedad dentro de la cubeta influye negativamente en el resultado de la limpieza y favorece el veniente cambiar periódicamente la solución dependiendo de la frecuencia y condiciones de uso. Un cambio más frecuente de la solución podría ser más ventajoso.

En aquellas instalaciones de alto rendimiento, la duración del ultrasonido puede reducirse a unos 3 minutos con frecuencias de 35 kHz.

Utilice los productos adecuados cuando combine la desinfección con la limpieza, teniendo en cuenta las prescripciones de uso y los tiempos de activación.

Después del tratamiento con ultrasonidos, el instrumental tendrá que aclararse a fondo de forma manual o a máquina.

Para el aclarado final use agua corriente de calidad aceptable y su finalidad es eliminar los posibles restos de detergentes o desinfectantes. Para evitar las manchas de agua será mejor utilizar agua totalmente desalinizada.

A continuación seque el instrumental.

Se emplea:

– Como método auxiliar para apoyar al tratamiento mecánico en la limpieza manual.

– Para eliminar incrustaciones secas antes o después de la descontaminación a máquina.

– Para componentes especiales opcionales de sistemas de limpieza automáticos de cámaras múltiples

Para aprovechar al máximo el ultrasonido, observe las siguientes indicaciones automáticas de cámaras múltiples:

– Llene la cubeta para la inmersión como lo indique el fabricante.

– Añádale al agua el producto de limpieza adecuado, ya sea solo o combinado con desinfectante.

– Al utilizar productos desinfectantes y detergentes ajuste la concentración, la temperatura y el tiempo de acción siguiendo las indicaciones del fabricante.

– Recomendamos llenar la cubeta con agua caliente, ya que temperaturas superiores a los 40°C facilitan el desprendimiento de burbujas y garantizan así una limpieza más efectiva.

– Si utiliza correctamente el agente de limpieza apropiado, evitará que se coagulen las proteínas, incluso a altas temperaturas.

Si preparó el baño debidamente, no hay por qué cometer errores, basta con observar algunas normas generales:

– Asegúrese que el instrumental quede completamente cubierto con la solución de limpieza dentro del baño.

– Fíjese que los instrumentos articulados, como tijeras, etc. estén abiertos.

– Ponga el instrumental en bandejas de malla que no afecten al resultado de la operación con ultrasonidos (p. ej. jaulas de malla sin tapa).

– Coloque el instrumental voluminoso como manoplas de plomo y bandejas riñoneras verticalmente o encima del instrumental más plano para que no queden zonas en la sombra, o sea

zonas donde no llegue el sonido.

– No sobrecargue las bandejas de malla.

– Renueve el baño de ultrasonido diariamente.

Almacene el **instrumental micro quirúrgico** en recipientes o estuches con sujeciones especiales para evitar dañarlo.

Con el fin de evitar que se deterioren las superficies y las costuras soldadas de los **instrumentos dentales**, no añada al baño de ultrasonido ningún agente limpiador ácido para cemento.

No someta las piezas de mano rectas o acodadas y las turbinas al baño de ultrasonido.

Después del aclarado corto con agua y el posterior secado inmediato, trate los **instrumentos dentales rotatorios** con un producto anticorrosivo que no afecte a la esterilización.

Los **espejos bucales** pueden dañarse en el baño de ultrasonido.

Nunca trate los **componentes de sistemas motorizados** en el baño de ultrasonido, excepto las herramientas sencillas y accesorios.

Solamente trate y prepare en baño de ultrasonido los **componentes del instrumental MIC y de endoscopios rígidos** apropiados para él de acuerdo con las indicaciones de los fabricantes (p. ej. no trate así a los componentes ópticos).

El instrumental MIC y los endoscopios rígidos utilizados en la cirugía de alta frecuencia a menudo tienen residuos excesivos de coagulación, resistentes a la limpieza. **Retírelos de inmediato de la circulación, ya que no está garantizado su correcto funcionamiento.**

No limpie los **endoscopios flexibles** en el baño de ultrasonido, pero sus accesorios (válvulas, tapas, anillos mordientes, pinzas) sí podrán limpiarse en este baño.

El tratamiento con ultrasonido no es el apropiado para **instrumental elástico**, ya que el ultrasonido no reacciona ante superficies elásticas.

Tampoco limpie las **piezas de sistemas respiratorios** en el baño de ultrasonido.



TIJERA PARA CIRUGÍA - STANDARD

Operating Scissors / Tesoura cirúrgica



Alemania

recta / straight / reta

R/R B/B

IZHB1701	10,5 cm
IZHB1702	11,5 cm
IZHB1703	13 cm
IZHB1704	14 cm
IZHB1705	15,5 cm
IZHB1706	16,5 cm
IZHB1708	18,5 cm
IZHB1709	20 cm



A/R S/B

IZHB1711	10,5 cm
IZHB1712	11,5 cm
IZHB1713	13 cm
IZHB1714	14 cm
IZHB1715	15,5 cm
IZHB1716	16,5 cm
IZHB1718	18,5 cm
IZHB1719	20 cm



A/A S/S

IZHB1721	10,5 cm
IZHB1722	11,5 cm
IZHB1723	13 cm
IZHB1724	14 cm
IZHB1725	15,5 cm
IZHB1726	16,5 cm
IZHB1728	18,5 cm
IZHB1729	20 cm



Alemania

curva / curved / curvada

R/R B/B

IZHB1731	10,5 cm
IZHB1732	11,5 cm
IZHB1733	13 cm
IZHB1734	14 cm
IZHB1735	15,5 cm
IZHB1736	16,5 cm
IZHB1738	18,5 cm
IZHB1739	20 cm



A/R S/B

IZHB1741	10,5 cm
IZHB1742	11,5 cm
IZHB1743	13 cm
IZHB1744	14 cm
IZHB1745	15,5 cm
IZHB1746	16,5 cm
IZHB1748	18,5 cm
IZHB1749	20 cm



A/A S/S

IZHB1751	10,5 cm
IZHB1752	11,5 cm
IZHB1753	13 cm
IZHB1754	14 cm
IZHB1755	15,5 cm
IZHB1756	16,5 cm
IZHB1758	18,5 cm
IZHB1759	20 cm



Pakistán

recta / straight / reta

R/R B/B

IP030214	14 cm
----------	-------

A/R S/B

IP030614	14 cm
----------	-------

A/A S/S

IP030414	14 cm
----------	-------

curva / curved / curvada

R/R B/B

IP030314	14 cm
----------	-------

A/R S/B

IP030714	14 cm
----------	-------

A/A S/S

IP030514	14 cm
----------	-------

TIJERA PARA CIRUGÍA - STANDARD TC

Operating Scissors / Tesoura cirúrgica



Alemania

recta / straight / reta

R/R B/B

IZHB2260	14,5 cm
----------	---------

A/R S/B

IZHB2261	14,5 cm
----------	---------

A/A S/S

IZHB2262	14,5 cm
----------	---------

curva / curved / curvada

R/R B/B

IZHB2263	14,5 cm
----------	---------

A/R S/B

IZHB2264	14,5 cm
----------	---------

A/A S/S

IZHB2265	14,5 cm
----------	---------

TIJERA PARA CIRUGÍA - MAYO

Operating Scissors / Tesoura cirúrgica



Alemania

recta / straight / reta

IZHB1791	14,5 cm
IZHB1792	15 cm
IZHB1793	17 cm
IZHB1794	23 cm

curva / curved / curvada

IZHB1796	14,5 cm
IZHB1797	15 cm
IZHB1798	17 cm
IZHB1799	23 cm

Pakistán

recta / straight / reta

IP035014	14 cm
IP035017	17 cm

curva / curved / curvada

IP035114	14 cm
IP035117	17 cm



SUPERCUT

Alemania

recta / straight / reta

IZ1791SC	14,5 cm
IZ1793SC	14,5 cm

curva / curved / curvada

IZ1796SC	14,5 cm
IZ1798SC	14,5 cm



TIJERA PARA CIRUGÍA - MAYO TC

Operating Scissors / Tesoura cirúrgica



Alemania

recta / straight / reta

IZHB2270	14,5 cm
IZHB2271	17 cm

curva / curved / curvada

IZHB2272	14,5 cm
IZHB2273	17 cm

TIJERA PARA CIRUGÍA - MAYO LEXER

Operating Scissors / Tesoura cirúrgica



Alemania

BABY LEXER

recta / straight / reta

IZHB1819	10 cm
----------	-------

curva / curved / curvada

IZHB1820	10 cm
----------	-------



Alemania

MAYO LEXER

recta / straight / reta

IZHB1817	16 cm
----------	-------

curva / curved / curvada

IZHB1818	16 cm
----------	-------

SUPERCUT

recta / straight / reta

IZ1817SC	16 cm
----------	-------

curva / curved / curvada

IZ1818SC	16 cm
----------	-------

ESTERILIZACIÓN

CONOZCA NUESTRO
CATALOGO DE ESTERILIZACIÓN.



EVEREST
tecnología veterinaria

**CALOR SECO, VAPOR,
ENVASADO, ALMACENAMIENTO
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.**

www.everest-tecnovet.com

TIJERA PARA CIRUGÍA - METZEMBAUM

Operating Scissors / Tesoura cirúrgica



Alemania

R/R B/B

recta / straight / reta

IZHB1821	14'5 cm
IZHB1822	18 cm
IZHB1823	20 cm
IZHB1824	23 cm
IZHB1825	25 cm
IZHB1826	28 cm
IZHB1827	30 cm



A/R S/B

IZHB1831	14'5 cm
IZHB1832	18 cm
IZHB1833	20 cm
IZHB1834	23 cm
IZHB1835	25 cm
IZHB1836	28 cm
IZHB1837	30 cm



A/A S/S

IZHB1841	14'5 cm
IZHB1842	18 cm
IZHB1843	20 cm
IZHB1844	23 cm
IZHB1845	25 cm
IZHB1846	28 cm
IZHB1847	30 cm



SUPERCUT



Alemania

recta / straight / reta

IZ1821SC	14,5 cm
IZ1822SC	18 cm

curva / curved / curvada

IZ1851SC	14'5 cm
IZ1852SC	18 cm

Alemania

curva / curved / curvada

R/R B/B

IZHB1851	14'5 cm
IZHB1852	18 cm
IZHB1853	20 cm
IZHB1854	23 cm
IZHB1855	25 cm
IZHB1856	28 cm
IZHB1857	30 cm



A/R S/B

IZHB1861	14'5 cm
IZHB1862	18 cm
IZHB1863	20 cm
IZHB1864	23 cm
IZHB1865	25 cm
IZHB1866	28 cm
IZHB1867	30 cm



A/A S/S

IZHB1871	14'5 cm
IZHB1872	18 cm
IZHB1873	20 cm
IZHB1874	23 cm
IZHB1875	25 cm
IZHB1876	28 cm
IZHB1877	30 cm



Pakistán

recta / straight / reta

IP043214	14 cm
IP043218	18 cm

R/R B/B

curva / curved / curvada

IP043314	14 cm
IP043318	18 cm

TIJERA PARA CIRUGÍA - METZEMBAUM TC

Operating Scissors / Tesoura cirúrgica



Alemania

curva / curved / curvada

IZHB2284	14'5 cm
IZHB2285	18 cm
IZHB2286	20 cm

recta / straight / reta

IZHB2280	14'5 cm
IZHB2281	18 cm
IZHB2282	20 cm

TENEMOS TODO EL INSTRUMENTAL SUPERCUT

Tijeras con cortante de
carburo de tungsteno

CONSULTE!

TIJERA SUPERCUT - METZEMBAUM

Supercut Scissors / Tesoura Supercut



Alemania

recta / straight / reta

IZHB2280SC	14,5 cm
IZHB2281SC	18 cm
IZHB2282SC	20 cm
IZHB2283SC	23 cm



curva / curved / curvada

IZHB2284SC	14,5 cm
IZHB2285SC	18 cm
IZHB2286SC	20 cm
IZHB2287SC	23 cm

METZEMBAUM FINO

Supercut Scissors / Tesoura Supercut



Alemania

recta / straight / reta

IZHB2280FSC	14,5 cm
IZHB2281FSC	18 cm
IZHB2282FSC	20 cm
IZHB2283FSC	23 cm



curva / curved / curvada

IZHB2284FSC	14,5 cm
IZHB2285FSC	18 cm
IZHB2286FSC	20 cm
IZHB2287FSC	23 cm

TIJERA PARA CIRUGÍA - METZEMBAUM FINO

Operating Scissors / Tesoura cirúrgica



Alemania

recta / straight / reta

IZHB1880	14'5 cm
IZHB1882	18 cm

curva / curved / curvada

IZHB1884	14'5 cm
IZHB1886	18 cm

TIJERA PARA CIRUGÍA - METZEMBAUM FINO TC

Operating Scissors / Tesoura cirúrgica



Alemania

recta / straight / reta

IZHB2280F	14'5 cm
-----------	---------

curva / curved / curvada

IZHB2284F	14'5 cm
-----------	---------

IZ1889SC	strabismus
----------	------------

TIJERA PARA CIRUGÍA FINA - JOSEPH

Operating Scissors delicate/ Tesoura cirúrgica fina



Alemania

recta / straight / reta

IZHB1916	14,5 cm
----------	---------

curva / curved / curvada


IZHB1917	14,5 cm
----------	---------

TIJERA VASCULAR - POTTS SMITH

Vascular Scissors / Tesoura vascular



Alemania	IZ192201	25°	19 cm
	IZ192202	40°	19 cm
	IZ192203	60°	19 cm



TIJERA PARA SUTURAS - LITTAUER

Suture Scissors / Tesoura para suturas



Alemania	IZHB1947	14 cm
Pakistán	IP140614	14 cm

TIJERA PARA SUTURAS - SPENCER

Suture Scissors / Tesoura para suturas



Alemania	recta / straight / reta		
	IZHB1948	9 cm	
	IZHB1949	10,5 cm	
	IZHB1950	12 cm	
	curva / curved / curvada		
	IZHB1948G	9 cm	
	IZHB1950G	12 cm	
Pakistán	recta / straight / reta		
	IP140609	9 cm	

TIJERA PARA VENDAJES - LISTER

Bandage Scissors / Tesoura para bandagem



Alemania	IZHB1977	9 cm
	IZHB1978	11 cm
	IZHB1979	14 cm
	IZHB1979-16	16 cm
	IZHB1980	18 cm
	IZHB1981	20 cm
Pakistán	IP402514	14 cm
	IP402518	18 cm
	IP402520	20 cm

TIJERA PARA VENDAJES - EXCENTRIC

Bandage Scissors / Tesoura para bandagem



Alemania	IZHB1989-16	16 cm
	IZHB1989-19	19 cm

TIJERA PARA VENDAJES - LISTER

Bandage Scissors / Tesoura para bandagem

MANGO NEGRO
HANDLE BLACK / ALÇA PRETA



Alemania	IZHB1986S	18 cm
	IZHB1987S	15 cm

PORTA AGUJAS - DERF


Needle holders - Porta-agulhas



Alemania IZHB2305 13 cm

PORTA AGUJAS - DERF TC

Needle holders - Porta-agulhas



Alemania IZHB2192 0,4 mm 12,5 cm

INNOVAMOS PARA TI

UN MUEBLE,
MÚLTIPLES USOS

Diseñado, registrado y patentado por:



EL MUEBLE TÉCNICO
PERSONALIZABLE,
COMBINABLE Y
MULTIFUNCIONAL.



PORTA AGUJAS - HALSEY

Needle holders - Porta-agulhas



Alemania estriada / serrated / com serrilha
IZHB2310 13 cm

lisa / smooth / lisa
IZHB2311 13 cm

PORTA AGUJAS - HALSEY TC

Needle holders - Porta-agulhas



Alemania estriada / serrated / com serrilha
IZHB2225 13 cm 0,4 mm

lisa / smooth / lisa
IZHB2226 13 cm

PORTA AGUJAS - MAYO HEGAR

Needle holders - Porta-agulhas



boca con ranura / grooved jaws / boca com ranhura

Alemania

recta / straight / reta

IZHB2330	14 cm
IZHB2331	16 cm
IZHB2332	18 cm
IZHB2333	20 cm

curva / curved / curvada

IZHB2341	
IZHB2342	
IZHB2343	

Pakistán

IP101815	15 cm
IP101818	18 cm

Alemania

modelo delgado / slender pattern / modelo fino

recta / straight / reta

IZHB2351	16 cm
IZHB2352	18 cm
IZHB2353	20 cm

PORTA AGUJAS - MAYO HEGAR TC

Needle holders - Porta-agulhas



Alemania

recta / straight / reta

IZHB2200	14cm	0,5mm
IZHB2201	16cm	0,5mm
IZHB2202	18cm	0,5mm
IZHB2203	20cm	0,5mm
IZHB2204	23cm	0,5mm
IZHB2205	26cm	0,5mm

curva / curved / curvada

IZHB2202G	18cm	0,5mm
IZHB2203G	20cm	0,5mm
IZHB2204G	23cm	0,5mm
IZHB2205G	26cm	0,5mm

PORTA AGUJAS - GILLIES

Needle holders - Porta-agulhas



boca con ranura / grooved jaws / boca com ranhura

Alemania

IZHB2354 16 cm



PORTA AGUJAS - GILLIES TC

Needle holders - Porta-agulhas



Alemania

GILLIES-BABY TC

IZHB2253-11 11 cm 0,3 mm

GILLIES TC

IZHB2253-16 16 cm 0,5 mm

PORTA AGUJAS - OLSEN HEGAR

Needle holders - Porta-agulhas



Alemania

con tijera / with scissor / com tesoura

IZHB2357	14 cm
IZHB2358	16 cm
IZHB2359	18 cm

PORTA AGUJAS - OLSEN HEGAR TC

Needle holders - Porta-agulhas



Alemania

con tijera / with scissor / com tesoura

OLSEN HEGAR TC

IZHB2208	14 cm	0,4 mm
IZHB2209	16 cm	0,4 mm
IZHB2210	18 cm	0,5 mm

BABY OLSEN HEGAR TC


estriada / serrated / com serrilha

IZHB2247	11,5 cm	0,3 mm
IZHB2248	11,5 cm	

lisa / smooth / lisa

PORTA AGUJAS - CRILE WOOD

Needle holders - Porta-agulhas




Alemania

IZHB2360	15 cm
IZHB2361	18 cm
IZHB2362	20 cm
IZHB2363	23 cm

PORTA AGUJAS - CRILE WOOD TC

Needle holders - Porta-agulhas



Alemania

IZHB2215	15 cm	0,4 mm
IZHB2216	18 cm	0,4 mm
IZHB2217	20 cm	0,4 mm
IZHB2218	23 cm	0,4 mm
IZHB2228	26 cm	0,4 mm
IZHB2229	30 cm	0,4 mm

PORTA AGUJAS WEBSTER

Needle holders / Porta-agulhas



Alemania

lisa / smooth / lisa

IZHB2312	13 cm
----------	-------

PORTA AGUJAS - MATHIEU

Needle holders - Porta-agulhas



Alemania

IZHB2387	14 cm
IZHB2388	17 cm
IZHB2389	20 cm

boca con ranura / grooved jaws / boca com ranhura

IZHB2392	14 cm
IZHB2393	17 cm
IZHB2394	20 cm

Pakistán

IP112015	15 cm
IP112018	18 cm

PORTA AGUJAS - MATHIEU TC

Needle holders - Porta-agulhas



Alemania

IZHB2222	0,5mm	14 cm
IZHB2223	0,5mm	17 cm
IZHB2224	0,5mm	20 cm

PORTA AGUJAS - FRENCH MATHIEU TC

Needle holders - Porta-agulhas



Alemania

estecho / narrow / estreito



IZHB2234	0,5mm	14 cm
IZHB2235	0,5mm	17 cm
IZHB2236	0,5mm	20 cm

PORTA AGUJAS - FRENCH (RYDER) TC

Needle holders - Porta-agulhas



Alemania



IZHB2113	1,2 mm	13 cm
IZHB2114	1,4 mm	14,5 cm

PINZA PARA AGRAFES - COLLIN

Clip applying forceps - Pinça para grampos




Alemania

IZHB2515	13 cm
----------	-------

CÁNULA DE ASPIRACIÓN - FRAZIER

Suction tube - Tubo de aspiração




45°

Alemania

IZ267006	18 cm	110 mm	ø 2 mm	CH 6
IZ267008	18 cm	110 mm	ø 2,5 mm	CH 8
IZ267010	18 cm	110 mm	ø 3,5 mm	CH10
IZ267012	18 cm	110 mm	ø 4 mm	CH 12
IZ267015	18 cm	110 mm	ø 5 mm	CH 15

PINZA PARA INTRODUCIR CATÉTERES - MAGILL

Catheter introducing forceps / Pinça para introduzir catéteres



Para párvulos / pediatric size / tamanho pediátrico

IZHB2689 15 cm

Para niños / for children / para crianças


IZHB2690 20 cm

Para adultos / for adults / para adultos

IZHB2691 25 cm

CÁNULA DE ASPIRACIÓN - POOLE

Suction tube - Tubo de aspiração



Alemania

recta / straight / reta

IZHB2681 22 cm ø 10 mm CH 30


curva / curved / curvada

IZHB2682 22 cm ø 8 mm CH 24



BARCELONA DESIGN

atlas



La mesa que todos intentan copiar.
¡ NO ACEPTE IMITACIONES !

Después de más de 10 años comercializando la mesa Atlas, con pequeñas variaciones técnicas a lo largo de este tiempo, Everest da un nuevo paso adelante y presenta un cambio importante en la serie ATLAS, que tan buena acogida ha tenido a lo largo de estos años con más de 700 unidades vendidas, y con muchos intentos de plagio de otras compañías.

NUEVA BASE CON RUEDAS

Más ergonómica y práctica que nunca!



ESTILETE

Probe / Estiletes



Alemania	IZ271514	14,5 cm	ø 1,5 mm
	IZHB2714	14,5 cm	ø 2 mm

Pakistán	IP090514	14 cm
----------	----------	-------

SONDA ACANALADA

Dissection director / sonda sulcada



Alemania	IZHB2763	13 cm
	IZHB2764	14,5 cm
	IZHB2766	16 cm

Pakistán	IP091514	14 cm
----------	----------	-------

TUTORIALES EVEREST

En EVEREST estamos en constante movimiento desarrollando nuevos productos. Trabajamos para crear lo mejor para el sector veterinario y ahora, te lo explicamos todo paso a paso.

Nuestro canal: 
EVEREST
tecnovet

SEPARADOR - CUSHING

Retractor / Afastador



Alemania

IZ292010	20 cm	10 mm
IZ292014	20 cm	14 mm
IZ292018	20 cm	18 mm

SEPARADOR - KOCHER

Retractor / Afastador



Alemania

IZ311801	25 cm	80 x 45 mm
IZ311802	25 cm	80 x 55 mm

SEPARADOR - DEAVER

Retractor / Afastador



Alemania

IZHB3128	30 cm	50 mm
----------	-------	-------

Otras medidas consultar.

SEPARADOR - VOLKMANN

Retractor / Afastador



Alemania

agudo / sharp / agudo

IZHB3001	23 cm	1 garfio
IZHB3002	23 cm	2 garfio
IZHB3003	23 cm	3 garfio

romo / blunt / rombo

IZHB3011	23 cm	1 garfio
IZHB3012	23 cm	2 garfios
IZHB3013	23 cm	3 garfios

agudo / sharp / agudo

IZHB3021	21,5 cm	1 garfio
IZHB3022	21,5 cm	2 garfio
IZHB3023	21,5 cm	3 garfio

romo / blunt / rombo

IZHB3031	21,5 cm	1 garfio
IZHB3032	21,5 cm	2 garfio
IZHB3033	21,5 cm	3 garfio



Pakistán

agudo / sharp / agudo

IP223604	22 cm	4 garfios
----------	-------	-----------

romo / blunt / rombo

IP223704	22 cm	4 garfios
----------	-------	-----------

SEPARADORES

SEPARADOR - SENN MILLER

Retractor / Afastador



Alemania

agudo / sharp / agudo

IZHB3155 16cm

romo / blunt / rombo

IZHB3156 16cm

Pakistán

agudo / sharp / agudo

IP200509

romo / blunt / rombo

IP200508

SEPARADOR - COLLIN

Retractor / Afastador



2 uds.

25x12 mm / 20x12 mm
30x16 mm / 35x16 mm



Alemania

IZHB3162

15 cm

SEPARADOR - FARABEUF

Retractor / Afastador



2 uds.

30x10mm / 28x10mm
32x13mm/34x13mm



Alemania

IZHB3160

12 cm pequeño



2 uds.

28x16mm/24x16mm
28x16mm/32x16mm



Alemania

IZHB3161

15 cm grande

Pakistán

IP221012

2 uds. 12cm

IP221015

2 uds. 15cm

SEPARADOR - RICARD

Retractor / Afastador



apertura:
280 mm
valvas laterales:
72 x 85 mm
valva central:
80 x 90 mm

Alemania IZ330528

SEPARADOR - ROUX

Retractor / Afastador



Alemania IZHB3170-00 3 uds. juego / set / kit

HB3171	14 cm - 24 x 20 mm / 30 x 28 mm
HB3172	15 cm - 29 x 26 mm / 36 x 36 mm
HB3173	17 cm - 33 x 29 mm / 38 x 43 mm

SEPARADOR - FINOCHETTO

Retractor / Afastador



Alemania Finocchetto-Baby
IZHB3900 a: 19 x b: 20 x c: 75 mm
IZHB3901 a: 40 x b: 45 x c: 165 mm
IZHB3902 a: 45 x b: 65 x c: 200 mm
IZHB3903 a: 65 x b: 65 x c: 250 mm

Pakistán IP245501 peq.ap.valva 13cm.long.val

Alemania De Aluminio / from Aluminium / de Aluminio

IZHB3881 BABY-HAIGHT a:31 b:31 c:80 mm
IZHB3882-01 a:30 b:45 c:140 mm
IZHB3882-02 a:40 b:62 c:175 mm
IZHB3882-03 a:60 b:65 c:175 mm



SEPARADOR - HOLTZHEIMER

Retractor / Afastador



Alemania

agudo / sharp / agudo

IZ317901 10 cm

romo / blunt / rombo

IZ317902 10 cm

SEPARADOR - DE BAKEY

Retractor / Afastador



Alemania

IZHB3348 10 cm

IZHB3349 14,5 cm

SEPARADOR - WEITLANER-LOKTITE

Retractor / Afastador



Alemania

agudo / sharp / agudo

IZHB3181 10,5 cm 3x2

romo / blunt / rombo

IZHB3191 10,5 cm 3x2

agudo / sharp / agudo

IZHB3183 13 cm 3x4

IZHB3186 16,5 cm 3x4

romo / blunt / rombo

IZHB3193 13 cm 3x4

IZHB3196 16,5 cm 3x4

Pakistán

romo / blunt / rombo

IP242215 16 cm

SEPARADOR - GELPI LOKTITE

Retractor / Afastador



Alemania

IZHB3345-09 9 cm

IZHB3345-11 11,5 cm



IZHB3345-14 14 cm

IZHB3345-18 18 cm



con bolas / with balls/ com bolas

IZHB3346-18 18 cm

SEPARADOR - GOSSET

Retractor / Afastador



apertura: 100 mm
valvas laterales: 30 x 40 mm

Alemania

IZHB3315

Pakistán

IP245502

apertura: 130 mm



apertura: 100 mm
valvas laterales: 30 x 40 mm

Alemania

IZHB3316



apertura: 140 mm
valvas laterales: 35 x 63 mm

Alemania

IZHB3317



apertura: 160 mm
valvas laterales: 35 x 63 mm
valva central: 56 x 60 mm

Alemania

IZHB3318

SEPARADOR - BALFOUR

Retractor / Afastador



abertura hoja: 90 mm
valvas laterales: 26 x 38 mm
valva central: 25 x 23 mm

Alemania

IZHB3320

BALFOUR-BABY



abertura hoja: 180 mm
valvas laterales: 35 x 70 mm
valva central: 45 x 80 mm

Alemania

IZHB3321

PINZA PARA COGER TEJIDOS - ALLIS

Tissue Grasping Forceps / Pinça para Tecidos



Alemania

3x4



IZHB4301-12	BABY	12 cm.
IZHB4308		15 cm.

4x5



IZHB4301-13	BABY	13 cm
IZHB4301-14	BABY	14 cm
IZHB4300		15 cm

5x6



IZHB4302		15 cm
IZHB4303		19 cm
IZHB4313		22 cm
IZHB4304		25 cm

Pakistán

IP500216		15 cm
----------	--	-------

PINZA PARA COGER TEJIDOS - THOMS-ALLIS

Tissue Grasping Forceps / Pinça para Tecidos



Alemania

IZHB4310		20cm.
----------	--	-------

PINZA PARA COGER TEJIDOS - ALLIS

Tissue Grasping Forceps / Pinça para Tecidos




Alemania

atraumatica / atraumatic

IZHB4315-15	15,5 cm
IZHB4315-20	20 cm
IZHB4315-22	22 cm
IZHB4315-25	25 cm

PINZA PARA COGER TEJIDOS - BABCOCK

Tissue Grasping Forceps / Pinça para Tecidos



Alemania

IZHB4319	BABY	14 cm
----------	------	-------

IZHB4320	16 cm
IZHB4322	20 cm
IZHB4323	24 cm

atraumatica / atraumatic

IZHB4324-16	16 cm
IZHB4324-21	21 cm

EL ÚNICO MUEBLE TÉCNICO PERSONALIZABLE, COMBINABLE Y MULTIFUINCIONAL



Technical Furniture
CHAMONIX

UN MUEBLE, MÚLTIPLES USOS.

PINZA CLAMP INTESTINAL - DOYEN

Intestinal Clamp Forceps / Pinça Intestinal



Alemania

atraumatica / atraumatic

recta / straight / reta

IZHB4430-13	13 cm
IZHB4430-16	16 cm
IZ443018	18 cm

curva / curved / curvada

IZHB4431-13	13 cm
IZHB4431-16	16 cm
IZ443118	18 cm

traumatica / traumatic

recta / straight / reta

IZHB4399	17 cm
IZHB4401	21 cm
IZHB4402	23 cm

curva / curved / curvada

IZHB4400	17 cm
IZHB4403	21 cm
IZHB4404	23 cm

PINZA CLAMP INTESTINAL - KOCHER

Intestinal Clamp Forceps / Pinça Intestinal



atraumatica / atraumatic

recta / straight / reta

Alemania

IZHB4434-22	22 cm
IZHB4434-25	25 cm
IZHB4434-28	28 cm

curva / curved / curvada

IZHB4435-22	22 cm
IZHB4435-25	25 cm
IZHB4435-28	28 cm

Pakistán

recta / straight / reta

IP502223	23 cm
IP502227	27 cm

curva / curved / curvada

IP502323	23 cm
IP502327	27 cm

PINZA CLAMP INTESTINAL MAYO-ROBSON

Intestinal Clamp Forceps / Pinça Intestinal



Alemania

recta / straight / reta

IZHB4406	23 cm
IZHB4407	25 cm

curva / curved / curvada

IZHB4409	23 cm
IZHB4410	25 cm

asistencia técnica
EVEREST



PINZA PARA PÓLIPOS HARTMANN

Ear Polypus Forceps / Pinça para Pólipos



HARTMANN-WULLSTEIN

IZHB6401-08 8 cm 2,4 x 1,6 x 7 mm

IZHB6401-14 14 cm 2,4 x 1,6 x 7 mm

IZHB6401-16 16 cm 2,4 x 1,6 x 7 mm

IZ640114 14 cm boca: 2,4 x 1,6 x 7 mm

HARTMANN-NOYES

IP623143 140 mm

IP623144 85 mm

IE426114 14 cm

PINZA NASAL Y AURICULAR - TROELTSCH (WILDE)

Nasal and ear dressing forceps / Pinça para nariz e ouvidos



Alemania IZHB5556 15 cm

POLIPÓTOMO NASAL KRAUSE-VOSS

Nasal Polypus Snares / Polipotomo Nasal



IZHB5531 26 cm

GANCHO AURICULAR - LUCAE

Ear hook / Gancho para ouvido



Alemania IZHB622000 14 cm

GANCHO PARA TRÁQUEA - ITERSON

Trachea Retractors / Gancho para tráquea



Alemania agudo / sharp / agudo

IZ411201 16 cm

romo / blunt / rombo

IZ411202 16 cm

ALAMBRE DE ACERO PARA POLIPÓTOMO

Snare wires, cut (12 pieces) / Fio de Aço para Polipotomo



IZHB6018 100 mm 0'3 mm
12 piezas / 12 pieces / 12 peças

PINZA TIRA LENGUA - COLLIN

Tongue Holding Forceps / Pinça Tira Língua



Alemania IZHB5900 17 cm

Pakistán IP458117 17 cm

PINZA TIRA LENGUA - YOUNG

Tongue Holding Forceps / Pinça Tira Língua



Alemania IZHB5907 16 cm

Pakistán IP458216 16 cm

IZHB5907-02
Par de gomas de recambio 16 cm

LA INFUSIÓN PERFECTA

NIKI V4

La bomba compacta
más vendida en veterinaria



MÁS DE
1000
UNIDADES
VENDIDAS

BOMBA DE INFUSIÓN

NIKI V4

Muy fácil manejo.

Programable de
0,1ml/h a 999 ml/h.

CALENTADOR DE SUERO

TEMPCARE

Diseñado para uso
veterinario.

Acerca la temperatura
de los sueros a la
temperatura corporal
de los animales.

**Sólo EVEREST garantiza:
SERVICIO TÉCNICO NIKI V4**

ABREBOCAS VETERINARIO

Gag grays modified mouth / Abre bocas



IV003659	pequeño	7,5 cm
IV003660	mediano	10,5 cm
IV003661	grande	14 cm

ABREBOCAS CONEJO

Rabbit Mouth Gag / Abre-bocas Coelho



IE270983

ABREBOCAS HURÓN

Rodent Mouth Gag / Abre-bocas Roedores



IV003658

ABREBOCAS / ESPÉCULO PARA PÁJAROS

Bird Mouth Gag / Abra-bocas para pássaros



IV003640	pequeño	Periquito
IV003641	mediano	Loro gris
IV003642	grande	Guacamayo

DILATADOR DE MEJILLAS

Pouch Dilators / Afastador de bochechas



IE270985	pequeño
IE270986	grande

ALICATE CORTA UÑAS - GUILLOTINA

Nail Clipper / Alicate cota unhas



AV010001 pequeño

ALICTE CORTA UÑAS CON MUELLE



AP010001 14 cm

TIJERA CORTA UÑAS DE GATO

Cat nail scissor / tesoura de unha para gato



AP010002 7,5 cm

CORTADOR DE ANILLAS - PÁJAROS

Ring cutter (birds) / Cortador de aros (pássaros)



Pakistán IPOJ391Q 10 cm

CIZALLA PARA CORTAR ALAMBRE - UNIVERSAL

Wire cutting scissors / Tesoura para cortar arame



Alemania IZHB1952 12 cm

PLEXÍMETRO VETERINARIO

Pleximeter / Plexímetro



IP440000 "U"
IP443001 "S" 10 cm

ESPÉCULO VAGINAL - COTTLE

Vaginal speculum / Espéculo vaginal



sin tornillo de fijación /
without fixing screw / sem parafuso de fixação

IZ551390 90 mm ø 10 - 8 mm
otras medidas consultar.

ESPÉCULO VAGINAL - KILLIAN

Vaginal speculum / Espéculo vaginal



con tornillo de fijación /
with fixing screw / com parafuso de fixação

Pakistán

IP660801	35 mm
IP660807	75 mm
IP660808	45 mm
IP660809	90 mm

Alemania

HB5515	Killian - 13 cm	51 mm
HB5516		64 mm
HB5517		76 mm
HB5518		90 mm

PINZA PARA CUELLO DE UTERO - GANCHO - EMMET

Uterine Polypus Forceps / Pinça para colo do útero



IZ498001 22cm

OVARIOTOMO PARA CASTRACIÓN DE GATAS

Hook for castration of cats / Gancho para castração de gatas



gancho abotonado/
buttoned hook / gancho abotoado

Pakistán IP204616 14 cm




gancho plano / flat hook / gancho plano

Pakistán IP204516 20 cm

TRÉPANOS CUTÁNEOS - KEYES SET

Dermal punches / Trépano cutâneo



Completo, con 6 puntas intercambiables
Complete, with 6 interchangeable tips
Completo, com 6 pontas intercambiáveis

Alemania IZHB0930

GANCHOS PARA PIEL - KLEINERT-KUTZ

Skin hook / Gancho para pele



Alemania IZHB95703 3 mm 15 cm.

GANCHO PARA NERVIOS - CUSHING

Nerve Hook / Gancho para nervo



romo / blunt / rombo

Alemania IZHB142119 6 mm 19 cm.

GANCHO PARA NERVIOS - SMITHWICK

Nerve Hook / Gancho para nervo



Alemania IZ142317 17 cm.

GANCHO AURICULAR - LUCAE

Ear hook / Gancho para ouvido



Alemania IZHB622000 14 cm.

SEPARADORES DE RAÍZ DE NERVIOS - SCOVILLE

Nerve root retractor / separador de raíz do nervo



recto / straight / reto

Alemania IZ141602 20 cm 7 mm.

SEPARADOR DE RAÍZ DE NERVIOS - LOVE

Nerve root retractors / separador de raíz do nervo



Alemania IZHB141501 21 cm.


Te ayudamos a cuidarlos.




EVEREST
tecnología veterinaria

IMPERDIBLE - MAYO

Safety pins / Alfilerete para instrumentos



Alemania

IZHB9100-01

14 cm

GONIÓMETRO DE MÖLTGEN - PLEGABLE

Goniometer (Flexometer) / Goniômetro



Para medir desviaciones de rodilla.

Alemania

IZHB0059

IM443810

REGLA MÉTRICA DE METAL GRADUADA

Metal rule graduated / Régua metálica graduada



Alemania

IZHB0070

ACEITE EN SPRAY PARA CUIDADO INSTRUMENTAL

Oil spray for instrumental care /
Óleo spray para cuidado instrumental




Los instrumentos articulados para su cuidado, deben de ser tratados con aceite de parafina. De esta forma se puede evitar el rozamiento de metal con metal. Esto mantiene el buen movimiento de las piezas. También se puede evitar la corrosión causada por el rozamiento.

Instruments with joint or boxlock have to be treated with a care products on the basis of paraffin oil. This prevents friction of metal on metal and enables a smooth handling of the instruments. Corrosion caused through friction can thus be avoided in this way.

Os instrumentos articulados devem ser tratados com óleo de parafina. Desta forma pode-se evitar o atrito de metal com metal. Isso mantém o bom movimento da peça. Também, é possível prevenir a corrosão causada pelo atrito.

IZHB9109





Si no encuentra el
producto que busca,
consúltenos.



Trabajamos con todo
el catálogo de HEBU.

A

Abrebocas Conejo	38
Abrebocas / Espéculo Para Pájaros	38
Abrebocas Hurón	38
Abrebocas Veterinario	38
Aceite En Spray Para Cuidado Instrumental	42
Alambre De Acero Para Polipótomo	37
Alicate Corta Uñas - Guillotina	39
Alicate Extra Fuerte Con Bocas	39
Alicte Corta Uñas Con Muelle	39

C

Cánula De Aspiración - Frazier	27
Cánula De Aspiración - Poole	27
Cizalla Para Cortar Alambre - Universal	39
Clamp Para Vasos Baby-Satinsky	14
Cortador De Anillas - Pájaros	39

D

Dilatador De Mejillas	38
-----------------------	----

E

Espéculo Vaginal - Cottle	40
Espéculo Vaginal - Killian	40
Estilete	28

G

Gancho Auricular - Lucae	36
Gancho Auricular - Lucae	41
Gancho Para Nervios - Cushing	41
Nerve Hook / Gancho Para Nervo	41
Gancho Para Nervios - Smithwick	41
Gancho Para Tráquea - Iterson	36
Ganchos Para Piel - Kleinert-Kutz	41
Goniómetro De Möltgen - Plegable	42

H

Hartmann-Noyes	36
Hartmann-Wullstein	36

I

Imperdible - Mayo	42
-------------------	----

M

Mango Bisturi - Standard	4
Mango Bisturi - Swann Morton	4

O

Ovariótomo Para Castración De Gatas	40
-------------------------------------	----

P

Pinza-Clamp Bronquios 90° - Price-Thomas	16
Pinza Clamp Bulldog- Dieffenbach	16
Pinza Clamp Intestinal - Doyen	35
Pinza Clamp Intestinal - Kocher	35
Pinza Clamp Intestinal Mayo-Robson	35
Pinza De Campo	9

Pinza De Campo - Backhaus	9
Pinza De Campo - Jones	9
Pinza De Campo - Schaedel - Cangrejo	9
Pinza De Campo - Thomas	9
Pinza De Disección - Adson Brown	7
Pinza De Disección - Adson	7
Pinza De Disección - Adson Fina	7
Pinza De Disección Fina	8
Pinza Depilatoria - Beer	14
Pinza Depilatoria - Littauer	14
Pinza Disección Adlerkreutz	7
Pinza Disección - Modelo Sueco	8
Pinza Disección Potts-Smith	8
Pinza Disección Standard - Con Dientes	6
Pinza Disección Standard - Sin Dientes	6
Pinza Especial - Modelo Ruso	14
Pinza Hemostática - Adson	12
Pinza Hemostática - Bengolea	13
Pinza Hemostática - Crile	12
Pinza Hemostática - Crile Rankin	12
Pinza Hemostática - Dandy	12
Pinza Hemostática - Heiss	13
Pinza Hemostática - Kelly	12
Pinza Hemostática - Kocher Fina	13
Pinza Hemostática - Mixer	13
Pinza Hemostática Mosquito - Halsted	10
Pinza Hemostática Mosquito - Hartmann	10
Pinza Hemostática - Pean	10
Pinza Hemostática - Rochester Carmalt	12
Pinza Hemostática - Rochester Ochesner	11
Pinza Hemostática - Rochester Pean	11
Pinza Histerectomia - Heaney Ballentine	16
Pinza Nasal Y Auricular - Troeltsch (Wilde)	36
Pinza Para Agrafes - Collin	26
Pinza Para Coger El Pulmón - Nelson	16
Pinza Para Coger Tejidos - Allis	34
Pinza Para Coger Tejidos - Babcock	34
Pinza Para Coger Tejidos - Thoms-Allis	34
Pinza Para Conductos Biliares - Lahey	16
Pinza Para Cuello De Utero - Gancho - Emmet	40
Pinza Para Espinas - Feilchenfeld	14
Pinza Para Espinas	14
Pinza Para Introducir Catéteres - Magill	27
Pinza Para Pólipos Hartmann	36
Pinza Para Pólipos Y Vendajes - Gross	14
Pinza Porta-Esponja Foerster	15
Pinza Preparaciones Y Ligaduras - Gemini	16
Pinza Suiza Fina	7
Pinza Tira Lengua - Collin	37
Pinza Tira Lengua - Young	37
Plexímetro Veterinario	39
Polipótomo Nasal Krause-Voss	36
Porta Agujas - Crile Wood	25
Porta Agujas - Derf	23
Porta Agujas - Gillies	24
Porta Agujas - Halsey	23
Porta Agujas - Mathieu	26

Porta Agujas - Mayo Hegar	24
Porta Agujas - Olsen Hegar	25
Porta Agujas Webster	25

R

Regla Métrica De Metal Graduada	42
---------------------------------	----

S

Separador - Balfour	33
Separador - Collin	30
Separador - Cushing	29
Separador - Deaver	29
Separador - De Bakey	32
Separador De Raíz De Nervios - Love	41
Separadores De Raíz De Nervios - Scoville	41
Separador - Farabeuf	30
Separador - Finochetto	31
Separador - Gelpi Loktite	32
Separador - Gosset	33
Separador - Holtzheimer	32
Separador - Kocher	29
Separador - Ricard	31
Separador - Roux	31
Separador - Senn Miller	30
Separador - Volkmann	29
Separador - Weitlaner-Loktite	32
Sonda Acanalada	28

T

Tijera Corta Uñas De Gato	39
Tijera Para Cirugía Fina - Joseph	21
Tijera Para Cirugía - Mayo Lexer	19
Tijera Para Cirugía - Mayo	19
Tijera Para Cirugía - Metzembbaum	20
Tijera Para Cirugía - Metzembbaum Fino	21
Tijera Para Cirugía - Standard	18
Tijera Para Suturas - Littauer	22
Tijera Para Suturas - Spencer	22
Tijera Para Vendajes - Excentric	22
Tijera Para Vendajes - Lister	22
Tijera Para Vendajes - Lister	22
Tijera Vascular - Potts Smith	22
Trépanos Cutáneos - Keyes Set	40

ÍNDICE POR REFERENCIA

A

AP010001.	39	IE27098.	38
AV010003	39	IE426114	36
		IM443810	42

H

HB317.	31	IP030214	18
HB551.	40	IP030314	18
		IP030414	18

I

IA01270.	4	IP030514	18
		IP030614	18
		IP030714	18
		IP035014	19

IP035017	19	IZ1798SC	19
IP035114	19	IZ1817SC	19
IP035117	19	IZ1818SC	19
IP043214	20	IZ1821SC	20
IP043218	20	IZ1822SC	20
IP043314	20	IZ1851SC	20
IP043318	20	IZ1852SC	20
IP06001.	6	IZ1889SC	21
IP06051.	6	IZ037420	7
IP062012	7	IZ037515	7
IP062112	7	IZ037520	7
IP090514	28	IZ066720	13
IP091514	28	IZ066820	13
IP101815	24	IZ067214	16
IP101818	24	IZ067218	16
IP112015	26	IZ067223	16
IP112018	26	IZ078810	9
IP140609	22	IZ141602	41
IP140614	22	IZ192201	22
IP154412	10	IZ192202	22
IP154512	10	IZ192203	22
IP154612	10	IZ2670..	27
IP154712	10	IZ271514	28
IP160614	10	IZ29201.	29
IP1610..	11	IZ31180.	29
IP1611..	11	IZ31790.	32
IP1612..	11	IZ330528	31
IP1613..	11	IZ41120.	36
IP175018	9	IZ443018	35
IP1755..	9	IZ443118	35
IP20050.	30	IZ498001	40
IP204516	40	IZ551390	40
IP204616	40	IZ640114	36
IP221012	30	IZHB0059	42
IP221015	30	IZHB0070	42
IP223604	29	IZHB010.	7
IP223704	29	IZHB020.	6
IP242215	32	IZHB022.	6
IP245501	31	IZHB023.	6
IP245502	33	IZHB0248	8
IP4025..	22	IZHB027.	7
IP440000	39	IZHB0280	8
IP443001	39	IZHB030.	6
IP458117	37	IZHB031.	6
IP458216	37	IZHB0362	7
IP500216	34	IZHB0363	7
IP50222.	35	IZHB038.	7
IP502323	35	IZHB041.	16
IP502327	35	IZHB042.	8
IP623143	36	IZHB0443	14
IP623144	36	IZHB0473	14
IP66080.	40	IZHB0491	14
IPOJ391Q	39	IZHB0493	14
IV0036..	38	IZHB0497	16
IZ1791SC	19	IZHB0498	16
IZ1793SC	19	IZHB0499	16
IZ1796SC	19	IZHB050.	10

IZHB051.	10	IZHB191.	21	IZHB2280FSC	21	IZHB30..	29
IZHB052.	10	IZHB194.	22	IZHB2280SC	21	IZHB3128	29
IZHB053.	10	IZHB1950	22	IZHB2281	20	IZHB3155	30
IZHB054.	11	IZHB1950G	22	IZHB2281FSC	21	IZHB3156	30
IZHB055.	11	IZHB1952	39	IZHB2281SC	21	IZHB3160	30
IZHB056.	13	IZHB197.	22	IZHB2282	20	IZHB3161	30
IZHB057.	11	IZHB198.	22	IZHB2282FSC	21	IZHB3162	30
IZHB058.	11	IZHB2002	6	IZHB2282SC	21	IZHB3170-00	31
IZHB0591	12	IZHB2004	6	IZHB2283FSC	21	IZHB3181	32
IZHB060.	12	IZHB2006	6	IZHB2283SC	21	IZHB3183	32
IZHB0610	12	IZHB2008	7	IZHB2284	20	IZHB3186	32
IZHB0615	12	IZHB2009	7	IZHB2284F	21	IZHB319.	32
IZHB0640	12	IZHB2010	7	IZHB2284FSC	21	IZHB331.	33
IZHB0641	12	IZHB2011	7	IZHB2284SC	21	IZHB3320	33
IZHB0642	12	IZHB2015	8	IZHB2285	20	IZHB3321	33
IZHB0644	13	IZHB2016	8	IZHB2285FSC	21	IZHB334...	32
IZHB0645	13	IZHB21..	23	IZHB2285SC	21	IZHB3346-18	32
IZHB0646	13	IZHB2200	24	IZHB2286	20	IZHB3348	32
IZHB0675	13	IZHB2201	24	IZHB2286FSC	21	IZHB3349	32
IZHB0676	13	IZHB2202	24	IZHB2286SC	21	IZHB388.	31
IZHB0677	13	IZHB2202G	24	IZHB2287FSC	21	IZHB390.	31
IZHB0678	13	IZHB2203	24	IZHB2287SC	21	IZHB4060	16
IZHB0692	16	IZHB2203G	24	IZHB2305	23	IZHB4068	14
IZHB0712	16	IZHB2204	24	IZHB2310	23	IZHB430.	34
IZHB0713	16	IZHB2204G	24	IZHB2311	23	IZHB431.	34
IZHB0761	9	IZHB2205	24	IZHB2312	25	IZHB432.	34
IZHB0762	9	IZHB2205G	24	IZHB233.	24	IZHB4399	35
IZHB0763	9	IZHB2208	25	IZHB234.	24	IZHB44..	35
IZHB0771	9	IZHB2209	25	IZHB2351	24	IZHB5531	36
IZHB0772	9	IZHB221.	25	IZHB2352	24	IZHB5556	36
IZHB0773	9	IZHB2222	26	IZHB2353	24	IZHB590.	37
IZHB0785	9	IZHB2223	26	IZHB2354	24	IZHB6018	37
IZHB0787	9	IZHB2224	26	IZHB2357	25	IZHB6401..	36
IZHB0821	14	IZHB2225	23	IZHB2359	25	IZHB9100-01	42
IZHB0822	14	IZHB2226	23	IZHB236.	25	IZHB9109	42
IZHB088.	15	IZHB2228	25	IZHB238.	26	IZHB95703	41
IZHB089.	15	IZHB2229	25	IZHB239.	26	IZHB141501	41
IZHB093	40	IZHB2234	26	IZHB2515	26	IZHB142119	41
IZHB1091	4	IZHB2235	26	IZHB268.	27	IZHB622000	36
IZHB1095	4	IZHB2236	26	IZHB269.	27	IZHB622000	41
IZHB170.	18	IZHB2247	25	IZHB271.	28		
IZHB171.	18	IZHB2248	25				
IZHB172.	18	IZHB2253-11	24				
IZHB173.	18	IZHB2253-16	24				
IZHB174.	18	IZHB2260	18				
IZHB175.	18	IZHB2261	18				
IZHB179.	19	IZHB2262	18				
IZHB181.	19	IZHB2263	18				
IZHB1820	19	IZHB2264	18				
IZHB182.	20	IZHB2265	18				
IZHB183.	20	IZHB2270	19				
IZHB184.	20	IZHB2271	19				
IZHB185.	20	IZHB2272	19				
IZHB186.	20	IZHB2273	19				
IZHB187.	20	IZHB2280	20				
IZHB188.	21	IZHB2280F	21				



NOTAS

Haga sus pedidos
902 102 848 / fax. 93 668 66 61
www.everest-tecnovet.com





EVEREST
tecnología veterinaria



KITS

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO



EVEREST
tecnología veterinaria

KIT CIRUGÍA BÁSICO



SETINSTR - KIT DE INSTRUMENTAL PAKISTÁN / ALEMÁN

CI012001	Caja instrumental acero inoxidable 20 x 10 x 5 cm
IZHB2215	1 Porta agujas CRILE-WOOD BOCA DURA, 15 cm
IZHB1793	1 Tijera cirugía MAYO recta, 17 cm
IZHB0386	1 Pinza ADSON-BROWN con dientes 9+9, 12 cm
IA012804	1 Mango bisturí nº4, para hojas nº27
IP060014	1 Pinza disección sin dientes, 14 cm
IP060514	1 Pinza disección con dientes 1x2, 14 cm
IP175018	4 Pinzas de campo SCHAEDEL (cangrejo)
IP154412	2 Pinzas hemostáticas MOSQUITO, recta, sin dientes, 12 cm
IP154512	2 Pinzas hemostáticas MOSQUITO, curva, sin dientes, 12 cm
IP161014	2 pinzas hemostáticas ROCHESTER-PEAN recta, 14 cm
IP161114	2 Pinzas hemostáticas ROCHESTER-PEAN curva, 14 cm
IP500216	1 Pinza ALLIS 5x4, 15 cm
IP091514	1 Sonda acanalada, 14 cm
IZHB3160	1 par separadores FARABEUF pequeño, 12 cm
IP030314	1 Tijera Standard R/R, curva, 14 cm

KIT CIRUGÍA ALEMÁN



SETINSTR1 - KIT DE INSTRUMENTAL

MATERIAL ALEMÁN

IA012804	1 Mango bisturí nº4
IZHB1714	1 Tijera Standard A/R recta, 14,5 cm
IZHB1798	1 Tijera cirugía MAYO curva, 17 cm
IZHB1852	1 Tijera cirugía METZEMBAUM curva 18 cm
IZHB0222	1 Pinza disección STANDARD estrecha, sin dientes, 14 cm
IZHB0302	1 Pinza disección STANDARD, con dientes 1x2, 14 cm
IZHB0275	1 Pinza disección ADSON, sin dientes, 12 cm
IZHB0385	1 Pinza disección ADSON con dientes 1x2, 12 cm
IZHB0386	1 Pinza disección ADSON-BROWN con dientes 9+9, 12 cm
IZHB0515	4 Pinza Hemostática MOSKITO curva, sin dientes, 12,5 cm
IZHB0510	2 Pinza Hemostática MOSKITO recta, sin dientes, 12,5 cm
IZHB0542	2 Pinza Hemostática ROCHESTER-PEAN recta, 16 cm
IZHB2215	1 Porta Agujas CRILE-WOOD, boca dura, 15 cm
IZHB1948	1 Tijera para suturas SPENCER, 9 cm
IP175018	4 Pinzas de campo SCHAEDEL (cangrejo) Pakistan
IZHB3155	1 Separador SENN MILLER, agudo, 16 cm
IZHB3196	1 Separador WEITLANER, romo 3x4, 16'5 cm
IZHB4302	4 Pinzas para coger tejidos ALLIS, con dientes 5x6, 15 cm
IZHB2764	1 Sonda acanalada 14'5 cm
CI012001	1 Caja Instrumental de Acero Inoxidable 20 x 10 x 5 cm

KITS INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

KIT NEUROCIRUGÍA



KITNEURO - KIT PARA NEUROCIRUGÍA

C I K 6 0 8 1 0	1 Caja aluminio 310 x 190 x 65 mm (tapa perforada con filtro)
I E 0 1 4 4 1 4	1 Alicate Gubia FRIEDMANN curvo, 14 cm
I E 6 1 5 3 1 8	1 Separador autostático GELPI - agudo, 18 cm
I E 8 0 1 3 0 3	1 Pinza Gubia BÖHLER RUSKIN-MINI, 15 cm, 3 mm
IZHB1421-19	1 Gancho romo para nervios CUSHING, 6 mm, 19 cm
IZHB6220-00	1 Gancho auricular LUCAE, 14 cm
IZHB1415-01	1 Separador de raíz de nervios LOVE, 21 cm
I E 5 9 1 8 0 3	1 Pinzas Laminectomía SMITH KERRISON, 18 cm, 3 mm
I E 5 9 1 9 0 3	1 Pinzas Laminectomía SMITH KERRISON 40°, 18 cm, 3 mm

KIT OFTALMOLOGÍA BÁSICO




KITOFTAL - KIT DE OFTALMOLOGÍA

- | | | |
|----|----------|---|
| 1 | CIK60903 | 1 Caja de aluminio 30 x 15 x 4 cm con tapa perforada |
| 2 | AS050001 | 1 Alfombrilla de silicona para caja |
| 3 | IA012701 | 1 Mango de bisturí nº1 SWANN MORTON para hojas SM65-SM65A |
| 4 | IA012265 | 1 Hoja de bisturí SWANN MORTON nº SM65 |
| 5 | IE721105 | 1 Tijera CASTROVIEJO curva, 11 cm |
| 6 | IZHB7385 | 1 Micro Tijera TROUTMAN para córnea (izquierda), 10 cm |
| 7 | HB705502 | 1 Pinza para sutura MCPHERSON, recta, con dientes 1x2, 8,5 cm |
| 8 | IE0AP588 | 1 Pinza con plataforma para suturas de BARRAQUER |
| 9 | IEAK1445 | 1 Cánula de irrigación lagrimal GILL, 10 mm, 0,5x3,8cm 25G |
| 10 | IE0AN347 | 1 Micro Porta-agujas de BARRAQUER curvo, 13 cm |
| 11 | IZHB7159 | 1 Dilatador para canal lagrimal BOWMAN, (estilete) |
| 12 | IE210104 | 1 Blefarostato de BARRAQUER, 4 cm |

KITS INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

KIT CIRUGÍA DE TEJIDOS BLANDOS



KITCIRTEJ - KIT CIRUGÍA DE TEJIDOS BLANDOS

- | | | |
|----|----------|---|
| 1 | IA012703 | 1 Mango bisturí nº3 |
| 2 | IA012804 | 1 Mango bisturí nº4 |
| 3 | IZHB7497 | 1 Tijera de disección fina STEVENS roma curva, 11 cm |
| 4 | IZHB1714 | 1 Tijera STANDARD recta A/R, 14 cm |
| 5 | IZHB1851 | 1 Tijera METZEMBAUM curva, 14,5 cm |
| 6 | IZHB0385 | 1 Pinza disección ADSON 1x2 dientes, 12 cm |
| 7 | IZHB0302 | 1 Pinza disección ESTÁNDAR 1x2 dientes, 14 cm |
| 8 | IZHB0386 | 1 Pinza ADSON-BROWN 9+9 dientes, 12 cm |
| 9 | IZHB0771 | 5 Pinzas campo BACKHAUS, 9 cm |
| 10 | IZHB0503 | 2 Pinzas hemostática MICRO-MOSKITO recta, s/d 10 cm |
| 11 | IZHB0510 | 2 Pinzas hemostática MOSKITO-HALSTED recta, 12,5 cm |
| 12 | IZHB0540 | 2 Pinzas hemostática PEAN fina, curva, 14 cm |
| 13 | IZHB2200 | 1 Porta agujas MAYO-HEGAR TC, 14 cm |
| 14 | IZ253921 | 1 Aguja ligadura DESCHAMPS,roma, curva (der.), 21cm |
| 15 | IZHB3155 | 1 Separador doble SENN-MILLER agudo, 16 cm |
| 16 | IZHB3193 | 1 Separador WEITLANER roma, 3x4, 13 cm |
| 17 | IZHB4302 | 1 Pinza intestinal ALLIS 5x6, con dientes, 15 cm |
| 18 | IZHB3624 | 1 Legra-Periostotomo, hoja curva 6 mm, 18 cm |
| 19 | IZHB3500 | 1 Cucharilla cortante VOLKMANN 3mm, 17 cm |
| 20 | IP204616 | 1 Ovariotomo castración en gatas, gancho abotonado, 16 cm |

KIT TRAUMATOLOGÍA



KITTRAUMA - KIT DE TRAUMATOLOGÍA GENERAL

CIK60910	1 Caja de aluminio 300 x 135 x 70 mm (tapa perforada con filtro).
IE529900	1 Pinza Sujetadora de huesos 14,5 cm
IE529300	1 Pinza SETTER sujeta huesos reductora a rosca, 16 cm
IE529200	1 Pinza sujeta huesos SETTER a rosca, 24 cm
IZHB3714	1 Pinza pequeños fragmentos de hueso, 13,5 cm
IE530000	1 Pinza reducción de puntas REILL, 17 cm
IE530100	1 Pinza de reducción grande, 20 cm
IZHB3814	1 Pinza cortante para huesos LISTON, recta, 14 cm
IE544906	1 Desperiostizador, corte redondo, 6 mm, curvo, 18,5 cm
IZ348010	1 Osteotomo Stille, 10 mm, 20 cm
IP270201	1 Martillo de Berman 250 gr
IZHB3563	1 Cucharilla cortante doble WILLIGER, 13,5 cm
IZ366408	2 Elevador de Huesos MINI-HOHMANN 16 cm, 8 mm, 2 mm
IZ366710	2 Elevador de Huesos HOHMANN, 10 mm x 22 cm
IZHB3402	1 Sierra de acero inoxidable LANGENBECK, 23 cm
IE001010	1 Lima, raspador para artoplastia forma de gota
IE011914	1 Cizalla para alambres/agujas TC, 14 cm
IE001261	1 Instrumento para hacer/cortar cerclajes, 16,5 cm
IE519600	1 Curvador de agujas de Kirschner
IE030002	1 Perforador de mano con mango JACOBS, 6 mm
IZ254021	1 Aguja para ligaduras DESCHAMPS 21 cm, aguda curva (izq)
IZ254121	1 Aguja para ligaduras DESCHAMPS 21 cm, aguda curva (dcha)
IZHB3155	2 Separador SENN MILLER agudo, 16 cm
IE615318	1 Separador autoestático GELPI agudo, 18 cm
IE615313	1 Separador autoestático GELPI agudo, 14 cm
IE010122	1 Alicata corta agujas Boca dura TC, 22 cm (alambres máx. 3mm)

KITS INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

KIT DE ESTERILIZACIÓN DE GATAS



COMPLETO KITESTERG - KIT ESTERILIZACIÓN DE GATAS COMPLETO

IZHB0511	2 Pinza Hemostática MOSKITO HALSTED recta, 14 cm
IP060014	1 Pinza disección sin dientes, 14 cm
IP062112	1 Pinza ADSON con dientes, 12 cm
IP101815	1 Porta Agujas MAYO-HEGAR, 15 cm
IP175018	4 Pinza de campo SCHAEDEL (cangrejo)
IZHB0605	2 Pinza Hemostática CRILE recta, 14 cm
IP043214	1 Tijera METZEMBAUM recta, 14 cm
IA012703	1 Mango Bisturí nº3
IZHB0516	2 Pinza Hemostática MOSKITO curva sin dientes, 14 cm
IZHB1791	1 Tijera cirugía MAYO recta, 14,5 cm
IP204616	1 Ovariotomo abotonado para castración, 14 cm



BÁSICO KITESTER - KIT ESTERILIZACIÓN DE GATAS

IA012703	1 Mango bisturí nº3
IZHB1851	1 Tijera cirugía METZEMBAUM curva, 14,5 cm
IZHB0386	1 Pinza disección ADSON-BROWN con dientes 9+9, 12 cm
IZHB0520	2 Pinzas hemostática MOSKITO recto con dientes, 12,5 cm
IZHB2200	1 Porta agujas MAYO-HEGAR - TC bocadura, 14 cm
IP204616	1 Ovariototomo abotonado para castración de gatas, 16 cm

KIT DE ESTERILIZACIÓN DE PERRAS



KITESTERPC - KIT ESTERILIZACIÓN DE PERRAS COMPLETO

IA012703	1 Mango Bisturí nº3
IP060514	1 Pinza Disección con dientes 1x2 14 cm
IP101815	1 Porta Agujas MAYO-HEGAR 15 cm
IP175018	4 Pinzas de campo SCHAEDEL (cangrejo)
IZHB0605	2 Pinzas Hemostáticas CRILE, recta, 14 cm
IZHB0606	2 Pinzas Hemostáticas CRILE, curva, 14 cm
IP161018	2 Pinzas Hemostáticas ROCHESTER-PEAN recta, 18 cm
IP500216	2 Pinza ALLIS, 5x4, 15 cm
IP035014	1 Tijera MAYO recta, 14 cm
IP204616	1 Ovariótomo abotonado para castración, 16 cm



Te ayudamos a cuidarlos.


EVEREST
tecnología veterinaria


EVEREST
tecnología veterinaria

KITS INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

KIT DENTAL PARA ROEDORES completo



ID00ROD2 - KIT DENTAL PARA ROEDORES (completo)

- 1 1 Caja para instrumental 200 x 100 x 40mm
- 2 1 Pinza de extracción molar - 160mm
- 3 1 Elevador molar cruzado - 160mm
- 4 1 Espátula
- 5 1 Abrebocas
- 6 1 Elevador incisivo cruzado - 195mm
- 7 1 Cortador molar - 180mm
- 8 1 Raspador molar diamante - 180mm
- 9 3 Dilatadores de mejillas:
 - Pequeño (Boca max.: 40mm)
 - Grande (Boca max.: 60mm)
 - Largo alcance (Boca max.: 35mm)

KIT DENTAL PARA ROEDORES básico



KITS INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

ID00ROD1 - KIT DENTAL PARA ROEDORES (básico)

- 1 1 Caja para instrumental 200 x 100 x 40mm
- 2 1 Raspador molar 180mm
- 3 1 Abrebocas
- 4 1 Cortador molar - 180mm
- 5 1 Dilatador de mejillas : Largo alcance (Boca max.: 35mm)
- 6 1 Elevador incisivo cruzado - 195mm