


RADIOLOGÍA





 **EVEREST**
tecnología veterinaria

RADIOLOGÍA



PROTECCIÓN

4 - 6

NEGATOSCOPIOS

7

ACCESORIOS

8

DESECHABLES

9

ÍNDICES

11



DELANTALES DE PROTECCIÓN

CINTURÓN

Protege la parte delantera y la espalda hasta la mitad. En Nylon Teflón resistente al agua y a la suciedad. Fabricado en varias capas de vinilo plomado que aportan una gran flexibilidad y peso mucho más ligero.

Cinturón regulable con cierre, permite una perfecta adaptación y una distribución adecuada del peso del delantal al cuerpo del operador.

Anchura: 60 cm

Protección: 0.25, 0.35 y 0.50 mm de Pb.

DP020025	L-100 cm	0.25mm Pb.
DP021025	L-110 cm	0.25mm Pb.
DP020035	L-100 cm	0.35mm Pb.
DP021035	L-110 cm	0.35mm Pb.
DP029050	L-90 cm	0.50mm Pb.
DP020050	L-100 cm	0.50mm Pb.
DP021050	L-110 cm	0.50mm Pb.

(L: distancia del hombro a la rodilla)

Diversos colores*

VELCRO

Protege la parte delantera del cuerpo quedando el peso perfectamente equilibrado por los tirantes, con velcro para su ajuste. Muy práctico para cirujías.

En Nylon Teflón resistente al agua y a la suciedad. Fabricado en varias capas de vinilo plomífero que aportan una gran flexibilidad y peso mucho más ligero.

Anchura: 60 cm

DP041050	con velcro	L-110 cm	0.50 mm Pb.
DP042050	con velcro	L-120 cm	0.50 mm Pb.

(L: distancia del hombro a la rodilla)

Diversos colores*

* COLORES DISPONIBLES



Estampado de perro

azul 23	verde 4
burdeos 363	coral 5
amarillo 25	vino 728
azul 279	verde 522
rojo 19	rosa 12
oro 32	gris 414



MANOPLAS DE PROTECCIÓN

En Nylon Teflón resistente al agua y a la suciedad.
Fabricado con varias capas de vinilo plomífero, que aportan gran flexibilidad y peso mucho más ligero. Se fabrica en protección de 0.50 mm de Pb.

Se ajustan a la mano con cinta de velcro. Talla única.

GP040002 _____ 0.50 mm Pb.

Diversos colores*



PROTECTORES DE TIROIDES

En Nylon Teflón resistente al agua y a la suciedad. Se fabrica en protección de 0.50 mm de Pb.

Se ajustan con cierre de velcro. Talla única.

PT060001 _____ Ajustable de 0.50 mm Pb.

Diversos colores*



exóticos

EVEREST
tecnología veterinaria



GAFAS PROTECCIÓN ANTI-RX

Excelente protección y gran ergonomía. Dispone de un área de visualización grande y patillas de sujeción internas ajustables de 13 a 15 cm. Muy ligeras: 83 gramos.

Compuesta con lentes de vidrio de seguridad estándar, que ofrecen una protección frontal de 0,75 mm de equivalencia de plomo y lateral de 0,35 mm de equivalencia en plomo.

Incluye:

- Cordón de seguridad de algodón trenzado que asegura su sujeción al cuello.
- Funda rígida con cierre en cremallera para su almacenaje y conservación

GP030001



GUANTES PROTECCIÓN RX

En polivinilo plomado flexible sin ninguna costura, se suministran con un par de guantes de algodón blanco para su interior. Talla única.

GP020250 talla única 0,50 mm Pb.



GUANTES CIRUGÍA PROTECCIÓN RX

ESTÉRIL.

Fabricados en látex de goma natural enriquecida de polvos de plomo. Excelente suavidad, elasticidad, confort y ajustabilidad. Color terracota.

Tallas disponibles:

6 - 6 1/2 - 7 - 7 1/2 - 8 - 8 1/2 - 9

CP020301 5 pares estériles

NEGATOSCOPIOS

EXTRAPLANOS/ PORTÁTILES

Serie extraplana: grosor 18 mm
 Portátil. Se puede colgar en la pared.
 Tubos fluorescentes de cátodo frío 30.000 horas de uso.
 Luz día, 6500°K
 Corriente de alimentación 220V
 Transformador a 12v incluido.

NC020003 AF200 - doble cuerpo

Tamaño: 46 x 66,8 cm
 Superficie iluminada: 50 x 74 cm
 Peso: 6 kg
 Potencia 30 W

NC020002 AF300 - DIN A3

Tamaño: 34 x 48,8 cm
 Superficie iluminada: 30 x 42 cm
 Peso: 1,8 kg
 Potencia 15 W

NC020001 AF400 - DIN A4

Tamaño: 25 x 36,2 cm
 Superficie iluminada: 21,1 x 29,7 cm
 Peso: 1,2 kg
 Potencia 13 W




NEGATOSCOPIO MURAL

Pintado en color blanco. Iluminación por fluorescencia.
 Interruptor independiente para cada cuerpo.
 Clavija con toma de tierra.
 Voltaje: 220 V 50 Hz.

NC010003 3 cuerpos - 110 x 44,5 cm

NC010004 4 cuerpos - 145 x 44,5 cm




POSICIONADOR TORÁCICO

En metacrilato.

PT010003 Grande 50 x 38 cm

PT010002 Mediano 40 x 28 cm

PT010001 Pequeño 30 x 18 cm



PERCHA DELANTAL / GUANTES RX

Para fijar en la pared.

Se puede colgar el delantal y un par de guantes de protección de RX

PD010001



SIGNOS DE PLOMO PARA RX

SP010001

Abecedario

PELÍCULA RX MIN-R S

EXÓTICOS/ MAMOGRAFÍA

Percepción de detalles finos: Ofrece imágenes nítidas, que mejoran la facilidad de visualización y proporcionan una mayor información de diagnóstico. Su alta resolución proporciona una mayor percepción de microcalcificaciones y otros pequeños detalles, que le da una mayor confianza en su interpretación.

100 unidades

PR010518	18 x 24 cm
PR010524	24 x 30 cm



PELÍCULA RX MXG VERDE

Película Ortocromática utiliza tecnología T-Grain® para ofrecer una mejor resolución de imagen, reducción de ruido y mayor velocidad del sistema. Además, las tasas de refuerzo químico reducidas recomendadas par esta película pueden proporcionar ahorro de costes químicos.

- Tolerancia a la exposición
- Ofrece imagen coherente, especialmente en situaciones donde puede haber variaciones en la temperatura de la química y/o integridad química.
- Imagen en tono azul: Ofrece una excelente visualización y reduce la fatiga del ojo.
- Rápido procesamiento manual o automático (60 seg.)

100 unidades

PR010718	18 x 24 cm
PR010724	24 x 30 cm
PR010730	30 x 40 cm
PR010735	35 x 35 cm
PR010743	35 x 43 cm





TUTORIALES EVEREST

te lo explicamos todo paso a paso.



Nuestro canal: **You Tube**
EVEREST
tecnovet

REVELADOR Y FIJADOR - 1 LITRO



G150 es un revelador de una sola parte sin endurecedor ofrece una solución flexible y ecológica para el revelado manual. En combinación con el fijador G354, el revelador G150 ofrece unos excelentes resultados de revelado de película radiográfica convencional, películas láser y películas de copia.

G354 es un fijador sin endurecedor y de una sola parte para el revelado manual y el revelado automático en procesadoras de sobremesa. Fijador de bajo nivel de olor, manteniendo su alta calidad.

LR010201	fijador manual	1 litro
LR010001	revelador manual	1 litro

REVELADOR Y FIJADOR - 5 LITROS



ROENTOROLL es apto para todos los ámbitos del diagnóstico radiográfico incluyendo el procesamiento de películas dentales y el procesamiento de películas radiográficas en el examen no destructivo de materiales (NDT).

SUPERFIX trabaja con alta velocidad de fijación garantizando, también en máquinas de funcionamiento rápido, la fijación completa de las películas durante el tiempo corto de tratamiento. La mayoría de las películas sin lámina ya pueden procesarse en el ciclo de 3,5 minutos.

LR010205	fijador manual	5 litros
LR010005	revelador manual	5 litros

PASIÓN POR LA CALIDAD



El diseño y la calidad son elementos comunes con la política de Everest, nada se diseña sólo por apariencia o por utilidad, ambos conceptos deben estar unidos, creando así productos bellos y funcionales: ningún elemento está diseñado sin tener en cuenta el confort del usuario y del paciente.



ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO VETERINARIO

www.everest-tecnovet.com