

TERAP. QUIRÚRGICA



EVEREST
tecnología veterinaria



TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA



ELECTROCIRUGÍA	4 - 7
ASPIRADORES	8 - 9
LUPAS	10 - 13
ESQUILADORAS	14 - 19
MOTORES	20
VÁRIOS CIRUGÍA	21
ÍNDICES	22



- Sistema Smart Device
- 10 "pantalla a color de alta resolución
- Hasta 100 posiciones de memoria
- Nuevos modos de operación
- USB para una fácil actualización del software
- Diferente versión de idioma
- Comunicación por voz

SPECTRUM

NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL PREPARAR UN ELECTROBISTURÍ PARA UNA CIRUGÍA

- Detecta e identifica el instrumento conectado y automáticamente ajusta los modos de operación y los parámetros de salida al instrumento conectado.
- Pantalla táctil de 10 pulgadas, con selección de brillo integrada y elección de las versiones de gráficos mostradas.
- Las conexiones universales SDS permiten el uso de instrumentos monopolares y bipolares en la misma conexión.
- Modos de funcionamiento adaptados a artroscopia y endoscopia.
- Fáciles actualizaciones de software a través de USB.
- Comandos de comunicación por voz informan del estado de funcionamiento del aparato.

Corte monopolar: 350 W

Coagulación monopolar : 200 W

Corte bipolar: 400 W

Generador de frecuencia de operación: 330 kHz

EB010013

CÓDIGO DEL EQUIPO, ACCESORIOS NO INCLUIDOS.

ES 120

VERSÁTIL, DISEÑADO PARA REALIZAR DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS.



Corte monopolar:

Corte puro máx. 120W

Mezcla de corte máx. 80W

Coagulación monopolar:

Coagulación suave máx. 80W

Coagulación forzada máx. 80W

Coagulación bipolar máx 80W

EB010011

CÓDIGO DEL EQUIPO, ACCESORIOS NO INCLUIDOS.

ES 300

PERFECTO PARA LAS TÉCNICAS LAPAROSCÓPICAS.



Corte monopolar:

Corte puro máx 250W

Mezcla de corte máx. 150W

Coagulación monopolar:

Coagulación suave máx 150W.

Coagulación forzada máx 150W

Coagulación bipolar: máx 99W

EB010012

CÓDIGO DEL EQUIPO, ACCESORIOS NO INCLUIDOS.

ES 350

Ofrece una variedad de modos de funcionamiento de los procedimientos abiertos, así como endoscopia y laparoscopia. Permite el funcionamiento monopolar y bipolar. Equipado con funciones adicionales para procedimientos especializados en urología, artroscopia y endoscopia.

El ES 350 dispone de los más avanzados sistemas quirúrgicos, como el corte bipolar en ambiente acuoso, además dispone de un almacenamiento de 9 programas de memoria que permiten al usuario personalizarlo. También está equipado con el sistema SURGI-LOGIC para un ajuste automático de la potencia que maximiza la efectividad de la operación.

Coagulación Bipolar	Coagulación en Spray: 80W
Coagulación suave: 180W	Coagulación Universal: 80W
Coagulación Forzada: 180W	Coagulación Bipolar: 120W



EB010015

CÓDIGO DEL EQUIPO, ACCESORIOS NO INCLUIDOS.

ES 350 AT

El electrobisturí ES 350 con los módulos Argon y ThermoStapler® es una unidad creada para satisfacer a los cirujanos más exigentes.

En una sola unidad combina los beneficios del electrobisturí, junto con la coagulación Argon y el sistema de sellado de vasos ThermoStapler®. Gracias a sus múltiples conexiones permite operar con varios instrumentos al mismo tiempo sin necesidad de cambiarlos mientras dura el procedimiento quirúrgico.

EB010014

CÓDIGO DEL EQUIPO, ACCESORIOS NO INCLUIDOS.



El ES 350 AT tiene las mismas características que el ES 350, más la coagulación **Argon** y el sistema de sellado de vasos **ThermoStapler®**

ARGON + THERMOSTAPLER


Argon:

Usado para la coagulación en superficies sin contacto directo. Elimina el olor y el humo, y garantiza la coagulación muy superficial. Necesario cuando hay riesgo de perforación.

ThermoStapler®:

Modo de sellado que permite cerrar cualquier vaso sanguíneo.

- **Sistema de sellado de vasos.**
- **AutoStop: Parada automática del proceso de sellado.**



ACCESORIOS POR DOTACIÓN

MONOPOLAR:

EB010101 MANGO DE BISTURÍ, CUATRO PUNTAS Y PLACA NEUTRA



Conexión US Standard para Emed, Valleylab, Alsa, Led Surtron.



RB010201 Monopolar 4 mm



RB010101 Ø 4 mm

Espátula 2 x 24 mm, forma oval



RB010103 Ø 4 mm

Bola, recta, 4 mm



RB010102 Ø 4 mm

Aguja, recta, 0,5 mm



RB010107 Ø 4 mm

Aro de alambre, 5 mm


BIPOLAR:

EB010103 PINZA + CABLE

RB010106 PEDAL SIMPLE

RB010104

Pinza 160 mm punta 2 mm



RB010108

Cable bipolar 3m 2-pin

COMPARATIVA EQUIPOS

	ES120	ES300	SPECTRUM	ES350AT
Corte Monopolar	●	●	●	●
Coagulación Monopolar	●	●	●	●
Coagulación Bipolar	●	●	●	●
Corte Bipolar en Líquidos			●	●
Coagulación en Spray	●	●	●	●
Coagulación Forzada	●	●	●	●
Coagulación Universal	●	●	●	●
Argon			●	●
Thermostapler			●	●
Programa de Endoscopia			●	●

MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

CORTE MONOPOLAR:

Corte con un mínimo nivel de hemostasia, usado cuando no es necesario controlar el sangrado excesivo. Este tipo de corte es el más seguro para el tejido.

COAGULACIÓN MONOPOLAR:

Permite una coagulación profunda que penetre más profundamente que otros tipos. Una aplicación típica es para controlar la hemorragia durante una intervención quirúrgica, cuando otros tipos de coagulación resultan ser ineficientes. Elimina la carbonización de tejidos.

COAGULACIÓN FORZADA:

Tipo de coagulación tradicional que permite una coagulación rápida y efectiva de una hemorragia local.

COAGULACIÓN UNIVERSAL:

Combina los beneficios de la coagulación forzada y la coagulación en spray. Permite una rápida coagulación de los tejidos usando contacto, o sin contacto. Elimina la necesidad de cambiar el modo de operación durante el procedimiento.

COAGULACIÓN BIPOLAR:

En este modo la corriente fluye entre las puntas de los electrodos y no hay necesidad de aplicar el electrodo neutro. Una aplicación típica es cerrar los vasos sanguíneos de tamaño mediano.

COAGULACIÓN EN SPRAY:

Sin contacto directo. Permite una coagulación rápida y efectiva de grandes superficies.

COAGULACIÓN BIPOLAR EN AMBIENTE ACUOSO:

Usado con unas pinzas bipolares especiales, con dos bucles de corte, que trabajan en ambiente de suero fisiológico.

ARGON:


Usado para la coagulación en superficies sin contacto directo. Elimina el olor y el humo, y garantiza la coagulación muy superficial. Necesario cuando hay riesgo de perforación.

THERMOSTAPLER®:

Modo de sellado que permite cerrar cualquier vaso sanguíneo.

ELECTROCIRUGÍA

Trabajamos con una amplia gama de equipos y accesorios para electrocirugía. Consúltenos.





ASPIRADOR MÉDICO AP - 92

Chasis	Composite mejorado (NRFV)
Motobomba	de membrana (sin engrase)
Bomba	Caudal máx. a salida del equipo 600 l/h (10 l/min)
Vacío máximo	Mando regulador de 0-600 mmHg (80 Kpa)
Frasco recolector	en policarbonato, de 1 litro
Tensión eléctrica	220 V/50Hz (otros, bajo demanda)
Potencia	80 VA
Medidas	34 x 15 x 30 cm
Peso	3,5 Kg aprox.
Normativa	UNE EN 60.601/ UNE EN ISO10.079

AM020075



ASPIRADOR MÉDICO - ASPIT

Chasis	Composite mejorado (NRFV)
Motobomba	de membrana (sin engrase)
Bomba	Caudal máx. a salida del equipo 800 l/h (13.3 l/min)
Vacío máximo	Mando regulador de 0-600 mmHg (80 Kpa)
Frasco recolector	en cristal, de 1.6 litro
Tensión eléctrica	220 V/50Hz (otros, bajo demanda)
Potencia	115 VA
Medidas	34 x 15 x 30 cm
Peso	4,6 Kg sprox.
Normativa	UNE EN 60.601/ UNE EN ISO10.079

AM020001

ASPIRADOR MEDICO - FV SERIE SH

FUTURVAC sea uno de los aspiradores más versátiles en el mercado a la hora de recolectar los líquidos aspirados y así se adapte a sus necesidades.

FV SERIE SH	
Chasis	Carcasa, moldeada en polietileno lineal
Motobomba	Bomba de vacío de pistón en seco
Caudal	5.4 m ³ /h (90 l/min)
Vacío máximo	Mando regulador de 0-700 mmHg (93.5 kPa)
Nivel de ruido	45 dB
Tensión eléctrica	230 V / 50 Hz (otros bajo demanda)
Potencia	350 VA
Peso	22 Kg aproximado
Medidas	53 x 43 x 80 cm
Normativa	UNE EN 60601 / EN 61000 / UNE EN ISO 10079

AM1202SH : 2 frascos de 1 litro

AM1220SH : 2 frascos de 4 litros



Conectores rápidos y válvula de seguridad

Ruedas antiestáticas y con freno

Filtro bactericida

Posibilidad de incorporar pedal



ASPIRADOR MÉDICO - V7

Aspirador portátil alto vacío

o. Ideal por su versatilidad para uso en instalaciones diversas.

Carcasa en ABS con asa y sistema de anclaje testado a 10g.

Bomba de vacío de pistón de grado médico.

Vacuómetro de 0-100 kPa (0-760 mmHg).

Mando regulador de vacío.

Indicadores luminosos (según modelo).

Nivel de ruido máximo: 49 + 1,5 dB (según modelo).

Frasco recolector PC1, de 1 litro (capacidad útil 0,75 L), de policarbonato esterilizable en autoclave a 121 °C, con válvula de seguridad.

Interruptor ON/OFF con protección contra humedad.

Dimensiones equipo: 385 x 155 x 255 mm.

Alimentación	12 V
Caudal libre de aire aspirado	14 L/min
Vacío máximo	75 kPa
Consumo	18W
Peso	2,2 Kg
Filtro de bacterias	si
Cable 12/24V para ambulancia	si



imagen genérica - puede presentar pequeños cambios.

AM020003

LUPAS BINOCULARES

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

HR 2.5x CON I-VIEW

- Ópticas acromáticas para imágenes altamente nítidas y brillantes con corrección del color.
- Extremadamente ligeras (51 g).
- Hidrófugas.
- Regulación por separado del ocular izquierdo y derecho, para un ajuste DP perfecto.
- Mayor campo de visión y mayor profundidad de campo.
- Soporte de lupa i-View. Permite todos los ángulos de visión y la lupa se puede apartar hacia arriba independientemente de las lámparas LED LoupeLight opcionales.

ELIJA LA DISTANCIA DE TRABAJO

Este es un valor individual, dependiente de la talla del usuario y de la posición de trabajo. Cuanto mayor es la distancia de trabajo, mayor es el campo de visión.

Distancia de trabajo	340	420	520
Campo de visión	90	130	180
Profundidad de campo	110	180	260

Si nunca ha utilizado este tipo de lupas, Everest recomienda los aumentos de 2.3x o 2.5x

TIPO DE MONTAJE

HEINE S-FRAME®

Mayor confort gracias a un diseño moderno y ergonómico. Las patillas formables y las almohadillas de la nariz pueden adaptarse de forma individual a todas las formas de cabeza y rostro. Materiales innovadores – carbono – aleación de Kinetium, reduce el peso (24 g). Cristales de protección resistentes de policarbonato.



S-FRAME

CINTA CRANEAL PROFESSIONAL L CON S-GUARD®

Mayor confort gracias a un diseño moderno y ergonómico. Las patillas formables y las almohadillas de la nariz pueden adaptarse de forma individual a todas las formas de cabeza y rostro. Materiales innovadores - carbono - aleación de Kinetium, reduce el peso (24 g). Cristales de protección resistentes de policarbonato.



CINTA CRANEAL
con S-GUARD

CINTA CRANEAL PROFESSIONAL L

Solución óptima para portadores de gafas con gafa propia. Almohadilla ergonómica para la nariz para llevarlas con máxima comodidad durante largos tratamientos. Completamente ajustable en ancho y altura, apta para todas las formas de cabeza. Almohadilla de piel higiénica y cómoda.



CINTA CRANEAL
sin S-GUARD



Trabajamos con todo el catálogo de HEINE, si está interesado algún otro modelo de lupa binocular, no dude en preguntarnos.

LUPA BINOCULAR HEINE® C 2.3

LA LUPA ECONÓMICA PARA MEJORAR LA VISIÓN EN CADA CONSULTORIO

Apropiada de manera ideal para trabajos de laboratorio.

Imagen clara y brillante. Con corrección múltiple, lentes a prueba de rayado para imágenes claras y duraderas.

Ajuste preciso. Los dos oculares se pueden ajustar por separado a la distancia entre pupilas.

Ultra-ligero y cómodo: sólo 46 g. Con varillas elásticas y regulables en longitud se consigue un ajuste óptimo para cualquier cabeza. La montura de gafas es ultra-ligera y muy estable por su construcción totalmente metálica.

Económico y versátil.

Precio económico, compacto y versátil en el uso diario.

Distancia de trabajo. Dos modelos con distancias de trabajo de 340 o 450 mm.

CONSEJOS IMPORTANTES PARA PORTADORES DE GAFAS:

La lupa binocular C2.3K puede ser utilizada también sin gafas, la tabla indica las modificaciones de las distancias de trabajo en relación a un posible error refractivo.

DATOS TÉCNICOS	C 2.3x 340 mm	C 2.3x 450 mm
Aumento	2.3x	2.3x
Distancia de trabajo	340 mm	450 mm
Campo de visión	110 mm	130 mm
Peso	46 g	46 g
Profundidad de campo	120 mm	190 mm

Déficit de visión	Distancia real de trabajo	
	C 2.3x / 340 mm	C 2.3x / 450 mm
+2	440 mm	670 mm
+1	390 mm	560 mm
0	340 mm	450 mm
-1	300 mm	420 mm
-2	270 mm	370 mm

C 2.3 EN ESTUCHE



HC032039 distancia de trabajo: 340 mm
 HC032202 distancia de trabajo: 420 mm

C 2.3K CON CINTA CRANEAL LIGERA EN MALETÍN



HC032230 distancia de trabajo: 340 mm
 HC032231 distancia de trabajo: 420 mm



LUPA BINOCULAR ML 4 LED

HR 2.5X HEADLIGHT + I-VIEW + M-PACK + TRANSFORMADOR DE ENCHUFE

LED HQ – El nuevo estándar en iluminación LED produce una luz clara y totalmente homogénea con una buena reproducción cromática para un diagnóstico preciso.

El rojo es rojo y el azul es azul. Temperatura de color de **4500 K**, un extraordinario índice de reproducción cromática (IRC) > 90, especialmente del rojo > 75 en una escala máxima de 100.

Lámpara coaxial ultraluminosa.

Más de 65.000 lux a una distancia de trabajo de 250 mm.

Iluminación sin sombras gracias al ángulo de iluminación ajustable de forma gradual, para que el rayo de luz coaxial sea perfecto.

Iluminación totalmente homogénea – campo de iluminación indiscutiblemente claro para una iluminación uniforme en todo tipo de exámenes.

I-VIEW

ML 4 LED HEADLIGHT

Permite todos los ángulos de visión y la lupa se puede apartar hacia arriba independientemente del haz de iluminación.



M-PACK + Transformador de enchufe

kit LUPA BINOCULAR ML 4 LED:

- + HR 2.5X HEADLIGHT
- + I-VIEW
- + M-PACK / TRANSFORMADOR DE ENCHUFE

HJ831452

distancia de trabajo: 340 mm



LUPA BINOCULAR OPCIÓN A HR 2.5X + S-FRAME

- Óptica HR 2.5 x con i-View para S-FRAME (gafa lupa)
- Cristales de protección
- 2 Palancas basculantes esterilizables
- Cinta de sujeción
- Líquido limpiador para gafas
- Paño limpia gafas
- Maletín

HC032356 _____ distancia de trabajo: 420 mm _____



LUPA BINOCULAR - OPCIÓN B HR 2.5X + CINTA CRANEAL PROFESSIONAL L CON S-GUARD®

- Óptica HR 2.5 X con i-View para
- Cinta craneal profesional L
- Protección contra salpicaduras S-GUARD
- Cristales de protección
- 2 Palancas basculantes esterilizables
- Líquido limpiador para gafas
- Paño limpia gafas

HC032365 _____ distancia de trabajo: 340 mm _____

HC032366 _____ distancia de trabajo: 420 mm _____

HC032367 _____ distancia de trabajo: 520 mm _____



S-GUARD

LUPA BINOCULAR - OPCIÓN C HR 2.5X + CINTA CRANEAL PROFESSIONAL L SIN S-GUARD®

- Óptica HR 2.5 x con i-View para cinta craneal profesional L
- Cristales de protección
- 2 palancas basculantes esterilizables

HC032865 _____ distancia de trabajo: 340 mm _____

HC032866 _____ distancia de trabajo: 420 mm _____

HC032867 _____ distancia de trabajo: 520 mm _____



CONFÍAS

en la medición de tu Báscula?



La variación de los parámetros puede ser decisiva en el tratamiento.

Tus pacientes confían en ti, pero ¿confías en la medición de tu báscula?

El peso del paciente es de gran relevancia y tu trabajo puede sufrir complicaciones innecesarias por una medición imprecisa.

En Everest, diseñamos y fabricamos básculas de Grado Médico en las que puedes confiar. **Certificada por el Instituto Nacional de Metrología** de acuerdo con la legislación vigente.

Te garantizamos una medición exacta, sin desviaciones. Una báscula fabricada con material resistente, que ofrece la calidad que solo Everest puede proporcionar.



CUCHILLAS ESQUILADORAS - OSTER



CÓDIGO	SIZE	CORTE
CE020107	50	0,2 mm
CE020240	40	0,25 mm
CE020111	30	0,5 mm
CE020115	15	1,2 mm
CE020110	10	1,6 mm
CE020107	7	3,2 mm
CE020105	5	6,3 mm
CE020158	5/8	0,8 mm
CE030006	7/8	0,8 mm
CE020104	4	9,5 mm
CE020103	7F	3,2 mm
CE020112	5F	6,3 mm
CE020114	4F	9,5 mm
CE020119	9	2,0 mm
CE020106	3	13,0 mm
CE020210	10 ancho	2,4 mm
CE020118	0000	0,25 mm
CE020130	000	0,5 mm
CE020100	0A	1,2 mm
CE020101	1	2,4 mm
CE020102	2	6,3 mm
CE020109	3 1/2	9,5 mm

A550 - OSTER

2 VELOCIDADES

- Potencia: 45 w
- Velocidad de corte: 2200 / 3000 rpm

Recomendada: Clínica veterinaria, peluquería canina de alto rendimiento, centros de acogida y protectoras, criadores caninos, hípica.

INCLUYE: 1 cabezal (Nº10 o Nº 40 a elegir)

EV020102	GRANATE
EV020102P	PLATA
EV020102R	ROSA
EV020102Z	ZEBRA



A555 - OSTER

1 VELOCIDAD

- Potencia: 45 w
- Velocidad de corte: 2200 rpm

Recomendada: Clínica veterinaria, peluquería canina, alumnos de academias de peluquería, particulares con perro con mucho perro.

INCLUYE: 1 cabezal (Nº10 o Nº 40 a elegir)

EV020101



A6 - SLIM

3 VELOCIDADES

- Velocidad de corte: 3100 / 3600 / 4100 rpm
- Motor electrónico de alta eficacia extremadamente silencioso
- Sin calentamientos
- Ligeras, compactas, ergonómicas
- Funcionamiento suave y acabamentos perfectos
- Sin mantenimiento
- Usa cuchillas A5 originales de Oster o modelo A5 de otras marcas
- Nueva tecnología de aleación de zinc para reducir peso y calentamiento
- Tacto especialmente suave y cómodo

Recomendadas: Clínica veterinaria, peluquería canina de alto rendimiento, peluquería de gatos, hípica.

INCLUYE: 1 cabezal (Nº10 o Nº 40 a elegir)

EV020001





PRO 600I - OSTER

BATERÍA DE LITIO

- Opera durante 2 horas a plena potencia, permite más cortes entre cargas.
- Combinación de 5 alturas de corte (0,25 a 2,4mm), fácilmente seleccionables y 4 recalces metálicos (3, 6, 9 y 13mm) permite múltiples posibilidades de corte.
- Su forma y peso (tan solo 270gr) ayudan a prevenir a fatiga de la mano y muñeca.
- Puede usarse con o sin cable.

INCLUYE:

4 recalces metálicos (3, 6, 9 y 13 mm)

EV020109



PRO 3000I - OSTER

- 3000 Cortes por minuto
- Motor potente y silencioso
- Diseño ligero y ergonómico para un cómodo uso.
- Con batería de iones de litio que proporciona potencia continua hasta dos horas con cada carga
- Batería intercambiable extremadamente ligera de peso
- Compatible con todas las cuchillas Oster a5

Recomendada:

Clínica veterinaria, peluquería canina de alto rendimiento, peluquería de gatos, hípica, veterinarios de campo (ideal para pruebas de tuberculina).

INCLUYE:

1 cabezal (Nº10 o Nº 40 a elegir)

EV020108



CLIPMASTER

- Esquiladora eléctrica potente y manejable - 150 W
- Especial perros grandes con abundante pelo
- 700 - 3000 rpm
- Peso 1,5 Kg

Recomendada: Recorte detallado sobre caballos, corderos y vacas. Especial para perro grandes con abundante pelo.

INCLUYE: peine, cuchilla y maletín de transporte

EV020104

POWER PRO ULTRA A5 - OSTER

- Excelente motor con la misma potencia que la A5 y mayor velocidad de corte
- Nueva batería Ni-Mh que proporciona más de 60 minutos de uso continuado
- Tacto suave, antideslizante para un agarre confortable
- Ligera y manejable

INCLUYE:

- Esquiladora + batería + cabezal
- + cargador de sobremesa
- + maletín de aluminio para transporte
- + aceite y cepillo de limpieza

EV020103

OPCIONALES:

- CARGADOR PARA COCHE (ideal para veterinaria de campo o hípica)
- + CABLE DE 3 m. Para usar enchufada a la red.



ARTISAN PLATIUM - OSTER

- Diseño moderno y ergonómico con forma de agarre suave
- Motor potente y silencioso
- Carga rápida. Tiempo de utilización aproximado 45 min.
- Ideal acabados y clínica veterinaria

Recomendada:

- Clínica veterinaria para toma de vías o cirugía.
- Acabados y retoques en peluquería canina.

INCLUYE:

- 2 cabezales con baño de titanio
- 2 recalces

EV020106





GENESIS - S OVINO

- Ligera y manejable.
- Diseño ergonómico.
- Potencia: 350W.
- 2.400 cortes/minuto.
- Longitud: 32 cm.
- Peso: 1,5 Kg.
- Cable de 5 m.
- Peine y cuchilla incluida.
- Maletín de transporte


EV050001

14 cm

ISIS

PERFECTA PARA PUNCIONES VENOSAS ,
INCISIONES / BIOPSIAS Y ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

- Silenciosa e imperceptible.
- El bajo nivel de ruido (56 dB) y las pocas vibraciones hacen que sea la más adecuada para trabajar con animales asustadizos como gatos o exóticos.
- Altura de corte regulable.
- Peine guía ajustable a 4 longitudes de corte (aproximadamente de 3 a 6 mm).
- Manejable, ligera y precisa
- Dimensiones reducidas (14 cm) y poco peso (120 g).
- Su pequeño cabezal de corte trabaja con precisión en áreas delicadas como las extremidades del gato.



AMIGA DE LOS
GATOS



Motor	DC motor aprox. 5700 rpm
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Tiempo de carga - batería	aprox. 60 Min.
Tiempo de funcionamiento	aprox. 40 Min.
Longitud de corte	aprox. 1,5 mm
Ancho de corte	24 mm
Peso	aprox. 120 g
Estado de carga	indicador de nivel de carga en la base
Nivel de ruido	<60 dBA

INCLUYE:

Peine de cierre a presión, cepillo, aceite, base de carga con las herramientas, cortadora, manual de funcionamiento

EV040002



TUTORIALES EVEREST

te lo explicamos todo paso a paso.



Nuestro canal: **You Tube**
EVEREST
tecnovet

VEGA

PERFECTO PARA PREPARARSE PARA UN ULTRASONIDO O UNA PUNCIÓN VENOSA EN CABALLOS

- Cómoda, versátil, variedad de cortes.
- Diseño ergonómico
- Reducido tamaño (17 cm y menos de 250 g)
- Funcionamiento inalámbrico.
- Funcionamiento a batería (carga rápida inferior a 1 hora) o alternativamente enchufada a la red.
- Ajuste del cabezal para la longitud de corte: 0,5 – 2,5 mm y gama de accesorios de peine para 4, 8, 12, 16 y 20 mm.
- Indicador del nivel de carga de la batería
- Cinco niveles de carga (0-100%).

17 cm



Batería	Lithium-Ion
Tiempo de carga	60 min
Tiempo de duración	100 min
Motor	D.C. motor aprox. 5.700 rpm
Longitud de corte	3 x ajustables 0,5 / 1,5 / 2,5 mm
Ancho de corte	40 mm
Peso	<250 g (incluye batería y hoja)
Indicador del estado de carga	Display en el dispositivo
Nivel de ruido	<60 dBA

INCLUYE:

5 peines de cierre a presión, cepillo, aceite, base de carga, cortadora, manual de funcionamiento

EV040001





MOTOR DENTAL

Motor electrónico, adaptado perfectamente a las exigencias de la técnica actual. Para fresar, rebajar, amolar, pulir y taladrar.

Para pequeña mecánica y laboratorio dental y médico.

- Interruptor para la rotación adelante/ reverse
- Protección de sobrecarga
- Selección infinita de control de la velocidad variable

Velocidad	1000 - 35000 rpm.
Potencia	120W
Valtio	115/230 V, 50-60 Hz
Dim. AxLxF	130 x 190 x 250 mm
Peso	3,2 kg

Modelo de mesa, incluye:

- Motor electrónico
- Interruptor de pedal
- Micromotor con cable de 2m, 35.000 R.P.M.

MD010003



PIEZA DE MANO RECTA

PM010001



CONTRA ÁNGULO

AD010001 (antes XX170011)



NUN
mesa de examen

NUN: LA MESA DE EXAMEN
PARA LOS VETERINARIOS MÁS EXIGENTES



YouTube

COLCHÓN QUIRÚRGICO ADAPTABLE

BUSTER

Soporte ideal para cirugía y examen del paciente.

Mantiene al animal aislado de las frías mesas de cirugía.
Resistente a todos los desinfectantes comúnmente utilizados.

Radiotransparente.

La forma del Vacu-soporte se adapta al paciente y el aire se vacía utilizando la bomba especial.



CB030002	30 x 60 cm
CB030001	50 x 100 cm
BC020001	Bomba vacío para colchón

MICROCAUTERIO

- Electrocauterio bipolar para la cauterización de pequeños vasos
- Desechable y estéril
- Incluye baterías
- 60 min. de uso continuo
- 76g - Ø 180x18mm
- Punta fina
- Temperatura de trabajo: 1200°C

CO031000



NUM
mesa de examen

NUESTRAS MARCAS:



ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO VETERINARIO