

TRAUMATOLOGÍA

LIQUIDACIÓN:
IMPLANTES DE
TRAUMATOLOGÍA



EVEREST
tecnología veterinaria



AGUJA GUÍA PARA FIJACIÓN EXTERNA

IP760002	2 x 200 mm
IP760003	3 x 300 mm
IP760004	4 x 300 mm

AGUJA KIRSCHNER

2 PUNTAS LVM

IP761108	0,8 x 300 mm
IP761110	1,0 x 300 mm
IP761112	1,2 x 300 mm
IP761115	1,5 x 300 mm
IP761118	1,8 x 300 mm
IP761120	2,0 x 300 mm
IP761122	2,2 x 300 mm
IP761125	2,5 x 300 mm
IP761130	3,0 x 300 mm

AGUJA ROSCA NEGATIVA

2 PUNTAS 2 ROSCAS DE 6 MM

IP731006	1,0 x 285 mm
IP731206	1,2 x 285 mm
IP731506	1,5 x 285 mm
IP731806	1,8 x 285 mm
IP732006	2,0 x 285 mm
IP732506	2,5 x 285 mm
IP733006	3,0 x 285 mm

ROSCA 6 MM EN 1 EXTREMO

IP741206	1,2 x 285 mm
IP741506	1,5 x 285 mm
IP742006	2,0 x 285 mm
IP742506	2,5 x 285 mm

AGUJA ROSCA POSITIVA

ROSCA EN CENTRO

IP721510	Aguja: ø 1,5 mm · Rosca: 10 mm (ø 2,0 mm)
IP721515	Aguja: ø 1,5 mm · Rosca: 15 mm (ø 2,0 mm)
IP722020	Aguja: ø 2,0 mm · Rosca: 20 mm (ø 2,7 mm)
IP722530	Aguja: ø 2,5 mm · Rosca: 30 mm (ø 3,5 mm)
IP723030	Aguja: ø 3,0 mm · Rosca: 30 mm (ø 4,0 mm)

ROSCA EN PUNTA

IP711515	Aguja: ø 1,5 mm · Rosca: 15 mm (ø 2,0 mm)
IP712015	Aguja: ø 2,0 mm · Rosca: 15 mm (ø 2,7 mm)
IP712525	Aguja: ø 2,5 mm · Rosca: 25 mm (ø 3,5 mm)
IP713030	Aguja: ø 3,0 mm · Rosca: 30 mm (ø 4,0 mm)

CLAVO STEINMAN

2 PUNTAS

IP771204	4 x 300 mm
IP771205	5 x 300 mm
IP771206	6 x 300 mm
IP771207	7 x 300 mm
IP771208	8 x 300 mm



FIJADOR EXTERNO

ACERO INOXIDABLE

FE010001	1 x 2 mm
FE010002	2 x 3 mm
FE010003	3 x 4 mm
FE010004	2 x 4 mm
FE010005	2,5 x 3 mm
FE010006	1,5 x 2 mm



OVILLO DE ACERO INOXIDABLE

10 METROS - PARA CERCLAJE

OA010028	0,25 mm
OA010030	0,30 mm
OA010040	0,40 mm
OA010050	0,50 mm
OA010060	0,60 mm
OA010070	0,70 mm
OA010080	0,80 mm
OA010090	0,90 mm
OA010100	1,00 mm





REGLA DE METAL

IZHB0070 15 cm 6"



TARAU (MACHO) CON MANGO

IE517012	Ø 2,0 mm
IE517101	Ø 2,7 mm
IE517102	Ø 3,5 mm paso 1,75 mm
IE517103	Ø 3,5 mm paso 1,25 mm



DESTORNILLADOR HEXAGONAL

CON SUJETA-TORNILLO

IE517802	p/ tornillo de 1,5 - 2 mm
IF070806	p/ tornillo de 2,7 - 3,5 - 4 mm

SIN SUJETA-TORNILLO

IE517603	p/ tornillo de 4,5 - 6,5 mm
----------	-----------------------------

LIQUIDACIÓN: IMPLANTES DE TRAUMATOLOGÍA



Ofertas al final de este catálogo



BROCAS

IE516901	Ø 1,1 mm
IE516902	Ø 1,5 mm
IE516903	Ø 2 mm
IE516904	Ø 2,5 mm
IE516905	Ø 2,7 mm
IE516906	Ø 3,2 mm
IE516908	Ø 3,5 mm
IE516911	Ø 4,5 mm



LLAVE DOBLADORA DE PLACAS

IE001287	2,7 - 3,5 (par) 140 mm
----------	------------------------



INSTRUMENTO PARA HACER Y CORTAR CERCLAJES

IE001260	15 cm	E
IE001261	16,5 cm	TC (boca-dura)



CURVADOR DE AGUJAS KIRSCHNER

IE519600	
----------	--

ALICATE "HERCULES" PARA AGUJAS

IE605230 23 cm GOLD-CUT hasta 3mm.



ALICATE CORTADOR Y DOBLADOR DE ALAMBRES

IE181316 16 cm



ALICATE GUBIA LAMINECTOMÍA 3 MM


IE001433 2,7 - 3,5 (PAR) 140 mm



GRAN OFERTA DE PRODUCTOS DESECHABLES



www.everest-tecnovet.com



LIMA PARA HUESOS PUTTI

IZHB3653	30 cm
IZHB3653	30 cm



LIMA ÓSEA FOMON 6 POSICIONES

IZHB564121	21 cm
------------	-------



LIMA ÓSEA TROCHLEA RASP CÓNICA PARA TRÓCLEA

IE001020



LIMA - RASPADOR PARA ARTOPLASTIA FORMA DE GOTA

IE001010





SIERRA GIGLI - HILO DE METAL 40 CM

IE536740



MANGOS PARA SIERRA GIGLI (PAR)

IE536900



SIERRA DE MANO PEQUEÑA CON SIERRAS DE REPUESTO

IE001000 contiene 5 sierras

HOJA DE REPUESTO PARA SIERRA

IE001001 pack 5 unidades



SEPARADOR AUTOSTÁTICO GELPI

AGUDO

IE615309	9 cm
IE615313	14 cm
IE615318	18 cm

ROMA

IE161614R	14 cm
-----------	-------

AGUJA PARA LIGADURAS DESCHAMPS

**CURVA A LA DERECHA,
PARA MANO IZQUIERDA**

IZ253921	21 cm	roma
IZ254121	21 cm	aguda
IZ254324	24 cm	roma

**CURVA A LA IZQUIERDA,
PARA MANO DERECHA**

IZ253620	20 cm	aguda
IZ253420	20 cm	roma
IZ254021	21 cm	aguda
IZ254224	24 cm	roma

OTRAS MEDIDAS, CONSULTAR



GUBIA DE PARTSCH

IZ346504	13,5 cm x 4 mm
IZ346506	13,5 cm x 6 mm



CINCEL DE PARTSCH

IZ346306	13,5 cm x 6 mm
IZ346308	13,5 cm x 8 mm





PINZA PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE HUESO

IZHB3714	13,5 cm
IE001200	16,5 cm
IZHB371701	20 cm



PINZA PARA REDUCCIÓN, COMPRESIÓN DE HUESO Y PLACA

IE001210	
----------	--



PINZA CORTANTE PARA HUESOS - LISTON

IZHB3814	14 cm	recta
IZHB3817	17 cm	recta
IZHB3824	14 cm	curva
IZHB3827	17 cm	curva



PINZA SUJETAHUESOS VERBRUGGE

IZHB3739	17,5 cm (baby)
IZHB3736	25 cm
IZHB3737	26 cm
IZHB3738	27 cm

PINZA DE RODILLA STIFLE DISTRACTOR

IE001112



CUCHARILLA CORTANTE DOBLE WILLIGER

IZHB3563

13,5 cm



CUCHARILLA CORTANTE VOLKMANN

IZHB3500	3 mm - 17 cm	fig. 0000
IZHB3501	4 mm - 17 cm	fig. 000
IZHB3502	5 mm - 17 cm	fig. 00
IZHB3503	6 mm - 17 cm	fig. 0
IZHB3504	7 mm - 17 cm	fig. 1
IZHB3505	8 mm - 17 cm	fig. 2
IZHB3506	10 mm - 17 cm	fig. 3
IZHB3507	11,06 mm - 17 cm	fig. 4
IZHB3508	12,6 mm - 17 cm	fig. 5





MARTILLO BERMAN

IP270201	250 gramos
IP270202	500 gramos
IP270203	200 gramos com teflón en un extremo



PERIOSTOTOMO FARABEUF

LEGRA CORTANTE

IZHB3605	curvo 15 cm
IZHB3604	recto 15 cm



OSTEOTOMO MINI-LAMBOTTE

IZ346904	4 mm x 12,5 cm
IZ346906	6 mm x 12,5 cm
IZ346908	8 mm x 12,5 cm
IZ346910	10 mm x 12,5 cm
IZ346912	12 mm x 12,5 cm
IZ347015	15 mm x 17 cm

ANAESTHETIC VAPORIZER

ELEVADOR DE HUESOS



IZ366207 15 cm x 7 mm

ELEVADOR DE HUESOS MINI-HOHMANN



IZ366408 16 cm, 8 mm, 2 mm

ELEVADOR DE HUESOS HOHMANN



IZ366710 10 mm x 22 cm
IZ366718 18 mm x 24 cm romo



McKinley
Anaesthetic Machines ONE

ULTRA COMPACTO Y ECONÓMICO



SIERRA OSCILANTE - HB 8871 GO SIN HOJA

- A batería, independiente de la red eléctrica.
- Esterilizable.
- El cabezal de la sierra está provisto con taladros de compensación de presión.

IZHB8871GO

Conexión a la red	220-240 Volt 50/60 Hz
Toma de corriente nominal	+ 14,4 V DC
Oscilaciones	11.000-18.000 min ⁻¹
Peso	1,12 kg sin Accu - 1,80 kg con Accu
Nivel de ruido	65-75 dB (A)
Clase de protección	III
Grado de protección (IP)	IP2X
Normas	EN 60601-1-2, IEC 60601-1-2



Cabezal desmontable para esterilización



El cambio del acumulador es fácil



Trabajamos con todo el catálogo de HEBU Medical

CONSÚLTENOS

SIERRA OSCILANTE - HB 8894 GO + HOJA

- A corriente.
- Regulación del número de revoluciones.
- Aceleración suave.
- La refrigeración del motor se hace a través de la circulación del aire.

IZHB8894GO

Conexión a la red	220-240 Volt
	50/60 Hz
Toma de corriente nominal	250 Watt
Oscilaciones	12.000-21.000 min ⁻¹
Peso	1,3 kg sin cable - 1,7 kg con cable
Longitud del cable	4,5 m
Nivel de ruido	68-82 dB (A)
Clase de protección	II
Grado de protección (IP)	IP2X
Normas	EN 60601-1, IEC 60601-1



Sistema de enfriamiento del motor con circulación del aire.



Regulación de las revoluciones para una oscilación óptima de la hoja de sierra



HOJA PARA SIERRA

PARA AUTOPSIA · YESO · OSTEOTOMÍAS

IZHB889301 20 mm ancho / 70 mm largo.



HOJA SIERRA PARA OSTEOTOMÍAS

IZ889204 pequeña, GC 505. 8 mm ancho / 39 mm largo.





LIQUIDACIÓN IMPLANTES DE TRAUMATOLOGÍA

www.everest-tecnovet.com

LIQUIDACIÓN

IMPLANTES DE TRAUMATOLOGÍA

PLACAS AC

5 x 1 mm

p/ tornillos 2 mm



IE516403

3 agujeros
17 mm, curva

9,75€

6,34€

35%

IE516413

4 agujeros
22 mm

30,48€

18,29€

IE516416

7 agujeros
37 mm

38,28€

26,80€

30%

12 x 3,8 mm

p/ tornillos 4,5 mm



IE513909

9 agujeros
151 mm

37,02€

18,51€

50%



IE513910

10 agujeros
167 mm

40,50€

28,35€

30%

10 x 3 mm

p/ tornillos 3,5 mm



IE515304

4 agujeros
49 mm

26,90€

22,86€

30%

PLACA ACETÁBULO



IE350604

tornillo 3,5 mm
6 agujeros
nº4

55,50€

38,85€

30%

IE350605

tornillo 3,5 mm
6 agujeros
nº5

55,50€

38,85€

30%

PLACA RECONSTRUCCIÓN



IE516353

p/ tornillo 4,5mm
253 mm
16 agujeros

89,40€

53,64€

40%

IE350670

p/ tornillo 3,5mm
10 x 2,5
6 agujeros
70 mm

65,00€

52,00€

20%

PLACAS REDUCTORAS



6 x 2 mm

IE270427

4 agujeros
27 mm
p/ 2,7

12,00€

10,20€

40%

10 x 3 mm

IE504052

4 agujeros
52 mm
p/ 3,5

11,65€

6,99€

40%

IE506076

6 agujeros
76 mm
p/ 3,5

17,55€

10,53€



1/4 tubo

p/ tornillo 2,7 mm

IE516303

3 agujeros
23 mm

9,76€

5,86€

40%

IE516304

4 agujeros
31 mm

10,86€

6,52€

30%

IE516305

5 agujeros
39 mm

13,37€

9,36€

IE516306

6 agujeros
47 mm 7x1

15,30€

10,31€

IE516308

8 agujeros
65 mm

17,16€

12,01€



Semitubular

IE514107

12 x 1 mm
7 agujeros
119 mm reductora
p/ 4,5 mm

18,52€

12,04€

35%



1/3 círculo
9 x 1mm

reductora p/ 3,5 mm

IE515403

3 agujeros
37 mm

11,65€

6,99€

40%

IE515404

4 agujeros
49 mm

12,85€

7,71€

35%

IE515406

6 agujeros
73 mm

15,05€

9,78€

IE515408

8 agujeros
97 mm

17,40€

11,31€

LIQUIDACIÓN

TORNILLO ESPONJOSA



IE512810

ø3,5 x 10 mm largo, 1,75

IE512812

ø3,5 x 12 mm largo, 1,75

IE512814

ø3,5 x 14 mm largo, 1,75

~~4,00€~~ **2,80€**

30%

IE512816

ø3,5 x 16 mm largo, 1,75

IE512820

ø3,5 x 20 mm largo, 1,75

IE512824

ø3,5 x 24 mm largo, 1,75

~~4,46€~~ **3,12€**

30%

IE512830

ø3,5 x 30 mm largo, 1,75

IE512832

ø3,5 x 32 mm largo, 1,75

IE512834

ø3,5 x 34 mm largo, 1,75

IE512836

ø3,5 x 36 mm largo, 1,75

IE512838

ø3,5 x 38 mm largo, 1,75

IE512840

ø3,5 x 40 mm largo, 1,75

~~5,22€~~ **3,13€**

40%

IE512930

ø4,0 x 30 mm, semirosca

IE512935

ø4,0 x 35 mm, semirosca

~~5,22€~~ **3,13€**

40%

IE512945

ø4,0 x 45 mm, semirosca

IE512950

ø4,0 x 50 mm, semirosca

~~6,18€~~ **3,09€**

50%

IT032110

ø4,0 x 10 mm, R.T.

IT032112

ø4,0 x 12 mm, R.T.

~~4,65€~~ **3,26€**

30%

IT032128

ø4,0 x 28 mm, R.T.

~~6,90€~~ **4,83€**

30%

IT032325

ø6,5 x 25 mm, L

IT032335

ø6,5 x 35 mm, largo

IT032340

ø6,5 x 40 mm, largo

~~8,50€~~ **5,10€**

40%

IT032345

ø6,5 x 45 mm, largo

~~9,35€~~ **4,68€**

50%

IT032525

ø6,5 x 25 mm, R.T.

~~9,00€~~ **5,40€**

40%

IE512922

ø4,0 x 22 mm, semirosca

IE512926

ø4,0 x 26 mm, semirosca

~~4,46€~~ **3,12€**

30%

ARANDELA METÁLICA



ø 13 mm
p/ tornillo 4,5

IE185913

~~4,30€~~

2,80€

35%

TORNILLO CORTICAL



IE513114

ø4,5 x 14 mm, largo

IE513116

ø4,5 x 16 mm, largo

IE513118

ø4,5 x 18 mm, largo

IE513120

ø4,5 x 20 mm, largo

IE513122

ø4,5 x 22 mm, largo

~~4,67€~~ **3,27€**

30%

IE513124

ø4,5 x 24 mm, largo

IE513126

ø4,5 x 26 mm, largo

IE513128

ø4,5 x 28 mm, largo

IE513130

ø4,5 x 30 mm, largo

IE513132

ø4,5 x 32 mm, largo

IE513134

ø4,5 x 34 mm, largo

IE513136

ø4,5 x 36 mm, largo

~~5,04€~~ **3,02€**

40%

IE512606

ø2,7 x 6 mm, largo

IE512608

ø2,7 x 8 mm, largo

~~3,80€~~ **2,28€**

40%

IE512628

ø2,7 x 28 mm, largo

~~4,56€~~ **2,74€**

40%

IE512728

ø3,5 x 28 mm largo, 1,25

IE512732

ø3,5 x 32 mm largo, 1,25

IE512738

ø3,5 x 38 mm largo, 1,25

~~4,67€~~ **2,80€**

40%

IE513138

ø4,5 x 38 mm, largo

IE513140

ø4,5 x 40 mm, largo

IE513142

ø4,5 x 42 mm, largo

~~5,30€~~ **3,71€**

30%

Precios válidos salvo error tipográfico. UNIDADES LIMITADAS.