

Autoclave Vacuklav® 31 B+

Gane más tiempo tratando a sus pacientes. Al desarrollar la serie Euroklav, prestamos atención a los ajustes de trabajo de la clínica para que fueran eficientes y seguros desde el primer minuto. Obtenga más información sobre las ventajas de tiempos de operación cortos, operación intuitiva y los diversos medios de documentación de nuestros autoclaves independientes de la Clase S:

RENDIMIENTO Procesos de esterilización cortos para su consulta: El programa rápido (incluido el pre-vacío) esteriliza los instrumentos sin embolsar en solo 15 minutos*. Cantidades más grandes de instrumentos embolsados pueden reprocesarse en solo 28 minutos* usando el Programa Universal.

* sin secado

SEGURIDAD Los esterilizadores de vapor MELAG controlan todos los parámetros relevantes del proceso utilizando un control de microprocesador de alta precisión para garantizar los más altos estándares de seguridad. Los registros del programa proporcionan seguridad jurídica y se guardan a través de una interfaz en serie.

FLEXIBILIDAD Los dos sistemas de la Clase Profesional se ajustan a los requisitos de su sala de descontaminación. Elija entre esterilizadores de vapor con suministro fijo de agua o autónomos. Los tanques de agua integrados y el sistema patentado de enfriamiento por aire de Vacuklav® 31 B los hacen completamente independientes de la ubicación y fáciles de instalar. Los autoclaves Clase Profesional con un suministro de agua fijo están equipados con una tecnología de vacío de alto rendimiento. LA

FACILIDAD DE USO El uso fácil de los autoclaves Clase Profesional le permite concentrarse en el tratamiento del paciente: el concepto comprobado de 4 teclas MELAG mejora su flujo de trabajo y evita errores operativos. Además del concepto operativo intuitivo, sus herramientas digitales llevan el proceso de descontaminación del instrumento al siguiente nivel.

Vacuklav® 31 B+
Autoclave autónomo
con una profundidad
de cámara de 35 cm.

	PROGRAMA	31 B+	Tiempo de secado
Rápido S*	134°C Tiempo de espera: 3.5 min	15 min.	5 min.
Universal	134°C Tiempo de espera: 5.5 min	29 min.	10 min.
Delicado	134°C Tiempo de espera: 5.5 min	31 min.	20 min.
Suave	121°C Tiempo de espera: 20.5 min	45 min.	20 min.
Priones	134°C Tiempo de espera: 20.5 min	45 min.	20 min.

Vacuklav® 31 B+	
Tipo de dispositivo	Autónomo
Tamaño de la cámara	35 cm largo x Ø 25 cm x 45 cm
Volumen de cámara*	17 litros
Cantidad de carga	5 kg instrumentos 1.8 kg textiles
Dimensiones del dispositivo (A x H x P)	42,5 x 49 x 62 cm El dispositivo cabe en una mesa de 50 cm.
Peso	45 kg
Fuente de alimentación	230 V / 50/60 Hz
Consumo de energía	2.100 Watts
* Especificación de litros redondeada	

AE040202