

Autoclave - Vacuvel 23B+

EL AUTOCLAVE VETERINARIO

Perfectamente
adecuado para clínicas
veterinarias

Clase B para
una esterilización
más segura

Tiempos de ciclo cortos
y secado al vacío
rápido y efectivo

Fácil manejo y
documentación versátil

Dispositivo independiente
con un eficaz sistema
de refrigeración por aire

Calidad
made in Germany



Décadas de experiencia junto con los conocimientos técnicos especializados en control de infecciones garantizan las soluciones más fiables para la esterilización a vapor en una clínica veterinaria: Vacuvel 23 B + combina tecnología duradera y resistente con facilidad de uso.

Descubra los aspectos más destacados del producto en línea con los requisitos de las clínicas veterinarias:

Fiabilidad: ¿Busca un autoclave seguro y fiable con una vida útil prolongada? Siga el ejemplo de 500.000 consultorios médicos y clínicas en todo el mundo y beneficie de la calidad superior de MELAG, made in Germany.

Rendimiento: los tiempos de ciclo cortos y un secado al vacío efectivo garantizan la esterilización segura de todos sus instrumentos. Nuestros accesorios alineados permiten una carga óptima del autoclave con hasta 5 kg de instrumentos.

Seguridad: El Vacuvel 23 B + supervisa todos los parámetros relevantes del proceso mediante un control por microprocesador de alta precisión para garantizar la máxima seguridad. Los registros del programa ofrecen seguridad legal y se guardan mediante la tarjeta CF, conexión de red o impresora.

Flexibilidad: un autoclave - dos sistemas: con contenedores de almacenamiento de agua integrados y una refrigeración por aire eficiente, el concepto autónomo hace que el autoclave se pueda instalar en cualquier sitio y sea de fácil instalación. El uso de una unidad de tratamiento de agua adicional asegura un suministro de agua totalmente automático y rápido.

AE040205

www.everest-tecnovet.com
info@everest-tecnovet.com



Autoclave - Vacuvel 23B+

EL AUTOCLAVE VETERINARIO



Perfectamente adecuado para clínicas veterinarias

Clase B para una esterilización más segura

Tiempos de ciclo cortos y secado al vacío rápido y efectivo

Fácil manejo y documentación versátil

Dispositivo independiente con un eficaz sistema de refrigeración por aire

Calidad made in Germany



PROGRAMAS	Rápido S*	Rápido B**	Universal	Suave	Priones
Especificación	134 °C, Tiempo de mantenimiento: 3,5 min.	134 °C, Tiempo de mantenimiento: 5,5 min.	134 °C, Tiempo de mantenimiento: 5,5 min.	121 °C, Tiempo de mantenimiento: 20,5 min.	134 °C, Tiempo de mantenimiento: 20,5 min.
Tiempo de esterilización	15 min.	29 min.	31 min.	45 min.	45 min.
Tiempo de secado	5 min.	10 min.	20 min.	20 min.	20 min.

* Solo para instrumentos sin envolver

** Máx. carga 1,5 kg envuelto o 5 kg sin envolver

Tipo de dispositivo	Tamaño de la cámara	Volumen de la cámara*	Cantidad de carga	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso	Fuente de alimentación	Consumo de energía
Autónomo	45 cm de largo x Ø 25 cm	23 litros	Instrumentos de 5 kg 1,8 kg de textiles	42,5 x 49 x 74 cm El dispositivo cabe en una mesa de 60 cm	50 Kg	230 V 50/60 Hz	2.100 vatios

* Especificación de litros redondeada

Vacuvel 23 B + está concebido para ser usado únicamente en un contexto veterinario. No es un dispositivo médico según lo definido por la directiva 93/42 / EEC o EU 2017/745 y, por lo tanto, no ha sido aprobado para uso en un contexto médico humano.

AE040205