

# Autoclave Clase B - FUTURA

## Autoclaves para la esterilización de alta gama

Los aparatos médicos **Mocom** ofrecen la fiabilidad de una marca de alta gama, capaz de distinguirse por las prestaciones y la tecnología de vanguardia de sus esterilizadoras y productos sanitarios. La mejor autoclave debe ser capaz de simplificar los ciclos de trabajo de manera práctica, rápida y eficaz, facilitando el trabajo del profesional.



**CREADA PARA SIMPLIFICARTE LA VIDA,  
REDUCIR COSTES Y ASEGURAR UNA EFICIENCIA SUPERIOR.**

Futura no requiere una conexión hídrica externa para el tratamiento del agua corriente. **Puedes llenar el depósito principal con agua de grifo, gracias al filtro desmineralizador allí ubicado.**

**Arranque diferido:** permite aplazar el inicio de los ciclos para racionalizar el uso de la máquina.

**Secado extra:** Permite programar el tiempo de secado de forma personalizada para aquellas cargas más difíciles.

Funciona con agua del grifo

Display 4,3" color, táctil intuitivo.

**Arranque diferido** permite aplazar el inicio de los ciclos de esterilización para racionalizar el uso de la máquina.

Secado extra.

Conectividad avanzada, Ethernet y wifi .

**Futura** 

 **FUNCIONA CON  
AGUA DEL GRIFO**

**AE040722**

**5 bandejas**  
porta instrumentos

**22 litros**

**AE040728**

**6 bandejas**  
porta instrumentos

**28 litros**



[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)  
[info@everest-tecnovet.com](mailto:info@everest-tecnovet.com)

