

Autoclave Clase B - SUPREME

Autoclaves para la esterilización de alta gama

Los aparatos médicos **Mocom** ofrecen la fiabilidad de una marca de alta gama, capaz de distinguirse por las prestaciones y la tecnología de vanguardia de sus esterilizadoras y productos sanitarios. La mejor autoclave debe ser capaz de simplificar los ciclos de trabajo de manera práctica, rápida y eficaz, facilitando el trabajo del profesional.



**50 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN
CON 5 LITROS DE AGUA DE GRIFO SOLAMENTE.**



Supreme 



**FUNCIONA CON
AGUA DEL GRIFO**

AE040822

5 bandejas
porta instrumentos

22 litros

AE040828

6 bandejas
porta instrumentos

28 litros

Consumo de aprox. 100 ml/ciclo.

Nace el primer autoclave de **circuito cerrado capaz de utilizar agua corriente gracias al específico sistema interno de filtrado que, al reciclar el agua, permite emplearla en los ciclos sucesivos.**

Se eliminan así todos los problemas de almacenamiento y abastecimiento de agua desmineralizada.

Funciona con agua del grifo.

50 ciclos con solo 5 litros de agua del grifo, ya que tiene un filtro de reciclaje.

Display de 7", con menú fácil e intuitivo, tutorales de vídeo y avisos luminosos.

Conectividad avanzada, Ethernet y wifi



www.everest-tecnovet.com
info@everest-tecnovet.com

