

# ASPIRADORES QUIRÚRGICOS



**AP - 92**  
AM020075

ASPIRADOR	AP - 92
<b>Chasis</b>	Composite mejorado (NRFV)
<b>Motobomba</b>	de membrana (sin engrase)
<b>Bomba</b>	Caudal máx. a salida del equipo 600 l/h (10 l/min)
<b>Vacío máximo</b>	Mando regulador de 0-600 mmHg (80 Kpa)
<b>Frasco recolector</b>	en policarbonato, de 1 litro
<b>Tensión eléctrica</b>	220 V/50Hz (otros, bajo demanda)
<b>Potencia</b>	80 VA
<b>Medidas</b>	34 x 15 x 30 cm
<b>Peso</b>	3,5 Kg aprox.
<b>Normativa</b>	UNE EN 60.601/ UNE EN ISO10.079



**ASPIT**  
AM020001

ASPIRADOR	ASPIT
<b>Chasis</b>	Composite mejorado (NRFV)
<b>Motobomba</b>	de membrana (sin engrase)
<b>Bomba</b>	Caudal máx. a salida del equipo 800 l/h (13.3 l/min)
<b>Vacío máximo</b>	Mando regulador de 0-600 mmHg (80 Kpa)
<b>Frasco recolector</b>	en cristal, de 1.6 litro
<b>Tensión eléctrica</b>	220 V/50Hz (otros, bajo demanda)
<b>Potencia</b>	115 VA
<b>Medidas</b>	34 x 15 x 30 cm
<b>Peso</b>	4,6 Kg sprox.
<b>Normativa</b>	UNE EN 60.601/ UNE EN ISO10.079

