

# ASPIRADOR MÉDICO V7



Aspirador portátil alto vacío.

Ideal por su versatilidad para uso en instalaciones diversas.

Carcasa en ABS con asa y sistema de anclaje testado a 10g.

Bomba de vacío de pistón de grado médico.

Aspira a 20 litros por minuto.

Vacuómetro de 0-100 kPa (0-760 mmHg).

Mando regulador de vacío.

Frasco recolector PC1, de 1 litro (capacidad útil 0,75 L),

con válvula de seguridad. Esterilizable en autoclave hasta 121°C

Interruptor ON/OFF con protección contra humedad.

Dimensiones: 385 x 155 x 255 mm.

<b>V7 ac con frasco PC1</b>	
<b>Alimentación</b>	22V 50Hz
<b>Caudal libre de aire aspirado</b>	20 L/min
<b>Vacío máximo bomba</b>	80 kPa - 600 mmHg
<b>Consumo eléctrico</b>	250 W
<b>Filtro de bacterias</b>	sí
<b>Peso</b>	3 kg
<b>dimensiones: Alto x ancho x fondo</b>	250 x 395 x 160 mm



**AM020003**

[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)

[info@everest-tecnovet.com](mailto:info@everest-tecnovet.com)

