


Aspirador quirúrgico FV series


La posibilidad de poder elegir entre un sólo frasco de un litro y, hasta un máximo de tres frascos de tres litros cada uno, hace que el FV series SH sea uno de los aspiradores más versátiles en el mercado a la hora de recolectar los líquidos aspirados y así se adapte a sus necesidades.



Modelo **FV-SM**



Modelo **FV-SH**



Variación de la presión según altura respecto nivel del mar, a temperatura de 22°C.



AM1202SM

2 frascos de 1 litro
serie SM

AM1220SM

2 frascos de 3 litros
serie SM

AM1202SH

2 frascos de 1 litro
serie SH

AM1220SH

2 frascos de 3 litros
serie SH

ASPIRADOR QUIRÚRGICO FV - ORDISI		
	SERIE SM	SERIE SH
Chasis	Carcasa moldeada en polietileno lineal	
Motobomba	Bomba de vacío de pistón en seco	
Caudal	Caudal 2.7 m3/h (45 l/min)	Caudal 5.4 m3/h (90 l/min)
Vacío máximo	Mando regulador de 0 a 680 mmHg(91 kPa)	Mando regulador de 0 a 700 mmHg(93.5 kPa)
Nivel de ruido	58 dB	
Tensión eléctrica	230 V/50 Hz	
Potencia	260 VA	350 VA
Peso	22 Kg approx.	
Medidas	53 x 43 x 80 cm	
Normativa	UNE EN 60601 / EN 61000 /UNE EN ISO 10079	

www.everest-tecnovet.com
info@everest-tecnovet.com

