

Cencom II

Centrífuga angular "Cencom II"

Con cabezal angular para 6 tubos de 15 ml y 6 adaptadores adicionales para tubos falcon de 15 ml. Regulación electrónica digital de la velocidad y tiempo. Velocidad regulable hasta 4000 r.P.M. (1790 R.C.F.).



Vista longitudinal del cabezal con envolvente y doble apoyo de la vaina en sus dos extremos.



APLICACIONES

Laboratorios en general y centros docentes.

CARACTERÍSTICAS

Mueble exterior en plástico ABS esmaltado.
Suspensión elástica del motor, reduciendo las vibraciones.
Cabezal angular fijo para 6 tubos con identificador numérico.
Tapa en polycarbonato transparente para visualizar rotor.
Selección de 1000 a 4000 r.p.m. en pasos de 500 r.p.m. Selección del tiempo de 1' a 60' en pasos de 1'.

PANEL DE MANDOS

Display digital indicador de la velocidad o tiempo.
Pulsador marcha-paro.
Pulsador selector de velocidad-tiempo.
Pulsador incrementar valor.
Pulsador disminuir valor.

SEGURIDAD

NORMA EN. 61010.2.020. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD POR MICRORRUPTOR QUE DESCONECTA LA ALIMENTACIÓN DEL MOTOR AL ABRIR LA TAPA. FUSIBLE DE PROTECCIÓN ADOSADO EN LA PARTE POSTERIOR.



Se suministra con 6 adaptadores con 6 tubos de vidrio de 15 ml y 6 adaptadores adicionales para tubos Falcon de 15 ml.

CA040002