

Centrífuga Angular



Centrífuga digital de sobremesa para aplicaciones de rutina como concentración de suspensiones celulares, separación de suero o plasma, etc. De diseño compacto y estable presenta regulación digital de la velocidad y el tiempo de centrifugación:

- Cabezal angular con capacidad para 6 tubos de 15 mL (dimensiones 16x100 mm) con posiciones numeradas.
- Tapa transparente de policarbonato para visualización y control del cabezal.
- Pantalla LED para ajuste y visualización del tiempo y la velocidad de funcionamiento.
- Regulación digital de la velocidad hasta un máximo de 4000 rpm.
- Interruptor de seguridad que impide que la centrífuga entre en funcionamiento si la tapa está abierta y que para automáticamente la centrifugación en caso de apertura de la tapa.
- Motor de suspensión elástica que garantiza un funcionamiento suave.
- Patas tipo ventosa para una óptima fijación a la superficie de trabajo.

Control	Digital
Cabezal	Angular
Velocidad	1000-4000 rpm (pasos 500 rpm)
Tiempo	1 - 59 min (pasos 1 min.)
Capacidad	6 x 15 mL
FCR máx.	1790 g
Potencia	80 W
Voltaje	220 V - 50 Hz

CA040010