

Centrífuga Vetcen

La centrífuga VETCEN esta especialmente diseñada para su uso en veterinaria, tanto en grandes laboratorios, como en pequeñas clínicas. Dispone de accesorios que le permiten procesar tanto micro tubos de 1.5 -2,2 ml.

Vetcen, permite la configuración de los valores de centrifugación convencionales como tiempo, y velocidad (tanto en RPM como en RCF), pero además ofrece múltiples opciones al usuario de cara a las preferencias de centrifugado como es la regulación de la velocidad de aceleración y frenado, la posibilidad de selección a través del software del rotor disponible, con lo que se obtienen valores reales de RCF, bloqueo de los valores de velocidad durante el procesamiento, bloqueo de tapa en funcionamiento.

El amplio rango de velocidad de trabajo de sus rotores permite el análisis de muestras procedentes de diferentes tipos de animales.

Incorpora una serie de dispositivos de seguridad tanto para el usuario como para la muestra que aseguran la fiabilidad del proceso (tiempo desde 0/ set RPM/RCF, sistema de cierre de tapa, bajo nivel de ruido, protección frente a caída de tapa, apertura manual , cámara en a- cero inoxidable.

- Rendimiento: en un solo centrifugado 6 microtubos +6 capilares.

- Rotores autoclavables.

- Tamaño reducido.

- mensajes del proceso y de error en pantalla



ROTOR	TIPO DE TUBO (DIÁMETRO X LONGITUD)	MAX RPM	MAX RCF	FRENADA MAX.
RT 126	Rotor horizontal para 12 tubos de 1,5 x 75 mm.	11.500	13.159	15 S
RT 130	Rotor mixto para 6 tubos de 1,5 x 75 mm. + 6 Microtubos de 1,5-2 ml.	11.500	12.726	15 S

CA040102