

Mini Centrífuga FUGEVET



- Indicada para el sector veterinario.
- Sistema tipo 'click' para intercambio de cabezales.
- Interruptor de seguridad en tapa que detiene el cabezal en caso de apertura.
- Silenciosa y estable gracias a sus patas de ventosa.
- Fuente conmutada 85-240 V, 50/60 Hz.


MINI CENTRÍFUGA - FUGEVET	
Velocidad	4000/7000/12000 rpm
Alimentación	AC 85-240V, 50/60Hz
Dimensiones aprox.	155 x 175 x 125 mm
Peso aprox.	±0,8 Kg
FCR	990/ 2910/ 5610 g



Para 4 criotubos:
4x5 mL, 4x1.8 mL*



Para 8 criotubos:
8x1.5/2 mL, 8x0.5 mL*, 8x0.2 mL*



Cabezal de tiras:
8x0.2 mL

- Incluye:
Cabezal para tubos microhematocrito,
cabezal angular con adaptadores y cabezal de tiras.

CA040105