

Mini Fuge

MINICENTRÍFUGA

Estructura compacta y estable, gran versatilidad y fácil acceso, así como un arranque suave y un frenado gradual. Pantalla LCD.

Una velocidad de aceleración / desaceleración más rápida permite finalizar el experimento en un tiempo más corto.

El diseño único de instalación de clip en el rotor permite cambiar el rotor de manera más rápida sin necesidad de herramientas. Con el sistema de seguridad en la tapa, así como el sistema de detección de exceso de velocidad y desequilibrio se garantiza un funcionamiento seguro del aparato.

La velocidad de centrifugación se puede ajustar en pasos de 100rpm y el tiempo en rangos de 1-99 minutos o 1-59 segundos.



32 tubos PCR 0.2 mL, 12 tubos 1.5/2 mL, 12 adaptadores para tubos 0.2 mL y 12 adaptadores para tubos 0.5 mL

- 4 tiras de PCR 12 x 0.2 mL
 - 4 x 5 mL (tubo tipo Eppendorf de 5 mL; L= 59 mm, D= 17 mm)
 - 4 x 5 mL (criotubo con rosca de 5 mL; L= 58 mm, con tapón y faldón, D= 16 mm) y 4 adaptadores para tubos 1.5/2 mL
 - 12 tubos Hematocrito 40 x 1.5 mm
- No apto para tubos Aquisel

MINI FUGE

Rango velocidad	500 - 12.000 rpm
FCR máx.	9660 x g
RPM máx.	12.000 rpm
Temporizador	1 - 99 min. / 1 - 59 sec.
Dimensiones (LxAxH)	194 x 229 x 120 mm
Peso	2 kg
Alimentación	AC100-250V/50/60Hz
Ruido velocidad máx.	≤ 47dB (A)
Grado de protección	IP21



ROTORES INCLUIDOS



Cabezal angular para tubos 4 x 5 ml



Cabezal angular para criotubos con rosca, 4 x 1.5/2.5ml, no apto para tubos Aquisel.



Cabezal PCR 4 tiras de 12 x 0.2 ml



Cabezal PCR 32 x 0.2 ml 12 x 1.5/2 ml



Cabezal circular hematocrito 12 x 40 mm x 1.5 mm