

ENZYM MED 4

DETERGENTE TETRAENZIMÁTICO PARA LA LIMPIEZA PREVIA



DD040001

1 litro

DD040005

5 litros

Enzym Med 4 es un detergente tetraenzimático para la limpieza de instrumental médico previa al proceso de desinfección o esterilización en autoclave. Garantiza su compatibilidad con los desinfectantes de alto nivel. El uso combinado de ambos productos asegura excelentes resultados en la desinfección de instrumental médico.

**Limpieza de endoscopios rígidos y flexibles, accesorios de endoscopios, instrumental quirúrgico, odontológico y ortopédico
Baños de ultrasonido.**

Limpieza profunda antes de esterilización en el autoclave.

CARACTERÍSTICAS

- Alta actividad enzimática.
- Compatible con todos los desinfectantes y materiales.
- Compatible también con lavadoras.

COMPOSICIÓN

- Proteasas • Amilasas • Lipasas • Celulasas • Etilenglicol • Tensioactivos no iónicos
- Cloruro de alquil dimetil bencil amonio • Perfume

EFICACIA

Enzym Med 4 tiene una potente acción detergente además de eficacia bactericida y virucida. Su eficacia ha sido testada contra biofilm de *Pseudomonas aeruginosa*.

- Virus (EN14476): Hepatitis B y C, vaccinia y vaccinia BVDV (Virus Diarrea Viral Bovina).
- Bactericida (EN1040 y EN13727): *P. aeruginosa* y *S. aureus*.
- Eficacia contra biofilm de *Pseudomonas aeruginosa*.

Producto sanitario CE Clase I.

Eficacia contra virus según norma UNE14476.