

NDP Med RTU "Ready-To-Use"

SOLUCIONES DESINFECTANTES DE ALTO NIVEL NO REQUIERE DILUCIÓN



DD040101

1 litro

DD040105

5 litros

NDP Med RTU "Ready-To-Use" no requiere dilución, son excelentes alternativas a los desinfectantes basados en aldehídos. Presenta un amplio espectro de actividad biocida, no desnaturaliza proteínas y previene la formación de biofilm.

Desinfectante para todo tipo de endoscopios: flexibles y rígidos, con o sin lumen.
Material médico-quirúrgico, material odontológico, equipos de Urología, Anestesiología, terapia respiratoria, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Desinfección de Alto Nivel sin aldehídos tóxicos.
- Solución activa estable durante al menos 20 ciclos.
- Compatible con todo tipo de materiales.

COMPOSICIÓN

- N-Duopropenida • Alquilaminas • Fenoxietanol • Alcoholes grasos • Excipientes • Agua.

EFICACIA

- Bacterias (EN1276, EN14561): *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli*, *Acinetobacter baumannii* poliR (multiresistentes), *Staphylococcus aureus* SAMR, *E. faecium* poliR, *E. coli* productor de BLEE.
- Micobacterias (EN14563, EN14348): *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium terrae*.
- Hongos (EN1650, EN14562): *Aspergillus niger*, *Candida albicans*.
- Virus (EN14476): VIH, VHB, VHC, Rotavirus, Coronavirus SARS, Vaccinia, Papovavirus y Polyomavirus.

Producto sanitario CE Clase IIb.

CE 0476

Eficacia contra virus según norma EN14476