

# PROTECCIÓN RX



## DELANTALES DE PROTECCIÓN

Protege la parte delantera y la espalda hasta la mitad. En Nylon Teflón resistente al agua y a la suciedad. Fabricado en varias capas de vinilo plomado que aportan una gran flexibilidad y peso mucho más ligero.

Cinturón regulable con cierre, permite una perfecta adaptación y una distribución adecuada del peso del delantal al cuerpo del operador. Anchura: 60 cm

### CINTURÓN DP02....

DP029050 - L-90 cm - 0.50mm Pb.  
DP020050 - L-100 cm - 0.50mm Pb.  
DP021050 - L-110 cm - 0.50mm Pb.

(L: distancia del hombro a la rodilla)



## DELANTALES DE PROTECCIÓN

Protege la parte delantera del cuerpo quedando el peso perfectamente equilibrado por los tirantes, con velcro para su ajuste. Muy práctico para cirugías.

En Nylon Teflón resistente al agua y a la suciedad. Fabricado en varias capas de vinilo plomífero que aportan una gran flexibilidad y peso mucho más ligero. Anchura: 60 cm

### VELCRO DP04....

DP041050 - L-110 cm - 0.50 mm Pb.  
DP042050 - L-120 cm - 0.50 mm Pb.

**\* COLORES DISPONIBLES  
en la página siguiente**

# PROTECCIÓN RX

## MANOPLAS

- En Nylon Teflón resistente al agua y a la suciedad.
- Fabricado con varias capas de vinilo plomífero, que aportan gran flexibilidad y peso mucho más ligero.
- Se ajustan a la mano con cinta de velcro.



### DOBLE PROTECCIÓN

Talla única  
Largo 40 cm, ancho 16 cm.

0.50 mm Pb.

**GP040003**




Talla única  
Largo 40 cm, ancho 16 cm.

0.50 mm Pb.

**GP040002**

### \* COLORES DISPONIBLES

	azul 23
	amarillo 25
	azul 279
	rojo 19
	oro 32
	verde 4
	coral 5
	vino 728
	verde 522
	rosa 12
	gris 414

## PROTECTORES DE TIROIDES

En Nylon Teflón resistente al agua y a la suciedad. Se fabrica en protección de 0.50 mm de Pb.  
Se ajustan con cierre de velcro.

Talla única.  
Ajustable de 0.50 mm Pb

0.50 mm Pb.

**PT060001**

