

Estación de Anestesia Elite 3



Equipo de anestesia con ventilación mecánica integrada, específico para veterinaria.

- Volumen tidal de 5 a 1500 ml., lo que permite ventilar animales desde 400 gramos de peso.
- Circuito de paciente con sistema de calefacción, para evitar la condensación de agua.
- Pantalla de 10,4 pulgadas TÁCTIL con visualización de 3 curvas simultáneas.
- Modos ventilatorios: VCV, PCV, PSV, SIMV-VC y SIMVPC.
- Sistema de By-pass del cánister, lo que permite cambiar la cal sodada durante la intervención, sin necesidad de detener la ventilación.

INSTALACIÓN del equipo FORMACIÓN en su clínica por un especialista. **CONSULTE**



*Venta exclusiva en Cataluña y Galicia. Otras comunidades, consultar.

EA060001

No incluye compresor.

www.everest-tecnovet.com
info@everest-tecnovet.com

 **EVEREST**
tecnología veterinaria