

# Master Cardiology

El fonendoscopio 3M™ Littmann® Master Cardiology™ se caracteriza por ofrecer el mejor rendimiento acústico de la gama de fonendoscopios mecánicos Littmann, con una membrana de doble frecuencia, un tubo de doble lumen y una campana de acero inoxidable de diseño ergonómico y gran precisión.

#### Acústica excelente:

la mejor de los fonendoscopios mecánicos Littmann.

#### Membrana de doble frecuencia:

escuche sonidos de alta o baja frecuencia variando ligeramente la presión ejercida sobre la campana.

#### Tubo de doble lumen:

al contar con dos trayectorias de sonido en un solo tubo, se elimina el ruido de fricción de los dos tubos tradicionales.

#### Comodidad portátil de una campana de una sola cara

Presenta una tecnología de membrana de doble frecuencia que permite a los profesionales sanitarios escuchar sonidos de diferentes frecuencias con solo ajustar la presión ejercida sobre la campana.

A diferencia de los modelos de dos caras, no hay que girar ni que recolocar la campana. Mantenga presionada la campana ligeramente para escuchar sonidos de baja frecuencia y ejerza un poco más de presión para escuchar sonidos de mayor frecuencia. Gracias al ahorro de tiempo que se logra con esta función, el profesional sanitario puede centrarse en el paciente, quien disfruta de una mayor comodidad gracias a la goma quitafríos.

- Longitud: 69 cm
- Peso: 185 gramos
- Comportamiento general (1-10): 10

**3M** Littmann®  
Fonendoscopios



**A** Negro Ahumado  
/Smoke Black



**B** Negro Campana Cobre  
/Black Brass



**A** Verde Oliva Ahumado  
/Dark Olive Green Smoke

	Negro /Black
	Granate /Burgundy
	Azul marino /Navy Blue
	Ciruela /Plum
	Verde /Green
	Azul Caribe /Caribbean Blue

**B** Edición Negro  
/Black Edition

Consulte  
disponibilidad de colores

**INCLUYE:** Juego completo con olivas superblandas grandes y pequeñas, olivas rígidas grandes, adaptador para procedimientos especiales e instrucciones.

**EC010005**

[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)

[info@everest-tecnovet.com](mailto:info@everest-tecnovet.com) T. 902 10 8848

**EVEREST**  
tecnología veterinaria