

Littmann CORE

FONENDOSCOPIO DIGITAL



Presentamos nuestro fonendoscopio más avanzado hasta la fecha. Ahora puede conseguir todo lo que le encanta de los fonendoscopios Littmann, una acústica superior, confort y calidad, con una amplificación de hasta 40x (a frecuencia pico frente al modo analógico), cancelación de ruido activa y visualización de ondas de sonido en dispositivos móviles.

Comodidad. Confianza.

Las olivas superblandas de colocación a presión se ajustan a los oídos para ofrecer un aislamiento acústico excelente y un ajuste cómodo.

Descubra nuevos detalles con lo digital.

Se conecta al software Eko para visualizar ondas de tonos cardíacos en tiempo real. Además, utiliza la IA para ayudar a detectar soplos cardíacos.

(Se requiere suscripción**.
Obtenga más información
en ekohealth.com/ai)



Oiga más. Mucho más.

Amplificación de hasta 40x* y cancelación de ruido activa para reducir el ruido de fondo.

*Amplificación 40x basada en una comparación entre la escucha analógica y la escucha amplificada asistida electrónicamente al volumen máximo y a la frecuencia pico (125 Hz).

Oiga del modo en que quiera.

Altere rápidamente entre los modos de escucha analógica y amplificada, y use las membranas de doble frecuencia a ambos lados de la campana de dos caras para oír sonidos de alta y baja frecuencia.

Consiga más que nunca antes.

Capture

Guarde y anote grabaciones de 15, 30, 60 o 120 segundos en el panel seguro.

Analice

Cree una biblioteca de tonos cardíacos para supervisar el progreso de una enfermedad o con fines educativos.

Comparta

Comparta grabaciones con sus compañeros.



No se incluye el dispositivo inteligente.

**Disponible únicamente en EE. UU.

EC010012

www.everest-tecnovet.com

info@everest-tecnovet.com T. 902 10 8848

