

ESTETOSCOPIO FINESSE 2

ERKA FINESSE²

EL GENIO UNIVERSAL

Cada paciente es único. Por eso, ERKA. ha diseñado un estetoscopio que ayude al médico en prácticamente cualquier situación del paciente.

La pieza torácica combinada reversible tiene dos lados de diafragma, cada uno de los cuales permite escuchar perfectamente todo el espectro de frecuencias.

El diafragma convexo pretensado ERKA. proporciona una **extraordinaria transmisión de la resonancia y el sonido.**

El anillo protector contra el frío en cada lado asegura la **máxima comodidad del paciente.**

Pieza torácica de latón cromada, pulida y sin poros, que garantiza una **higiene perfecta de la superficie.**

Dos canales internos recorren en paralelo el tubo del estetoscopio. De esta forma se **evitan los ruidos de fricción** de dos tubos separados.

Gracias al resorte independiente integrado en el tubo, **la acústica se transmite desde la pieza torácica hasta el oído sin pérdidas.**

Las almohadillas ergonómicas y supersuaves proporcionan un **extraordinario aislamiento acústico** frente a interferencias exteriores y una comodidad y un ajuste máximos.

El **gancho del auricular ajustado a 15°** de forma estándar puede adaptarse a las características del conducto auditivo del usuario.



¿QUÉ HACE QUE UN ESTETOSCOPIO ERKA SEA ÚNICO?

Cada estetoscopio ERKA es una obra maestra única: elaboradamente pulido y cromado por un maestro artesano desde 1889! Hecho a mano en Alemania con el experiencia de más de 125 años.

Cada estetoscopio ERKA viene con una selección adicional de almohadillas para adaptarse a todos los oídos.

COLORES DISPONIBLES

- Negro (black)
- Gris oscuro (dark grey)
- Azul marino (navy blue)
- Azul claro (light blue)
- Rosa (pink)
- Gris claro (light grey)
- Verde oscuro (dark green)
- Burdeos (burgundy)

EC5350..

ERKA.
THE ORIGINAL
Made in Germany since 1889

www.everest-tecnovet.com
info@everest-tecnovet.com

 **EVEREST**
tecnología veterinaria