

# ESTERILIZADOR UV

Esterilización de pequeños instrumentos (sólo donde la luz UV llega)

Sistema de esterilización: lámpara UV

Medidas: 36 x 25 x 12 cm Peso: 1,15 kg

Tiempo de desinfección: 45 min

Radiación UV: 254 nm (UV-C)

Frecuencia: 50 Hz

Potencia: 6W

Certificaciones:

2014/30/EU Compatibilidad Electromagnética

2014/35/EU Directiva Baja Tensión



**EE004841**