


CINTA ESTÁTICA SUBACUÁTICA

HIDROTERAPIA

El ejercicio de caminar en una cinta andadora bajo el agua libera al animal de la carga de peso sometida a las extremidades afectadas.

Está demostrado que el uso de la Hidroterapia en perros y gatos proporciona una gran variedad de movimientos que ejercen un trabajo muy completo en las articulaciones, ligamentos y músculos. Estos movimientos son amenizados por la reducción de condiciones que soportan el peso del animal mejorando el tono muscular.



EQUIPO DE REHABILITACIÓN

- Estructura y depósito fabricada en acero inoxidable de alta calidad.
- Ventanas con cristal de seguridad.
- Banda sumergible sin fin.
- Rodillos y ejes en acero AISI31 con rodamientos.
- Cierres herméticos.
- La propia puerta hace de rampa.
- Soportes para enganchar los arneses.
- Zona de apoyo para la persona dentro de la cinta.
- Panel de control giratorio.
- Variador de potencia
- Aceleración y desaceleración progresiva
- Parada de emergencia
- Temporizador
- Botones de llenado y vaciado

EF010001

EF010002

Cinta con inclinación