

ESTIMULADOR ELÉCTRICO

3 EN 1 - TENS / EMS / MASAJE

Terapias contra el dolor y para el desarrollo muscular

TENS

(Estimulación nerviosa transcutánea)

Es utilizado para alivio temporal del dolor asociado a musculatura cansada en los hombros, espalda baja, ligamentos, caderas y extremidades debido a ejercicio intenso.

EMS

(Estimulación muscular eléctrica)

Estimula los músculos saludables con el objetivo de mejorar y facilitar su funcionamiento.

MASAJE

Provee vibración a los músculos, relajándolos y soltando los músculos comprimidos.



El Estimulador viene programado con 36 programas (18 TENS, 15 EMS y 3 de MASAJE), y aplica corriente eléctrica de baja frecuencia para terapia.

Cada programa controla los impulsos eléctricos generados, su intensidad, frecuencia y ancho de onda

EN010002