

STIMVET 4000

ELECTROTERAPIA 4 CANALES

STIMVET 4000 ES UN DISPOSITIVO PROFESIONAL DE ELECTROTERAPIA INDICADO EN EL CAMPO DE LA REHABILITACIÓN VETERINARIA. EL DISPOSITIVO INCLUYE CORRIENTES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MUSCULATURA EN CASO DE ATROFIA Y CORRIENTES TENS PARA EL TRATAMIENTO ANTÁLGICO DE DOLOR CRÓNICOS Y AGUDOS. ADEMÁS, HAY CORRIENTES PARA TRATAR LOS MÚSCULOS DENERVADOS Y MICROCORRIENTES INDICADAS PRINCIPALMENTE PARA LESIONES DE CARTÍLAGO Y HERIDAS. EL DISPOSITIVO INCLUYE PROGRAMAS YA ESTABLECIDOS PARA EL TRATAMIENTO DE PERROS, GATOS Y CABALLOS.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PERRO, GATO Y CABALLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 2,6", retroiluminada

Canales

4 independientes (8 electrodos)

Frecuencia

1-150Hz

Ancho de impulso

50-450µs

Intensidad

100mA por canal

Alimentación

- Red
- Paquete batería

Tamaño

170x220x60 mm


Peso

1370 gr



DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Bolsa
- 1 Dispositivo STIMVET 4000
- 4 Bandas elásticas
- 2 Cables grises para microcorriente e iontoforesis
- 4 Cables de colores para la conexión de electrodos
- 4 Electrodos cuadrados de silicona
- 4 Electrodos rectangulares de silicona
- 4 Esponjas para iontoforesis
- 1 Bote de gel de 260 ml
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



- TENS** TENS
- NMES** NMES
- MENS** MENS
- IONO** IONTO
- DEN** DENERVADO
- RUN TIME** RUN TIME
- LAST 10** ÚLTIMOS 10
- Favorites** FUNCIÓN FAVORITOS
- MULTI USER** MULTI USER
- PRO** PROGRAMMABLE
- STIM LOCK** STIM LOCK
- 2+2** FUNCIÓN 2+2
- SyS** SYNCRO STIM
- PAQUETE DE BATERÍA** PAQUETE DE BATERÍA
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA** ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

STIMVET 4000

ELECTROTERAPIA 4 CANALES

Rev. It_08_2021

LISTA PROGRAMAS

PERRO

REHABILITACIÓN

Recuperación poscirugía LCA

Contracturas

Recuperación atrofia 1-2

Remusculación 1-2

Fortalecimiento 1-2

Lápiz buscapuntos

Agonista/Antagonista

TENS

TENS endorfinica

TENS analgésica convencional

TENS modulado anti-acomodación

Dolor postoperatorio

Dolor por fracturas

Osteoartritis

Síndrome de Wobbler

Discopatía

Espondilolartrosis

Estenosis lumbosacra

DEPORTE

Fuerza máxima extremidades anteriores

Fuerza máxima extremidades posteriores

Fuerza resistente extremidades anteriores

Fuerza resistente extremidades posteriores

Fuerza explosiva extremidades anteriores

Fuerza explosiva extremidades posteriores

Descontracturante

Enfriamiento

DENERVADO

Triangular 1 - 2 - 3

Rectangular 1 - 2 - 3

Trapezoidal 1 - 2 - 3

MICROCORRIENTES

Osteogénesis

Cicatrización heridas

Cartílago

IONTOFORESIS

Iontoforesis

GATO

REHABILITACIÓN

Recuperación poscirugía LCA

Contracturas

Recuperación atrofia 1-2

Remusculación 1-2

Fortalecimiento 1-2

Lápiz buscapuntos

Agonista/Antagonista

TENS

TENS endorfinica

TENS analgésica convencional

TENS modulada antiacomodamento

Dolor postoperatorio

Dolor por fracturas

Osteoartritis

Discopatía

Espondilolartrosis

Estenosis lumbosacra

DENERVADO

Triangular 1 - 2 - 3

Rectangular 1 - 2 - 3

Trapezoidal 1 - 2 - 3

MICROCORRIENTES

Osteogénesis

Cicatrización heridas

Cartílago

IONTOFORESIS

Iontoforesis

CABALLO

REHABILITACIÓN

Recuperación poscirugía LCA

Contracturas

Recuperación atrofia 1

Lápiz buscapuntos

Agonista/Antagonista

TENS

TENS endorfinica

TENS analgésica convencional

Dolor postoperatorio

Dolor por fracturas

Osteoartritis

Discopatía

Espondilolartrosis

MICROCORRIENTES

Osteogénesis

Cicatrización heridas

Cartílago

IONTOFORESIS

Iontoforesis

