

STIMVET 2000

ELECTROTERAPIA 4 CANALES

STIMVET 2000 ES UN ELECTROESTIMULADOR PORTÁTIL INDICADO PARA LA REHABILITACIÓN MUSCULAR Y EL TRATAMIENTO ANTÁLGICO DE PERROS, GATOS Y CABALLOS. EL DISPOSITIVO ES ADECUADO TAMBIÉN PARA PERROS DEPORTIVOS O DE TRABAJO QUE NECESITAN AUMENTAR SUS HABILIDADES ATLÉTICAS. STIMVET 2000 TAMBIÉN INCLUYE ALGUNOS PROGRAMAS DE MICROCORRIENTES ÚTILES PARA LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PERRO, GATO Y CABALLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 2,6", retroiluminada

Canales

4 independientes (8 electrodos)

Frecuencia

1-150Hz

Ancho de impulso

50-450µs

Intensidad

100mA por canal

Alimentación

- Red
- Paquete batería

Tamaño


100x160x35 mm

Peso

440 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Bolsa
- 1 Dispositivo STIMVET 2000
- 4 Bandas elásticas
- 2 Cables grises para microcorriente
- 4 Cables de colores para la conexión de electrodos
- 4 Electrodos cuadrados de silicona
- 4 Electrodos rectangulares de silicona
- 1 Bote de gel de 260 ml
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



- TENS** TENS
- NMES** NMES
- MENS** MENS
- DEN** DENERVADO
- STIM TIME** RUN TIME
- Last 10** ÚLTIMOS 10
- Favorites** FUNCIÓN FAVORITOS
- MULTI USER** MULTI USER
- PRO** PROGRAMMABLE
- STIM LOCK** STIM LOCK
- 2+2** FUNCIÓN 2+2
- SyS** SYNCRO STIM
- PAQUETE DE BATERÍA** PAQUETE DE BATERÍA
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA** ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

STIMVET 2000

ELECTROTERAPIA 4 CANALES

Rev. It_08_2021

LISTA PROGRAMAS

PERRO

REHABILITACIÓN

Recuperación poscirugía LCA

Contracturas

Recuperación atrofia 1-2

Remusculación 1-2

Fortalecimiento 1-2

Lápiz buscapuntos

Agonista/Antagonista

TENS

TENS endorfinica

TENS analgésica convencional

TENS modulado anti-acomodación

Dolor postoperatorio

Dolor por fracturas

Osteoartritis

Síndrome de Wobler

Discopatía

Espondilolartrosis

Estenosis lumbosacra

DEPORTE

Fuerza máxima extremidades anteriores

Fuerza máxima extremidades posteriores

Fuerza resistente extremidades anteriores

Fuerza resistente extremidades posteriores

Fuerza explosiva extremidades anteriores

Fuerza explosiva extremidades posteriores

Descontracturante

Enfriamiento

DENERVADO

Triangular 1 - 2 - 3

Rectangular 1 - 2 - 3

Trapezoidal 1 - 2 - 3

MICROCORRIENTES

Osteogénesis

Cicatrización heridas

Cartílago

GATO

REHABILITACIÓN

Recuperación poscirugía LCA

Contracturas

Recuperación atrofia 1-2

Remusculación 1-2

Fortalecimiento 1-2

Lápiz buscapuntos

Agonista/Antagonista

TENS

TENS endorfinica

TENS analgésica convencional

TENS modulata antiacomodamento

Dolor postoperatorio

Dolor por fracturas

Osteoartritis

Discopatía

Espondilolartrosis

Estenosis lumbosacra

DENERVADO

Triangular 1 - 2 - 3

Rectangular 1 - 2 - 3

Trapezoidal 1 - 2 - 3

MICROCORRIENTES

Osteogénesis

Cicatrización heridas

Cartílago

CABALLO

REHABILITACIÓN

Recuperación poscirugía LCA

Contracturas

Recuperación atrofia 1

Lápiz buscapuntos

Agonista/Antagonista

TENS

TENS endorfinica

TENS analgésica convencional

Dolor postoperatorio

Dolor por fracturas

Osteoartritis

Discopatía

Espondilolartrosis

MICROCORRIENTES

Osteogénesis

Cicatrización heridas

Cartílago

