

MAGNETOVET 200 con COLCHONETA TERAPÉUTICA

MAGNETOTERAPIA

MAGNETOVET 200 ES UN DISPOSITIVO PORTÁTIL DE MAGNETOTERAPIA CAPAZ DE PRODUCIR UN CAMPO ELECTROMAGNÉTICO DE ALTA INTENSIDAD. LOS IMPULSOS PRODUCIDOS TIENEN UN EFECTO TERAPÉUTICO Y REGENERATIVO EN LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS OSTEOARTICULARES QUE AFECTAN A LOS ANIMALES.

POR SU SIMPLICIDAD DE USO EN COMBINACIÓN CON LA COLCHONETA TERAPÉUTICA, MAGNETOVET 200 ES ESPECIALMENTE ADECUADO PARA EL TRATAMIENTO DOMÉSTICO DEL DOLOR CRÓNICO.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PERRO, GATO Y CABALLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 2.6", retroillum

Canales

2

Intensidad de emisión

200 Gauss de media/canal con solenoides flex

Frecuencia

Ajustable en programación de 5 a 200Hz

Ciclo de Trabajo

De 5% a 50% con incrementos del 5%

Alimentación

- Red
- Paquete Batería (opcional)

Tamaño


100x160x35 mm

Peso

280 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Bolsa
- 1 Dispositivo MAGNETOVET 200
- 1 Colchoneta terapéutica de 700x440 mm
- 1 Solenoide flexible de 300x100 mm
- 1 Manta suave de lana
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



OPCIONES DE COMPRA

- Cod. G5620 Dotación sin colchoneta terapéutica

Colchoneta terapéutica con memory foam, 4 bobinas, de 700x440 mm para perros de tamaño pequeño y gatos.

- Cod. G6039 Para perros de tamaño grande es recomendable comprar 2 colchonetas individuales que se pueden unir con velcro.



ÚLTIMOS 10



MULTI USER



PROGRAMMABLE



OPCIÓN ALQUILER



FUNCIÓN 1+1



ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

MAGNETOVET 200

MAGNETOTERAPIA

Rev. Es_05_2024

LISTA PROGRAMAS

PERRO/GATO

Fractura

Pseudartrosis

Heridas/Úlceras

Osteoartrosis cadera

Osteoartrosis rodilla

Osteoartrosis codo

Osteoartrosis hombro

Espondiloartrosis

Luxación

Cicatrización

Edema

Parálisis periféricas

Dolor inflamatorio

CABALLO

Osteoartrosis

Heridas/Úlceras

Discopatía

Edema

