

GLUCÓMETRO



Medidor de glucosa en sangre.
Indicado tanto para uso profesional como doméstico.

PEQUEÑO, LIGERO Y FIABLE

ESPECIFICACIONES	
Método de ensayo	Biosensor electroquímico.
Tamaño de la muestra	1ul.
Rango de temperatura	10°C - 40°C.
Humedad relativa de funcionamiento	20%-80% RH
Rango aceptable de hematocrito	25-65%
Rango de medición	20-600 mg/dl
Tiempo de medición	8 seg.
Capacidad de la memoria	150 resultados de test con fecha y hora
Parámetros de medidor	Fecha, hora y configuración de unidad
Configuración de resultados	AC, PC Y QC
Promedio	7, 14, 21, 28 días.
Suministro de corriente	1 batería de litio de 3v
Duración de la batería	1000 test aprox.

GM010001

INCLUYE:

- 50 Tiras de control
- 50 Lancetas
- Estuche

REPUESTOS:



50 Tiras de control
GM010002



50 Lancetas
GM010003