

# Protección RX

## GAFAS DE PROTECCIÓN ANTI-RX

Este modelo ofrece una excelente protección y gran ergonomía. Dispone de un área de visualización grande y patillas de sujeción internas ajustables de 13 a 15cm. Cuentan además con un peso muy ligero para mayor confort del usuario, 83 gramos.

Compuesta con lentes de vidrio de seguridad estándar, que ofrecen una protección frontal de 0,75 mm de equivalencia de plomo y lateral de 0,35 mm de equivalencia en plomo.

Incluye dos accesorios, un cordón de seguridad de algodón trenzado que asegura su sujeción al cuello y una funda rígida con cierre en cremallera para su almacenaje y conservación, ambos en color negro.



**GP030001**

[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)

[info@everest-tecnovet.com](mailto:info@everest-tecnovet.com) T. 902 10 8848

 **EVEREST**  
tecnología veterinaria