

# INSTRUMENTO OFTÁLMICO ROTATORIO

con fresa diamante de 3,5 mm



Para queratectomía superficial.

La fresa se utiliza como un “pincel” en lugar de un taladro , dejando una superficie lisa en la córnea que cura mucho más rápido que con otros instrumentos utilizados para este propósito. Utilizada para eliminar “úlceras de la córnea”.

Motor alimentado por una sola batería AA

**Recambio fresa 2.5mm - I0030025**

**Recambio fresa 3.5mm - I0030035**



**I0030001**