

HORIZON[®] - SISTEMA DE LIGADURA



MINIMICE EL USO DE SUTURAS
REDUCE EL TIEMPO DE LA CIRUGÍA
1 CLIP, DIFERENTES APLICADORES

PINZAS	longitud aplicador	tamaño del clip	tipo de mandíbula
IS537061	6" (15 cm)	Microclip	Curvada
IS537081	8" (20 cm)	Microclip	Curvada
IS137061	6" (15 cm)	Pequeño	Curvada
IS137081	8" (20 cm)	Pequeño	Curvada
IS137085	8" (20 cm)	Pequeño	Angulada
IS137111	11" (28 cm)	Pequeño	Curvada
IS137062	6" (15 cm)	Pequeño-Ancho	Curvada
IS137082	8" (20 cm)	Pequeño-Ancho	Curvada
IS137086	8" (20 cm)	Pequeño-Ancho	Angulada
IS137112	11" (28 cm)	Pequeño-Ancho	Curvada
IS237061	6" (15 cm)	Mediano	Curvada
IS237081	8" (20 cm)	Mediano	Curvada
IS237085	8" (20 cm)	Mediano	Angulada
IS237111	11" (28 cm)	Mediano	Curvada
IS237115	11" (28 cm)	Mediano	Angulada
IS237117	11" (28 cm)	Mediano	Angulo Recto
IS337081	8" (20 cm)	Mediano-Grande	Curvada
IS337085	8" (20 cm)	Mediano-Grande	Angulada
IS337111	11" (28 cm)	Mediano-Grande	Curvada
IS337115	11" (28 cm)	Mediano-Grande	Angulada
IS437081	8" (20 cm)	Grande	Curvada
IS437085	8" (20 cm)	Grande	Angulada
IS437111	11" (28 cm)	Grande	Curvada
IS437115	11" (28 cm)	Grande	Angulada
IS437117	11" (28 cm)	Grande	Angulo Recto

CLIP	anchura mm	altura mm
Microclip Blanco	1,91	1,91
Pequeño Rojo	2,08	2,87
Pequeño Amarillo	1,98	2,87
Mediano	3,02	4,68
Medio-Grande	5,73	7,21
Grande	7,80	10,07

LAS PINZAS APLICADORAS

RENDIMIENTO Y FACILIDAD DE LIMPIEZA

- Las pinzas aplicadoras reutilizables están diseñadas específicamente para su uso con clips de ligadura Horizon y permiten un ahorro considerable de costes cuando se las compara con las pinzas aplicadoras desechables de carga automática.
- Sistema de bloqueo mediante fleje, que permite abrirlas con facilidad y limpiarlas minuciosamente.
- Disponibles con mordazas anguladas, curvadas o de ángulo recto.

EL CLIP - EXCELENTE FUNCIONAMIENTO



Su diseño impide que los vasos se deslicen fuera del clip.

Sus cantos redondeados evitan que el tejido se corte.

EL CARTUCHO

CARGAS FÁCILES CON ADHESIVO DISPONIBLE

Maximiza la superficie de contacto con el clip, eliminando prácticamente en su totalidad la caída del mismo.

Todos los clips de ligadura se suministran estériles.

Cartuchos con 6 clips.

Adhesivo en la parte posterior para fijar el cartucho en una superficie.

Cartuchos codificados por colores (mismos colores de las pinzas aplicadoras.)

