

Lámpara FLHD3

50.000
LUX

LED



**Lámpara indicada para cirugía menor
y exploración avanzada.**

Sus óptimas dimensiones que permiten un manejo fácil y fiable, con una iluminación uniforme en área de trabajo, así como un alto índice de seguridad tanto para el paciente como para el usuario.

Alta rentabilidad por su simple mantenimiento, mínimo consumo y larga vida útil de sus componentes.

FLHD3	
Intensidad lumínica	100 cm : 50.000 LUX
Temperatura de color	4.750 °K
Ø campo de trabajo	Ø a 100 cm : 15 cm
Número de LEDs	9 Leds
Vida media LED	50.000 h
Potencia	30 W
Voltaje	90 – 305 Vac / 47- 63 Hz
Mango esterilizable	Si
Tamaño de la cúpula	Ø 215 mm
Color	RAL 9002
Intensidad luminica regulable	10% a 100%



LS010032