

# MACH LED 115

LED



con placa de fijación



con fijación a tubo



con abrazadera de mesa



Brazadera con hueco para cable



con fijación a la pared



Rodable (base con 5 rueda)

60.000 lux (a una distancia de 0,5 m)

LQ01..

Con placa de fijación

Con abrazadera de mesa

Con fijación a la pared

Con fijación a tubo

Brazadera con hueco para cable

Rodable (base con 5 ruedas)

Sistema de luz Mach LED 115	Mach LED 115
Intensidad luminosa en lux a una distancia de 0,5 metro	60.000
Índice de reproducción de colores Ra <sup>™</sup> a 4500 Kelvin	95
Tamaño del campo luminoso enfocable (en cm)	14 (foco fijo)
Temperatura de color (Kelvin)	4000
Regulación electrónica del brillo en el cuerpo de la lámpara	50 - 100%
Aumento de la temperatura en la zona de la cabeza	0,5 °C
Potencia absorbida total	10 W
Número de LED	7
Vida útil de las lámparas	> 40.000 h
Campo de trabajo (en cm)	70 - 140
Diámetro del cuerpo de la lámpara (en cm)	22

\*\* Ra es un valor medio de R1 = rosa antiguo, R2 = amarillo mostaza, R3 = amarillo verdoso, R4 = verde claro, R5 = azul turquesa, R6 = violeta celeste, R7 = violeta áster, R8 = violeta malva. Valor máximo = 100.

**Dr. Mach**

[www.everest-tecnovet.com](http://www.everest-tecnovet.com)

[info@everest-tecnovet.com](mailto:info@everest-tecnovet.com) T. 902 10 8848

**EVEREST**  
tecnología veterinaria