

MICROSCOPIO BA 210

- Cabezal binocular/trinocular tipo Siedentopf, 30° de inclinación, 360° de rotación (división de la luz 100:0/20:80).
- Distancia interpupilar 55-75 mm.
- Oculares de gran campo y alto punto focal, N-WF10X/20mm, con ajuste dióptrico en ambos ojos y protectores de caucho.
- Revolver cuádruple inverso.
- CCIS ® EF-N Plan 4X, 10X, 40X S y 100X S-Oil
- Sistema de enfoque coaxial, macro y micrométrico.
- Platina mecánica incorporada con mandos coaxiales en posición baja (mandos a mano derecha).
- Condensador Abbe enfocable A.N. 0.90/1.25 con diafragma de iris y ranura.
- Iluminación por lámpara LED de 3W.
- Alimentación universal 100-240V.
- Incluye filtro azul, aceite de inmersión, cable de alimentación, llave Allen, tornillo de fijación y funda protectora de vinilo.



TRINOCULAR

MB010406 BINOCULAR / LED

MB010409 TRINOCULAR / LED

Motic®



VEA EL VIDEO

YouTube

<http://youtu.be/D71NmOzZCZM>

