

RED 220

Motic®

RED 200 Series

Diseñado para estudiantes de biología avanzados, profesores, doctores y técnicos de laboratorio



RED
LINE Revolutionary
Educational
Design

- Cabezal binocular tipo Siedentopf inclinado 30° y giratorio 360°.
- Oculares gran campo WF10X/20mm.
- Porta-objetivos cuádruple inverso.
- Objetivos Acromáticos Súper Contraste ASC 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil.
- Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión.
- Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos.
- Condensador Abbe A.N 1.25 enfocable con diafragma iris.
- Iluminación LED 3W con control de intensidad.

*También disponible con cabezal Trinocular (RED-223), incluye adaptador

www.everest-tecnovet.com

info@everest-tecnovet.com T. 902 10 8848

