

1820 LED Cordless



Motic®

La serie 18 de Motic ofrece una brillante iluminación blanca sin calor. Utiliza batería recargable, así que se puede utilizar también sin cable.

- Cabezal binocular inclinado 45° y rotatorio 360°
- Oculares gran campo WF10X/18mm
- Porta-objetivos cuádruple inverso
- Objetivos acromáticos EA 4X, 10X, 40X S
- Sistema de enfoque macro y micrométrico con ajuste de tensión
- Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos
- Condensador Abbe A.N. 1.25 enfocable con diafragma iris
- Iluminación LED 20mA, 3.5V, 70mW con control de intensidad
- Alimentación 100V-240V (CE)
- Funda protectora, baterías y cargador incluidos.

MB010405

www.everest-tecnovet.com

info@everest-tecnovet.com T. 902 10 8848

