

MONT MARTRE PARIS



MESA CAMILLA CON RUEDAS



STRETCHER TABLE WITH WHEELS

▶ 130 m

📍 48°53'12.5"N 2°20'35.3"E



Somos una empresa, fundada en el año 1992, especializada en la creación y distribución de productos para clínicas y hospitales veterinarios. Tenemos una amplia cartera de productos, trabajamos con marcas líderes del sector y además somos especialistas en mobiliario veterinario y equipos de anestesia, diseñados y fabricados en exclusiva por nosotros con las técnicas más avanzadas. Nuestra dedicación al estudio y desarrollo de productos nos permite ofrecer artículos de alta calidad, para así hacer más fácil la labor del veterinario tanto en España como en en mercado internacional.



www.everest-tecnovet.com

· I + D INNOVAR PARA MEJORAR

Invertimos en investigación y desarrollo pues estamos convencidos de que estar a la vanguardia de la tecnología y del diseño trae beneficios no solo a nuestra compañía, sino también a todo el sector veterinario.

· COMPETIR AL MISMO NIVEL CON FABRICANTES MUNDIALES

Hemos logrado conquistar espacios en el mercado internacional y nuestro objetivo es mostrar que en España se diseña y fabrica equipos veterinarios de calidad similar o superior a otros equipos ya consolidados en el mercado actual mundial.

· NOTABLE EVOLUCIÓN EN NUESTRO SISTEMA DE PRODUCCIÓN

En el año 2015 ampliamos nuestras instalaciones y creamos una planta exclusiva para los trabajos de producción. Hemos generado empleo de personal altamente capacitado para poner en práctica nuestros equipos.

· COLABORACIÓN DE PROXIMIDAD

Apostamos por la colaboración de proximidad y cada vez más trabajamos junto a talleres y proveedores ubicados cerca de nosotros, acciones que impulsan la economía local y la salud del planeta. Queremos asegurarnos de la excelencia de todos nuestros equipos y de la facilidad de asistencia técnica si un día es necesario.

· SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO - SAT

La tecnología actual nos ha permitido dinamizar el trabajo del SAT. A través de video-llamadas, envío de fotos para ilustrar dudas, tutoriales en vídeo y nuestro canal de YouTube, asesoramos siempre que sea posible al veterinario para facilitar su labor.

· CREEMOS EN EL SECTOR, EN LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN

Nos preocupamos del bienestar de nuestros clientes y trabajadores y les ofrecemos pequeñas grandes soluciones que marcan la diferencia en su trabajo diario. Somos humanos y tratamos con humanos. Igual que nuestro personal, nuestros clientes nunca serán un número.

· OPORTUNIDADES PARA TODOS

Everest abre las puertas y los brazos a todos. Nuestra plantilla es variada, hay gente de todas las edades, orígenes, capacidades, mujeres y hombres por igual. Tenemos puestos para prácticas de estudiantes y que en nuestra empresa han conseguido su primer empleo.

· RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Tenemos una especial preocupación en cuidar el medio ambiente y la preservación de nuestro entorno. Estamos trabajando sin pausa para disminuir nuestro impacto medioambiental con la seriedad que exigen nuestros tiempos.

MESA CAMILLA CON RUEDAS

Sin duda, las camillas Montmartre París son uno de los productos más importantes de la historia de Everest. Quien ha comprado una en el pasado sabe de lo que estamos hablando: No existe camilla más práctica, durable y resistente que la nuestra, sin dudas.

Después de un tiempo sin producirlas, las París están de vuelta para el deleite de los amantes de la calidad en mobiliario veterinario.



Su estructura en doble "Y" permite moverla con comodidad y evita golpearse las piernas al desplazarla.

La camilla más resistente del mercado



www.everest-tecnovet.com
info@everest-tecnovet.com

 **EVEREST**
tecnovet

SUPERFICIE 125 x 58 cm

ALTURA 85 cm

CONSTRUCCIÓN

Acero inoxidable, sin piezas de unión.

INCLUYE

2 raíles para accesorios
+ Cinchas para sujeción de animales

CONFORT

Su estructura en doble "Y" permite mover la mesa camilla con comodidad y evita golpearse las piernas al desplazarla.

SEGURIDAD

Dispone de dos ruedas con frenos autoblocantes.

RESISTENCIA

Diseñada y construida para evitar el deterioro de las paredes y poder abrir las puertas de vaivén. Con protección de caucho NBR (muy resistente, usado en las industrias automotriz y aeronáuticas.) en todo el perímetro redondeado de la mesa, para que los posibles golpes no dañen paredes o puertas.

MC100002

**MONT
MARTRE
PARIS**

Hemos creado la **VERSIÓN AUSTENÍTICA** (en acero inoxidable no magnético) de la camilla más valorada por nuestros clientes.

PARA USO EN SALAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA

Los materiales ferromagnéticos (objetos metálicos susceptibles de ser atraídos por un imán), al estar bajo el efecto de un campo magnético de gran intensidad pueden convertirse en "proyectiles".

MC100004

Consultar precio y plazo





Gracias por su interés en nuestros productos.

Confiamos en que esta información le sea de utilidad.

Para cualquier cuestión, estamos a su disposición.

No dude en contactar con su agente comercial o a través del teléfono **+34 936 686 715** o correo electrónico info@everest-tecnovet.com

Saludos,

Equipo Everest-Tecnovet



1992



2007



2022





We are a company, founded in 1992, specialised in the creation and distribution of veterinary products for veterinary clinics and hospitals. We have a wide range of products that include the leading brands in the veterinary industry and we are specialists in veterinary furniture and anaesthesia equipment designed and manufactured exclusively by us using the most advanced techniques. Our dedication to research and development of veterinary products allows us to offer the highest quality, in order to facilitate the work of veterinarians both in Spain and in the international market.

A large, stylized graphic of a blue 'A' with a red cross on its left side, positioned in the lower right quadrant of the page.

www.everest-tecnovet.com

· R&D INNOVATE TO IMPROVE

We invest in research and development as we believe that being at the forefront of technology and design not only benefits our company, but also the whole veterinary field.

· COMPETING AT THE SAME LEVEL AS WORLD MANUFACTURERS

We have managed to conquer a place in the international market and our aim is to show that in Spain we design and manufacture veterinary equipment of similar or superior quality to other equipment already consolidated in the current world market.

· SIGNIFICANT EVOLUTION IN OUR PRODUCTION SYSTEM

In 2015 we expanded our facilities and created a plant exclusively for production. We have generated employment of highly qualified personnel to implement our equipment.

· CLOSE COOPERATION

We are committed to local collaboration and increasingly work with workshops and suppliers located close to us, actions that boost the local economy and the health of the planet. We want to ensure the excellence of all our equipment and the ease of technical assistance should it ever become necessary.

· TECHNICAL ADVISORY SERVICE - SAT

Today's technology has allowed us to streamline the work of the SAT. Through video calls, sending photos illustrating doubts, tutorial on videos and our YouTube channel, we provide advice to veterinarians whenever possible to facilitate their work.

· WE BELIEVE IN THE SECTOR, IN THE PEOPLE WHO ARE PART OF IT.

We care about the well-being of our customers and employees and offer them solutions that make a difference in their daily work. We are human and we deal with humans. Just like our staff, our customers will never be a number.

· OPPORTUNITIES FOR ALL

Everest opens its doors and arms to everyone. We have a diverse workforce, with people of all ages, backgrounds and abilities, women and men alike. We have internships for students who have found their first job in our company.

· RESPECT FOR THE ENVIRONMENT


We have a special concern for the environment and the preservation of our surroundings. We are working tirelessly to reduce our environmental impact with the seriousness that our times demand.

STRETCHER TABLE WITH WHEELS

Definitely, the Paris stretcher, (now Montmartre Paris) is one of the most important products in Everest's history. Who has purchased one in the past, knows what we are talking about. There is no stretcher more practical, durable and resistant than ours, without doubt.

After a while without making them, the Paris are back for the delight of lovers of high quality veterinary furniture.

Don't lose the opportunity!



The toughest stretcher on the market



www.everest-tecnovet.com
info@everest-tecnovet.com

 **EVEREST**
tecnovet

MONT MARTRE PARIS

SURFACE 125 x 58 cm

HEIGHT 85 cm

CONSTRUCTION

stainless steel, with no connecting pieces.

INCLUDES:

two rails for accessories
straps for fastening the animal

COMFORT

Its structure with double “Y” form on the bottom, permits to move the examination table easy with no risk of bumping our leg when moving it.

SECURITY

Has two wheels with anti-lock brakes

RESISTANCE

Designed and constructed to avoid wall deterioration and also allowing to open swing doors. With NBR rubber protection (very resistant, used in automotive and aeronautica industry) in the table's perimeter avoiding damaging walls or doors in case of striking them.


MC100002

We have created the **VERSION**
(non magnetic stainless steel)
of the examination table most
valued by our clients

TO BE USED IN MAGNETIC RESONANCE ROOMS

Ferromagnetic materials (metal objects susceptible of being attracted by a magnet), being under the effect of a magnetic field of great intensity can become “projectiles”.

MC100004
consult





Thank you for your interest in our products. We hope you find this information useful. For any question, we are at your disposal.

Do not hesitate to contact your commercial agent or by telephone **+34 936 686 715** or email info@everest-tecnovet.com

Greetings,

Everest-Tecnovet Team



1992



2007



2022