

BOMBA INFUSIÓN VET-PRO



- Bomba multi-función diseñada para combinar un alto nivel de seguridad y de funcionamiento con un modo de operación fácil.

- Por su reducido tamaño puede ponerse en un soporte de gotero o en la puerta de las jaulas, sin riesgo de dañar las bisagras.

- Se puede configurar para cualquier tipo de infusión arterial o venosa: sueros, medicamentos, sangre, nutrición parenteral (TPN). Además también está diseñada para realizar anestesia intravenosa.

- Puede programarse desde 0.1 a 500ml/h, y dispone de 5 programas:

1. **CONTINUO**: para infusión de 0.1 a 500ml/h

2. **INTERMITENTE**: para infusión con intervalos. De 0.1 a 999ml/h con pausas desde 0:01 a 20 horas (la bomba mantiene la vena abierta (KVO) entre las dosis).

3. **25 PASOS**: para configurar un protocolo específico de hasta 25 modos diferentes.

4. **TPN**: nutrición parenteral total.

5. **PCA**: anestesia. Combinando una velocidad de referencia con bolos pre-programados o introducidos durante la infusión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo	0.1 a 500ml/h en incrementos de 0.1 o 1ml
Volumen alarmas	Programable
Volumen infusión	0.1 a 999ml
Batería	Recargable. Hasta 12 horas de duración *
KVO	Máximo 5 ml/h

* En condiciones óptimas de trabajo..

MC110013