

MiniDopp



DOPPLER PARA PRESIÓN ARTERIAL

MINI-DOP con esfigmo

Con sonda plana específica para Veterinaria

- Modelo de bolsillo de peso reducido 300 gr. Con pilas
- Conexión en el botón de la sonda.
- Sondas Intercambiables
- Disponibles sondas de 5 u 8 y 10 Mhz.
- Altavoz incorporado
- Salida a impresora térmica
- Bolsa de transporte
- Funcionamiento a pilas
- Desconexión automática
- Dimensiones 7,5 x 14 x 2,5 cm



EL EQUIPO INCLUYE:

- Bolsa de transporte
- Sonda de 8 Mhz. plana para Veterinaria
- Gel de ultrasonidos
- 4 pilas alcalinas AA***

+ pack de 3 manguitos

MC110025

- **Small: 5 - 15 cm**
- **Extra small: 3 - 14 cm**
- **Petite: 3 - 9 cm**

+ PACK DE 3 MANGUITOS

Nuestros manguitos de presión no están diseñados por peso. Escoja el tamaño del manguito cuya anchura sea el 40 o 50% de la circunferencia de la pata. No necesita preocuparse sobre la longitud del manguito porque el 100% del interior se infla completamente alrededor de la pata, colapsando la arteria, por lo que si el manguito está completamente cerrado la medición es correcta".