



 **McKinley** type2  
Anaesthetic Machines

▶ 6.194 m

📍 63° 4' N 151° 0' O



# EQUIPO DE ANESTESIA: McKinley type 2



- Soporte portátil de acero inoxidable con estantes para monitores.
- Ruedas de 75 mm de alta resistencia con frenos individuales.
- Soporte rodable del equipo y de la botella de O<sub>2</sub> (10 l) de acero pintado.
- Circuito circular de metal cromado.
- Caudalímetro de precisión de oxígeno 0-4 LPM para O<sub>2</sub>.
- Barra de protección para la válvula del caudalímetro.
- Anclaje de vaporizador tipo Selectatec.
- Circuito circular con absorbedor de CO<sub>2</sub> de fácil uso con canister de 400 gr. (con 400 g de cal sodada que ayuda a mantener muy bajos los flujos de oxígeno en cualquier tamaño de paciente).
- Válvulas de acero inoxidable.
- Rápido y simple sistema de cambio para la cal sodada.

**McKinley** type 2  
Anaesthetic Machines

▶ 6.194 m

📍 63° 4' N 151° 0' O

## OPCIONALES:

VAPORIZADOR ISOFLURANO  
VV010...



CONCENTRADOR O<sub>2</sub>  
C0050001



## INCLUYE:

**1 CAL SODADA**  
**+ 5 TUBOS TRAQUEALES**  
**+ T D'AYRES + BALÓN DE 0,5 L**  
**+ CIRCUITO CERRADO**  
**+ 3 BALONES DE 1, 2, 3 LITROS**

**MCKTWO**

CONSULTE OFERTAS VIGENTES