



mesa de examen

7,135 m

33° 58' 48" N, 76° 1' 18"



EVEREST
tecnología veterinaria

KUN: LA MESA DE EXAMEN PRÁCTICA, ECONÓMICA Y DESMONTABLE



sistema de montaje
ultrafácil
patentado y registrado



7,135 m
33° 58' 48" N, 76° 1' 18"

INNOVADORA Y ECONÓMICA

Mesa de examen que, debido a la calidad de los materiales y del sistema de montaje ultrafácil, mantiene los niveles de calidad del mobiliario diseñado y fabricado por EVEREST, pero a un precio más económico.

VIENE DESMONTADA

La mesa KUN viene desmontada, en un paquete plano. Esto nos ayuda a ofrecerte un producto de alta calidad a costes reducidos y menos riesgo de incidencias de transporte.

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES:
100% Acero inoxidable
AISI 304 (18/10)

+ Madera bajo la superficie para evitar ruidos metálicos que asustan al animal.

SUPERFICIE: 112 x 55 cm

ALTURA: 85 cm

CAPACIDAD: 200 Kg

Medida patas: 50 x 50 mm y refuerzos de 50 x 25 mm de tubo inoxidable.

PATAS AJUSTABLES por regulador.

2 RAÍLES MÉDICOS

MR040105

PRÁCTICA Y DESMONTABLE

Diseñada especialmente para uso veterinario.
Fabricada en acero inoxidable AISI 304 (18/10).
Fácil transporte. Montaje rápido y seguro.

INSONORIZADA

Superficie anti-ruidos: Base de madera que absorbe los sonidos metálicos que asustan al animal.

DISEÑO ERGONÓMICO

Superficie ergonómica, sin barras inferiores.
Diseño moderno con líneas rectas que facilitan la limpieza.

ESTABLE

Patatas ajustables por regulador, que compensan posibles desniveles del suelo.

2 RAÍLES UNIVERSALES

En acero inoxidable para colocar cualquier tipo de accesorio.