

Fuente de tensión + KITS

En EVEREST, hemos creados KITS para facilitar la compra de OTO - OFTALMOSCOPIO. Empieza por elegir una FUENTE DE TENSIÓN y luego combínala con los CABEZALES y conjuntos de ESPÉCULOS que ofrecemos a continuación.

MANGO A PILAS BETA 2,5 V

(pilas no incluidas; pilas apropiadas: IEC LR14)

Creada para toda una vida profesional. Los nuevos mangos recargables BETA 4 son compatibles con todos los instrumentos HEINE de 3,5 V XHL y LED.



HX199118

KIT - Mango a pilas BETA 2,5 V

G100	K180	BETA 200	Espéculos 3 metal + 1 Sanalon	Espéculos 2 metal + 1 Sanalon	REF. KIT
KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO					
•	•		•		OO01003
•	•			•	OO010203
KIT OTOSCOPIO					
•			•		OC040004
•				•	OC040204

Fuente de tensión + KITS

MANGO RECARGABLE LI-ION BETA 4 USB

Máxima seguridad. El mango HEINE BETA 4 USB puede cargarse sin reparos con cualquier enchufe USB u otra fuente de energía USB.

Dispone de un módulo de desconexión galvánico integrado único para proteger tanto al mango como al usuario de las consecuencias de utilizar un enchufe defectuoso. Así se evita eficazmente que la tensión de red fluya directamente hacia el mango. No obstante, recomendamos utilizar una fuente de alimentación de enchufe homologada para uso médico.

- Mango recargable completo con batería recargable de iones de litio
- Pieza de fondo BETA 4 USB
- Cable USB con fuente de alimentación de enchufe homologada para uso médico
- Bandeja para mango

TECNOLOGÍA LI-ION

Sin efecto memoria, no dude en cargar **independientemente del nivel de carga.**



HX799388

3,5 V Li-ion



KIT - Mango recargable Li-ion BETA 4 USB

 G100	 K180	 BETA 200	 Espéculos 3 metal + 1 Sanalon	 Espéculos 2 metal + 1 Sanalon	REF. KIT
KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO					
•	•		•		OO01002
•	•			•	OO010202
•		•	•		OO010005
•		•		•	OO010205
KIT OTOSCOPIO					
•			•		OC040001
•				•	OC040201

Fuente de tensión + KITS

CARGADOR DE MESA HEINE® NT 4



Con los adaptadores o anillos reductores correspondientes, todos los mangos recargables BETA 4NT y BETA 4 SLIM NT pueden recargarse en el cargador de mesa NT4. Al igual que todos los mangos recargables para laringoscopio Standard F.O. 4 NT, F.O. 4 SLIM NT y F.O. 4 SHORT NT.

Diseño innovador y compacto.

Dos compartimientos de carga independientes

Funcionalidad completa para uno o dos mangos al mismo tiempo.

Carga automática. Independiente del estado de carga de la batería recargable. Garantiza una duración prolongada de la batería.

No se puede sobrecargar. El aparato de carga se apaga automáticamente cuando la batería está cargada.

Indicador del estado de carga.

Luz intermitente para confirmar el modo de carga.

La luz continua indica que el proceso de carga ha concluido.

Dimensiones:

Anchura 142 mm, altura 61 mm, profundidad 66 mm, peso 235 g.

Mango adaptable a NT4,
vendido separadamente

HX799396
Mango para NT



HX299494

Cargador NT4

KIT - Cargador de Mesa HEINE NT4 (1 mango incluido)

G100	K180	BETA 200	Espéculos 3 metal + 1 Sanalon	Espéculos 2 metal + 1 Sanalon	REF. KIT
KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO					
•	•		•		OO01006
•	•			•	OO010206
•		•	•		OO010007
•		•		•	OO010207
KIT OTOSCOPIO					
•			•		OC040005
•				•	OC040205

Fuente de tensión + KITS

TRANSFORMADOR DE PARED

HEINE EN 200

2 MANGOS · SIN INSTRUMENTOS



Extraordinaria eficiencia energética.

Permite uso paralelo de los mangos.

Múltiples posibilidades de diagnóstico.

Máxima seguridad para usuario y paciente.

Óptima limpieza.

Función Ready-to-use.

Regulación continua de la luminosidad

Seguro anti-robo integrado

Connectivity Ready: El aparato dispone de una interfase USB y se puede ampliar con módulos Heine, como p. ej. el nuevo Esfigmomanómetro Digital EN 200 BP.

La tecnología Soft-Start: Protege las lámparas durante la fase crítica de conexión (evita corrientes transitorias de conexión), alargando así su vida útil.



HX512250

Heine EN 200 (+2 mangos)

Sistema mural moderno y energéticamente eficiente

KIT - Transformador de Pared HEINE EN200

 G100	 K180	 BETA 200	 Espéculos 3 metal + 1 Sanalon	 Espéculos 2 metal + 1 Sanalon	REF. KIT
KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO					
•	•		•		0001001
•	•			•	00010201
•		•	•		00010004
•		•		•	00010204

Trabajamos con todos los productos Heine,
si no encuentras lo que buscas, contáctenos

KIT: componentes

CABEZAL OTOSCOPIO HENDIDO HEINE G100 CON LUPA ABATIBLE



Sólida construcción de metal. Duración prácticamente ilimitada. Buena inserción de los instrumentos. Iluminación por fibra de vidrio. Iluminación clara y homogénea del campo de observación.

Lupa abatible a prueba de rayado, de vidrio óptico corregido con aumento de 2x. Imagen detallada.

Construcción fácilmente accesible, libre de ranuras. Limpieza cómoda, desinfección con los desinfectantes corrientes. Ajuste seguro de los espéculos.



HG221301

3,5 V

(también 2,5V para mango a pilas)

ESPÉCULOS

SANALON

HG021312 40 mm long. / Ø 3,5 mm



METÁLICOS

HG021330 57 mm long. / Ø 4 mm

HG021331 65 mm long. / Ø 6 mm

HG021332 90 mm long. / Ø 7 mm



KIT: componentes

OFTALMOSCOPIO STANDARD HEINE K180®



Elevada funcionalidad a un precio sin competencia.

Óptica esférica de precisión. Reflejos de córnea e iris se eliminan en gran parte buena imagen del fondo.

XHL Tecnología Xenón Halógena.

Luz clara y luminosa imagen clara del fondo.

Forma ergonómica.

El instrumento se apoya siempre bien en la órbita.

Apoyo orbital blando.

Protege las gafas, proporciona buen apoyo.

5 diafragmas a elección. Para pupilas estrechas y anchas la elección ideal. Estrella de fijación para pruebas de fijación (a elección filtro azul para exámenes de córnea).

Apertura de entrada y salida estancas al polvo, carcasa con protección antipolvo. Requiere poco mantenimiento.

Carcasa de policarbonato de alta resistencia a impactos.

27 lentes en el alcance de - 35D a + 40D. Imagen nítida también en casos de fuertes anomalías de refracción.



Óptica con pocos reflejos

Protegido contra el polvo

HC230207

con rueda de diafragmas 2 con filtro azul, sin mango

+ en pasos de 1D:	1 – 10	15	20	40	D
- en pasos de 1D:	1 – 10	15	20	25	35D

OFTALMOSCOPIO HEINE BETA 200 ÓPTICA ASFÉRICA SUPERIOR

El oftalmoscopio con óptica esférica especial y con todas las cualidades del BETA 200 S, pero sin el diafragma de mácula (diafragma de punto) y con el siguiente campo de corrección:

+ en pasos de 1D:	1 – 10	15	20	40	D
- en pasos de 1D:	1 – 10	15	20	25	35D

HC230100

Oftalmoscopio sin mango 3,5 V



ÓPTICA SIN REFLEJOS

ÓPTIMA PARA PUPILAS ESTRECHAS

HERMÉTICO AL POLVO



KITS OTOSCOPIO / OFTALMOSCOPIO

 G100	 K180	 BETA 200	 Espéculos 3 metal + 1 Sanalon	 Espéculos 2 metal + 1 Sanalon	REF. KIT
-----------------	-----------------	---------------------	---	---	-----------------

MANGO A PILAS BETA 2,5 V

KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO					
.	.		.		OO010003
.	.			.	OO010203
KIT OTOSCOPIO					
.			.		OC040004
.				.	OC040204

MANGO RECARGABLE LI-ION BETA 4 USB

KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO					
.	.		.		OO010002
.	.			.	OO010202
.		.	.		OO010005
.		.		.	OO010205
KIT OTOSCOPIO					
.			.		OC040001
.				.	OC040201

CARGADOR DE MESA HEINE NT4 (1 MANGO INCLUIDO)

KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO					
.	.		.		OO010006
.	.			.	OO010206
.		.	.		OO010007
.		.		.	OO010207
KIT OTOSCOPIO					
.			.		OC040005
.				.	OC040205

TRANSFORMADOR DE PARED HEINE EN200

KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO					
.	.		.		OO010001
.	.			.	OO010201
.		.	.		OO010004
.		.		.	OO010204

CABEZAL OTOSCOPIO HENDIDO HEINE G100 - con lupa abatible

KIT G100 - SIN fuente de tensión					
Espéculos: 3 metal + 1 Sanalon OC040203		Espéculos: 2 metal + 1 Sanalon OC040203			