

# PANTALLA FACIAL



Pantalla facial accesible para todos que protege perfectamente contra salpicaduras y gotas. Diseñado para adaptarse a las necesidades de los primeros auxilios, fácil de usar, económica, protectora y se puede poner sobre las gafas.

- Embalaje listo para usar.
- Material anti-vaho y película protectora en el lado exterior.
- Adaptado a gafas de receta.
- Protección contra la sangre y los fluidos corporales banda elástica (un tamaño para todos).
- Visera tallaXL: 22 x 33 cm.

## LIMPIEZA

Las lentes deben limpiarse con regularidad.

## MANTENIMIENTO

Las lentes con picaduras, rayados o daños deben reemplazarse. Si el marco está dañado también reemplace el producto.

## ALMACENAMIENTO

Todos los productos deben almacenarse en un ambiente seco y limpio.

## EMBALAJE

Cada embalaje individual está sellado y contiene instrucciones para el usuario.

CE European standard

Made in China

**PR040001**