



Fruto de casi 30 años de experiencia fabricando equipos de Anestesia, Everest ofrece a los veterinarios más exigentes el rotámetro ideal para anestesia en pequeños animales.



PERFECTA ESCALA Y MÁXIMA PRECISIÓN
EN CAUDALES DE HASTA 1 LITRO

M **McKinley**
Anaesthetic Machines





Rotámetro / *Flowmeter*
0.1 - 4 LPM
RR070003



Rotámetro / *Flowmeter*
0.1 - 1 LPM
RR070004

A

Fijación / Fix

Tuerca / Nut: M22*1



B

Fijación: Abajo / Fix: Down

Tornillo + Tuerca / Screw and nut: M6



C

Fijación: Arriba/ Fix: Up

Tornillo + Tuerca / Screw and nut: M6



Disponible versión Compatible con Matrix
Available Matrix compatible version



salida/ out

11 Tubing Ø6 ID



12 Tubing Ø6 ID



13 Tubing Ø6 OD



entrada/ in

1 Tubing Ø6 ID




2 Tubing Ø6 OD



3 Tubing Ø4 OD

4 Tubing Ø6 OD



Hembra / Female: 23Ø
Con tubo / With tube

Pedido / Order

Rotámetro /
Flowmeter

0.1 - 4 LPM
RR070003

0.1 - 1 LPM
RR070004

salida/
out

11 Tubing Ø6 ID

12 Tubing Ø6 ID

13 Tubing Ø6 OD

entrada/
in

1 Tubing Ø6 ID

2 Tubing Ø6 OD

3 Tubing Ø4 OD

4 Tubing Ø6 OD

opcional/
optional

Hembra / Female: 23Ø
Con tubo / With tube