

# SEAL-COM 2

## SELLADORA BOLSAS AUTOMÁTICA



### SELLADORA BOLSAS AUTOMÁTICA SEAL-COM SELECTA

Según normas din 58953 apartado 7. Para bolsas de polipropileno-poliéster con base de papel para esterilizar. Sellado continuo. Avance manual o automático.

Exterior en acero inoxidable protegido con esmalte.  
Tiempo de calentamiento: 4'.  
Ancho de sellado: 10 mm.  
Velocidad de sellado: 6 m/min.  
Señal acústica de inicio de ciclo.  
Regulación electrónica y lectura digital de la temperatura.

#### PANEL DE MANDOS

Interruptor luminoso de puesta en marcha.  
Interruptor de puesta en marcha manual o automático.

Dimensiones selladora: 16 48 26 cm  
Consumo: 500W  
Peso: 13 Kg

SB010003