

POPA Suites



SUITE PARA HOSPITALIZACIÓN DE GATOS



SUITE FOR CAT HOSPITALISATION

1.518 m

20°55'15.3"N 95°15'12.1"E



POPA SUITES

Un paso adelante en seguridad y confort

Suite para hospitalización de gatos, con reducción del estrés postoperatorio, que proporciona total confort para el paciente, y seguridad para el veterinario.



100% ESTANCA

Construcción hermética.

PUERTAS INTERIORES para aislar al paciente

Puedes cambiar la comida o la arena de los gatos sin tener contacto con ellos. El sistema de puertas independientes en cada compartimento garantiza protección a los veterinarios y confort para los gatos. Se puede acceder a cada compartimento sin tener contacto con el paciente.

PUERTAS EXTERIORES Diseño inteligente

Apertura de 180° con bisagras fijas (ajustadas de fábrica e inalterables con el tiempo) resistentes, con un diseño sencillo (sin vértices agudos, ni tornillos exteriores) que garantiza la seguridad y bien estar de los gatos y a la vez facilita la limpieza de la suite.

MATERIAL RESISTENTE Garantía de durabilidad

Tablero compacto fenólico HPL:
Alta densidad, no poroso y homogéneo.

Su superficie perfectamente pulida presenta un comportamiento fungicida, ya que impide la fijación y reproducción de colonias bacterianas. Fácil desinfección. Resistente a productos químicos, impactos y calor. Es muy fácil de limpiar.

BASES RODABLE o FIJA

Configura un espacio a medida



VINILO ANTI-CHOQUE

Ø 5 cm
Evita el choque de los gatos contra la puerta transparente.



Opcion: MÓDULO POPA BASIC

Un solo espacio interior.

POPA
Suites

POPA SUITES

Configura el espacio a tu manera

Nuestra Popa Suite está diseñada para ofrecer más confort a los gatos hospitalizados y mayor seguridad para el veterinario. Su estructura ayuda a reducir el estrés postoperatorio, mejorando la recuperación del paciente. Su sistema de espacios independientes permite aislar al paciente cuando es necesario, y su material es altamente resistente a abrasiones, manchas y calor. Elige entre los diferentes módulos disponibles para configurar tu Popa Suite según las necesidades de tu clínica.

Sello Cat Friendly Clinic:

Silver Standard para hospitalización >24 horas


+ **Gold** Standard para hospitalización ≤24 horas

MÓDULO BASIC 1 ESPACIO

1 puerta opaca

+ puerta policarbonato

SG030106



Sencilla, económica y funcional


Un único compartimento que combina amplitud y libertad. Perfecto para que el gato se mueva con comodidad y sea visible, incluso si busca resguardarse. La puerta opaca actúa como un semi refugio, creando un ambiente más tranquilo y seguro.

MÓDULO SUITE 2 ESPACIOS

1 puerta opaca

+ puerta policarbonato

SG030001



Protección garantizada


Dos compartimentos independientes ofrecen total flexibilidad para la estancia, la comida o las necesidades. Acceso separado a cada uno, asegurando que el paciente esté siempre tranquilo y en profesional, protegido.

MÓDULO SUITE 3 ESPACIOS

2 puertas opacas

+ puerta policarbonato

SG030002




Privacidad total

Con tres compartimentos independientes, Popa Suites ofrece un espacio adaptado para la estancia, la comida y las necesidades del gato. Cada compartimento es de acceso independiente, garantizando el bienestar del paciente sin contacto directo.

ARMARIO 2 ESPACIOS


2 puertas opacas

SG030003



Aprovecha al máximo tu espacio




La Popa Suites puede incluir o no un práctico módulo de almacenamiento, según tus necesidades. Con puertas de fenólico, todo está perfectamente organizado y al alcance, sin perder el toque de elegancia y funcionalidad.



Todos los módulos tienen el mismo tamaño,
lo que te permite combinarlos como desees.

80 x 57 x 62 cm (An x F x Al)

POPA
Suites




Todos los módulos tienen el mismo tamaño, lo que te permite combinarlos como desees.

80 x 57 x 62 cm (An x F x Al)




BASES



SOPORTE FIJO Libertad para configurar un espacio a medida de tus necesidades.




6 suites máx.:
SG030121
2 columnas
160 x 55 cm




9 suites máx.:
SG030131
3 columnas
240 x 55 cm





3 suites máx.:
SG030113
1 columnas
80 x 55 cm




6 suites máx.:
SG030123
2 columnas
160 x 55 cm




9 suites máx.:
SG030133
3 columnas
240 x 55 cm



2 suites máx.:
SG030116
1 columnas
80 x 55 cm



4 suites máx.:
SG030126
2 columnas
160 x 55 cm



6 suites máx.:
SG030136
3 columnas
240 x 55 cm

SOPORTE RODABLE

Base robusta con ruedas de alta calidad garantizada. Facilita la limpieza y desplazamientos.



3 suites máx.:
SG030100 - para 1 columna
81 x 57 cm / 8 cm altura



4 suites máx.:
SG030122 - para 2 columnas
160 x 55 cm / 20 cm altura

POPA SUITES

ACCESORIOS

TERMÓMETRO HIGRÓMETRO DIGITAL



Hecho en Alemania.

SG030103

Fácil lectura
Temperatura y humedad interior
Indicación de nivel de confort
Memoria máxima-mínima
Rango temperatura: -20°C a +50°C
Rango humedad: 20% a 99% hR
Dimensiones: 100 x 82 x 11mm

SISTEMA DE EXTRACCIÓN / VENTILACIÓN



SG030102

Canal de ventilación en acero inoxidable con adaptador a tubo de Ø100 mm.
Adaptable a motor extractor centrífugo lineal.

Se puede instalar en todos los modelos anteriores de Popa Suites

GOTERO + TIJA

SG030107

En Acero Inoxidable.
Ajustable.



PERCHA PARA SUERO

SG030101

En Acero Inoxidable.



PERSONALIZACIÓN

A MEDIDA

**NOS ADAPTAMOS
A TU ESPACIO Y ESTILO**

**PERSONALIZA
TU POPA SUITE**

Prints de vinilo con la imagen que quieras o el logotipo de tu clínica.



Ofrecemos servicio de personalización de tus POPA Suites. Elige los vinilos básicos o envíenos material gráfico de tu preferencia y te haremos un proyecto exclusivo*.

BÁSICOS: Popa Style



17 x 14,5 cm / 1 color
TODAS las puertas



17 x 22 cm / 1 color
puerta de FENÓLICO



20 x 26 cm / 1 color
puerta de POLICARBONATO

**POPA
Suites**

* Servicio no incluido en el precio de las POPA Suites.

¿ Porqué POPA?


En Everest quisimos homenajear a los Sagrados de Birmania: una raza de gato de pelo semilargo que se caracteriza por sus guantes que han de ser de un color blanco immaculado, sus ojos azul zafiro, su pelo de color claro con zonas de tonalidades más oscuras.

Las características físicas únicas de los Birmanos son explicadas con una leyenda:

Hace muchos siglos las gentes de Khmer construyeron el templo de Lao-Tsun, para adorar a la Diosa de oro con ojos de zafiro Tsun-Kyan-Kse. Mun-Ha, que era un sacerdote muy querido, a veces se quedaba arrodillado frente a la Diosa junto a Sinh, el precioso gato del templo. Una noche, una banda de ladrones asaltó el templo y Mun-Ha fue asesinado. Cuando Mun-Ha* murió, Sinh posó sus patas sobre su maestro y miró a la Diosa de oro. Mientras lo hacía, el vello de su cuerpo se tornó dorado, sus ojos amarillos cambiaron al color azul zafiro, y sus cuatro patas adquirieron el color de la tierra, más sus "manos" quedaron de un color blanco immaculado, por la pureza de su maestro. A la mañana siguiente, los cien gatos del templo eran ahora dorados como Sinh, que no dejó el trono sagrado hasta 7 días después, cuando murió y llevó el alma de su Maestro al Paraíso.

Siguiendo la línea de nombrar los productos de fabricación propia de Everest como montañas, elegimos el Monte POPA, un volcán a 1518 metros sobre el nivel de mar, en el centro de Birmania (Myanmar). Es conocido por ser el centro de culto y hogar de los 37 nats de Myanmar (espíritus birmanos que protegen los hogares).

Nuestras suites para gatos están pensadas para ofrecer un nivel de confort excepcional a los gatos en fase de hospitalización.



1.518 m

20°55'15.3"N 95°15'12.1"E

* Mun-Ha: es también un personaje del dibujo animado Thundercats.

Somos una empresa, fundada en el año 1992, especializada en la creación y distribución de productos para clínicas y hospitales veterinarios. Tenemos una amplia cartera de productos, trabajamos con marcas líderes del sector y además somos especialistas en mobiliario veterinario y equipos de anestesia, diseñados y fabricados en exclusiva por nosotros con las técnicas más avanzadas. Nuestra dedicación al estudio y desarrollo de productos nos permite ofrecer artículos de alta calidad, para así hacer más fácil la labor del veterinario tanto en España como en el mercado internacional.



www.everest-tecnovet.com

· I + D INNOVAR PARA MEJORAR

Invertimos en investigación y desarrollo pues estamos convencidos de que estar a la vanguardia de la tecnología y del diseño trae beneficios no solo a nuestra compañía, sino también a todo el sector veterinario.

· COMPETIR AL MISMO NIVEL CON FABRICANTES MUNDIALES

Hemos logrado conquistar espacios en el mercado internacional y nuestro objetivo es mostrar que en España se diseña y fabrica equipos veterinarios de calidad similar o superior a otros equipos ya consolidados en el mercado actual mundial.

· NOTABLE EVOLUCIÓN EN NUESTRO SISTEMA DE PRODUCCIÓN

En el año 2015 ampliamos nuestras instalaciones y creamos una planta exclusiva para los trabajos de producción. Hemos generado empleo de personal altamente capacitado para poner en práctica nuestros equipos.

· COLABORACIÓN DE PROXIMIDAD

Apostamos por la colaboración de proximidad y cada vez más trabajamos junto a talleres y proveedores ubicados cerca de nosotros, acciones que impulsan la economía local y la salud del planeta. Queremos asegurarnos de la excelencia de todos nuestros equipos y de la facilidad de asistencia técnica si un día es necesario.

· SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO - SAT

La tecnología actual nos ha permitido dinamizar el trabajo del SAT. A través de video-llamadas, envío de fotos para ilustrar dudas, tutoriales en vídeo y nuestro canal de YouTube, asesoramos siempre que sea posible al veterinario para facilitar su labor.

· CREEMOS EN EL SECTOR, EN LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN

Nos preocupamos del bienestar de nuestros clientes y trabajadores y les ofrecemos pequeñas grandes soluciones que marcan la diferencia en su trabajo diario. Somos humanos y tratamos con humanos. Igual que nuestro personal, nuestros clientes nunca serán un número.

· OPORTUNIDADES PARA TODOS

Everest abre las puertas y los brazos a todos. Nuestra plantilla es variada, hay gente de todas las edades, orígenes, capacidades, mujeres y hombres por igual. Tenemos puestos para prácticas de estudiantes y que en nuestra empresa han conseguido su primer empleo.

· RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Tenemos una especial preocupación en cuidar el medio ambiente y la preservación de nuestro entorno. Estamos trabajando sin pausa para disminuir nuestro impacto medioambiental con la seriedad que exigen nuestros tiempos.



Gracias por su interés en nuestros productos.
Confiamos en que esta información le sea de utilidad.
Para cualquier cuestión, estamos a su disposición.
No dude en contactar con su agente comercial o a través del teléfono
+34 936 686 715 o correo electrónico **info@everest-tecnovet.com**

Saludos,
Equipo Everest-Tecnovet



1992



2007



2022

POPA Suites



SUITE PARA HOSPITALIZACIÓN DE GATOS



SUITE FOR CAT HOSPITALISATION

1.518 m

20°55'15.3"N 95°15'12.1"E



POPA SUITES

A new concept in hospitalization for cats, reducing the postoperative stress and providing more comfort for the patient and more security for the veterinary.



100% AIRTIGHT

Hermetic seal construction.

INTERIOR DOORS to isolate the patient

You can change the food or the sand of cats without coming into contact with them. The independent doors system in each compartment guarantees protection to veterinarians and comfort to cats.

EXTERIOR DOORS Intelligent design

180° opening with resistant fixed hinges (factory adjusted and unalterable over time). A simple design (no sharp corners, no external screws) that guarantees the safety and well being of the cats and at the same time makes easier the cleaning of the suite.

RESISTANT MATERIAL: durability guarantee

Compact HPL phenolic board: High density, non-porous and homogeneous.

Its perfectly polished surface has a fungicide behaviour preventing bacterial colonies fixation and reproduction. Easy disinfection.

ROTATE OR FIXED BASE

Configure a space tailored to your needs.

ANTI-SHOCK VINYL

Prevent cats from bumping into the transparent doors.
Ø 5 cm



Option: POPA BASIC MODULE

A single interior space.

POPA
Suites

POPA SUITES

Tailor the space to your needs

our Popa Suite is designed to provide greater comfort for hospitalised cats and enhanced safety for veterinarians. Its structure helps reduce postoperative stress, promoting better patient recovery. Its independent space system allows for patient isolation when needed, and its material is highly resistant to abrasions, stains, and heat. Choose from the available modules to configure your Popa Suite according to your clinic's needs.


Cat Friendly Clinic Certification:

Silver Standard for hospitalisation >24 hours

Gold Standard for hospitalisation ≤24 hours

BASIC MODULE 1 SPACE

1 opaque door
+ polycarbonate door
SG030106




Simple, affordable, and functional

A single compartment that combines spaciousness and freedom. Perfect for allowing the cat to move comfortably while remaining visible, even when seeking shelter. The opaque door acts as a semi-hideaway, creating a calmer and safer environment.

SUITE MODULE 2 SPACES

1 opaque door
+ polycarbonate door
SG030001




Guaranteed protection

Two independent compartments provide complete flexibility for resting, eating, or other needs. Each has a separate access point, ensuring the patient remains calm and the professional, protected.

SUITE MODULE 3 SPACES

1 opaque doors
+ polycarbonate door
SG030002




Total privacy

With three independent compartments, Popa Suites offers a dedicated space for resting, eating, and hygiene. Each compartment has separate access, ensuring the cat's well-being without direct contact.


CABINET 2 SPACES

2 opaque doors
SG030003



Make the most of your space



The Popa Suites can include an optional practical storage module, tailored to your needs. With phenolic doors, everything stays perfectly organised and within reach, maintaining both elegance and functionality.



All the modules are the same size, allowing you to combine them as you wish.

80 x 57 x 62 cm (W x D x H)

POPA
Suites




All the modules are the same size, allowing you to combine them as you wish.

80 x 57 x 62 cm (W x D x H)




BASES


FIXED SUPPORT Freedom to configure a space tailored to your needs.




6 suits máx.:
SG030121
2 columns
160 x 55 cm




9 suits máx.:
SG030131
3 columns
240 x 55 cm





3 suits máx.:
SG030113
1 column
80 x 55 cm




6 suits máx.:
SG030123
2 columns
160 x 55 cm




9 suits máx.:
SG030133
3 columns
240 x 55 cm



2 suits máx.:
SG030116
1 column
80 x 55 cm



4 suits máx.:
SG030126
2 columns
160 x 55 cm



6 suits máx.:
SG030136
3 columns
240 x 55 cm

MOBILE SUPPORT

Sturdy base with high-quality guaranteed wheels. It facilitates cleaning and movement.



3 suits máx.
SG030100 - for 1 column
81 x 57 cm / 8 cm height



4 suits max.
SG030122 - for 2 columns
160 x 55 cm / 20 cm height

POPA SUITES

ACCESSORIES

THERMOHYGROMETER

SG030103



MADE IN GERMANY

Digital ultra-fine hygrometer thermometer
Large, easy-to-read digits
Indoor temperature and humidity
Comfort level indicator
Maximum-minimum memory
Temperature range: -20 to +50°C
Humidity range: 20% to 99% hR
Dimensions: 100x 82 x 11mm

EXTRACTION / VENTILATION SYSTEM

SG030102



Stainless steel ventilation channel with Ø100mm tube. Can be adapted to a linear centrifugal extractor motor of Ø100 mm

Can be adapted to all previous models of the POPA Suites

WALL IV HOLDER

SG030107

Stainless Steel



IV HOLDER

SG030101

Stainless Steel



WE ADAPT TO YOUR YOUR SPACE AND STYLE CUSTOMIZE YOUR POPA SUITES

Vinyl prints with the image you want or your clinic logo



We offer customization service for your POPA Suites. Choose the basic vinyl or send us graphic material of your choice and we will make you an exclusive project.*

BASICS: Popa Style



POPA
Suites



17 x 14,5 cm / 1 color
ALL doors



17 x 22 cm / 1 color
Phenolic door



29,5 X 16 cm / 2 colors /
Polycarbonate door

* This service is not included in the price of POPA Suites.

¿ Why POPA?

In Everest we wanted to honor the Sacred of Burma: a cat breed with semi-long hair, characterized by its gloves which must be immaculate white, its blue sapphire eyes, and its light color hair with dark tone areas.


The unique physical characteristics of the Burmese are explained in a legend: Many centuries ago the people of Khmer built the temple of Lao-Tsun, to worship the golden Goddess with sapphire eyes Tsun-Kyan-Kse. Mun-Ha, who was a beloved priest, sometimes stayed kneeling in front of the Goddess next to Sinh, the precious cat of the temple. One night, a gang of thieves raided the temple and Mun-Ha was killed.

When Mun-Ha died, Sinh laid his paws on his master and looked at the golden Goddess. As he did so, the hair on his body turned golden, his yellow eyes changed to the sapphire blue color, and his four legs acquired the color of the earth, plus his paws were immaculate white, for the purity of his master.

The next morning, the hundred cats of the temple were now golden like Sinh, who did not leave the sacred throne until 7 days later, when he died and took the soul of his Master to Paradise.

Following the line of naming Everest's own products as mountains, we chose Mount POPA, a volcano at 1518 meters above sea level, in the center of Burma (Myanmar). It is known to be the center of worship and home of the 37 nats of Myanmar (Burmese spirits that protects homes).

Our cats suites are designed to offer an exceptional level of comfort to cats in hospitalization phase.



* Mun-Ha: is also a Thundercats cartoon character.



We are a company, founded in 1992, specialised in the creation and distribution of veterinary products for veterinary clinics and hospitals. We have a wide range of products that include the leading brands in the veterinary industry and we are specialists in veterinary furniture and anaesthesia equipment designed and manufactured exclusively by us using the most advanced techniques. Our dedication to research and development of veterinary products allows us to offer the highest quality, in order to facilitate the work of veterinarians both in Spain and in the international market.



www.everest-tecnovet.com

- **R&D INNOVATE TO IMPROVE**

We invest in research and development as we believe that being at the forefront of technology and design not only benefits our company, but also the whole veterinary field.

- **COMPETING AT THE SAME LEVEL AS WORLD MANUFACTURERS**

We have managed to conquer a place in the international market and our aim is to show that in Spain we design and manufacture veterinary equipment of similar or superior quality to other equipment already consolidated in the current world market.

- **SIGNIFICANT EVOLUTION IN OUR PRODUCTION SYSTEM**

In 2015 we expanded our facilities and created a plant exclusively for production. We have generated employment of highly qualified personnel to implement our equipment.

- **CLOSE COOPERATION**

We are committed to local collaboration and increasingly work with workshops and suppliers located close to us, actions that boost the local economy and the health of the planet. We want to ensure the excellence of all our equipment and the ease of technical assistance should it ever become necessary.

- **TECHNICAL ADVISORY SERVICE - SAT**

Today's technology has allowed us to streamline the work of the SAT. Through video calls, sending photos illustrating doubts, tutorial on videos and our YouTube channel, we provide advice to veterinarians whenever possible to facilitate their work.

- **WE BELIEVE IN THE SECTOR, IN THE PEOPLE WHO ARE PART OF IT.**

We care about the well-being of our customers and employees and offer them solutions that make a difference in their daily work. We are human and we deal with humans. Just like our staff, our customers will never be a number.

- **OPPORTUNITIES FOR ALL**

Everest opens its doors and arms to everyone. We have a diverse workforce, with people of all ages, backgrounds and abilities, women and men alike. We have internships for students who have found their first job in our company.

- **RESPECT FOR THE ENVIRONMENT**

We have a special concern for the environment and the preservation of our surroundings. We are working tirelessly to reduce our environmental impact with the seriousness that our times demand.



Thank you for your interest in our products. We hope you find this information useful. For any question, we are at your disposal.

Do not hesitate to contact your commercial agent or by telephone **+34 936 686 715** or email info@everest-tecnovet.com

Greetings,

Everest-Tecnovet Team



1992



2007



2022